

View this email as a webpage



Notatka bezpieczeństwa FSCA-001- REFORMER

styczeń 2023 r.

Nazwa handlowa: Studio Reformer

(Dotyczy wszystkich modeli Reformerów z wieżami i bez, w tym Allegro, Allegro 2, CenterLine, Clinical, Contrology, Rialto, Ron Fletcher, Studio, XSR i zestaw Reformer/Trapeze)

Do wszystkich, których to może dotyczyć,

Balanced Body rozpowszechnia niniejszą notatkę bezpieczeństwa, aby zwrócić uwagę na ryzyko zidentyfikowane na podstawie skarg klientów.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące wykonywania ćwiczeń na reformerze w pozycji stojącej lub klęczącej z wyprostowaną klatką piersiową

Balanced Body stwierdziło, że gdy użytkownik wykonuje ćwiczenia na urządzeniu Reformer w pozycji stojącej lub klęczącej z wyprostowaną klatką piersiową na wózku i jest skierowany w stronę drążka sprężynowego, istnieje zwiększone ryzyko obrażeń, w tym uszkodzenia twarzy lub oczu, jeśli

użytkownik spadnie do przodu w kierunku drążka sprężynowego. Tego typu ćwiczenia powinny być wykonywane wyłącznie pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego instruktora, który będzie interweniował, aby zapobiec upadkowi lub w inny sposób zminimalizować obrażenia, a osoba wykonująca ćwiczenie musi dokładnie podążać za wskazówkami instruktora, uważać na utrzymanie równowagi i nie dopuścić do upadku do przodu.

Tego typu ćwiczenia nie są zalecane na zajęciach grupowych lub z niedoświadczonymi osobami ćwiczącymi Pilates.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i dbanie o bezpieczeństwo swoich podopiecznych podczas wykonywania tego typu zaawansowanych ćwiczeń.

Aby uniknąć nieporozumień, poniżej zamieszczono zdjęcie użytkowników wykonujących ćwiczenie na Reformerze w pozycji klęczącej z wyprostowaną klatką piersiową, zwróconej w stronę drążka sprężynowego.



Działania, które powinien podjąć użytkownik

Proszę kliknąć [na ten link](#), aby wypełnić formularz potwierdzający otrzymanie tego FSN.

Jeśli nie jesteś użytkownikiem końcowym Reformera zakupionego w Balanced Body, prosimy o podzielenie się tym zawiadomieniem z użytkownikiem(ami) końcowym(i).

Konkluzja


Odpowiednie właściwe organy zostały poinformowane o tym zawiadomieniu.

Doceniamy Państwa współpracę i życzymy wielu lat bezpiecznego użytkowania sprzętu Balanced Body.

Z poważaniem,

Zespół Bezpieczeństwa Produktów Balanced Body

Balanced Body® Inc. 5909 88th Street Sacramento, California, 95828 USA
[Unsubscribe](#) [Manage Preferences](#) [Privacy Policy](#) [Contact Us](#)



Notatka bezpieczeństwa

Studio Reformer (z wieżą)

Kontaktujemy się z Państwem w celu przekazania notatki bezpieczeństwa dotyczącej urządzenia Studio Reformer. Jesteśmy zobowiązani do uzyskania potwierdzenia otrzymania i przeczytania tej wiadomości. Proszę zaznaczyć poniższe pole potwierdzenia i odesłać do nas. Dziękujemy za pomoc.

- Potwierdzam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z notatką bezpieczeństwa dotyczącą urządzenia Balanced Body Studio Reformer (z wieżą) i będę przestrzegać zawartych w niej instrukcji. Niniejsza notatka bezpieczeństwa dotyczy wszystkich Reformerów bez względu na rodzaj modelu. Treść tego zawiadomienia jest przytoczona poniżej.

Imię

Nazwisko

Adres mailowy
nachmankayla@gmail.com

Kraj ▼

Prześlij

[Będą wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności](#)

styczeń 2023 r.

Nazwa handlowa: Studio Reformer

(Dotyczy wszystkich modeli Reformer z wieżami i bez, w tym Allegro, Allegro 2, CenterLine, Clinical, Contrology, Rialto, Ron Fletcher, Studio, XSR i zestaw Reformer/Trapeze)

Do wszystkich, których to może dotyczyć,


Balanced Body rozpowszechnia niniejszą notatkę bezpieczeństwa, aby zwrócić uwagę na ryzyko zidentyfikowane na podstawie skarg klientów.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące wykonywania ćwiczeń na reformerze w pozycji stojącej lub klęczącej z wyprostowaną klatką piersiową

Balanced Body stwierdziło, że gdy użytkownik wykonuje ćwiczenia na urządzeniu Reformer w pozycji stojącej lub klęczącej z wyprostowaną klatką piersiową na wózku i jest skierowany w stronę drążka sprężynowego, istnieje zwiększone ryzyko obrażeń, w tym uszkodzenia twarzy lub oczu, jeśli użytkownik spadnie do przodu w kierunku drążka sprężynowego. Tego typu ćwiczenia powinny być wykonywane wyłącznie pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego instruktora, który będzie interweniował, aby zapobiec upadkowi lub w inny sposób zminimalizować obrażenia, a osoba wykonująca ćwiczenie musi dokładnie podążać za wskazówkami instruktora, uważać na utrzymanie równowagi i nie dopuścić do upadku do przodu. Tego typu ćwiczenia nie są zalecane na zajęciach grupowych lub z niedoświadczonymi osobami ćwiczącymi Pilates.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i dbanie o bezpieczeństwo swoich podopiecznych podczas wykonywania tego typu zaawansowanych ćwiczeń.

Aby uniknąć nieporozumień, poniżej zamieszczono zdjęcie użytkowników wykonujących ćwiczenie na Reformerze w pozycji klęczącej z wyprostowaną klatką piersiową, zwróconej w stronę drążka sprężynowego.



Czy masz więcej pytań? [Zapraszamy do kontaktu](#)