

# Komunikat bezpieczeństwa

## SBN-RPD-2015-021

RPD / Gazometria i elektrolity krwi  
Wersja 1  
07-Stycznia-2016

### cobas b 123: Potencjalne zmniejszenie odzysku PO2

<b>Aparat/System, którego dotyczy problem</b>	<b>cobas b 123 &lt;1&gt;</b> <b>cobas b 123 &lt;2&gt;</b> <b>cobas b 123 &lt;3&gt;</b> <b>cobas b 123 &lt;4&gt;</b>
---	--

<b>Nazwa wyrobu</b>	<b>cobas b 123 FLUID PACK 200</b> <b>cobas b 123 FLUID PACK 400</b> <b>cobas b 123 FLUID PACK COOX 200</b> <b>cobas b 123 FLUID PACK COOX 400</b> <b>cobas b 123 FLUID PACK COOX 700</b>
---------------------	--

<b>GMMI / Nr części</b>	05403308001 05403154001 05169992001 05170036001 05170052001
-------------------------	---

<b>Identyfikator produkcji (Nr serii/Nr seryjny)</b>	Patrz Tabela 1
--	----------------

#### Szanowni Państwo, użytkownicy systemów cobas b 123,

Chciliśmy Państwa zawiadomić o sytuacji dotyczącej systemu **cobas b 123** POC powodującej uzyskiwanie niskich wyników QC dla *PO2*. Może to się przydarzyć w wypadku użycia kasety **cobas b 123** Fluid Pack z określonej serii.

Aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka dotyczącego raportowania zbyt niskich wyników *PO2* dla próbki pacjenta, parametr *PO2* należy w systemie **cobas b 123** dezaktywować wszędzie tam, gdzie używane są kasety Fluid Packs posiadające te numery serii, które wspomniane są w niniejszym komunikacie bezpieczeństwa.

# cobas b 123: Potencjalne zmniejszenie odzysku *PO2*

## Nr serii kaset b 123 Fluid Pack

Podane poniżej numery serii kasety **cobas b 123 Fluid Pack** mogą powodować sytuację, o której mowa:

Wyrób	Numery serii kaset
05403308001 <b>cobas b 123 FLUID PACK 200</b>	21456184
05403154001 <b>cobas b 123 FLUID PACK 400</b>	21456134
05169992001 <b>cobas b 123 FLUID PACK COOX 200</b>	21456353 21456373 21456383
05170036001 <b>cobas b 123 FLUID PACK COOX 400</b>	21456333 21456343 21456353
05170052001 <b>cobas b 123 FLUID PACK COOX 700</b>	21456323

**Tabela 1:** Lista numerów serii kaset **cobas b 123 Fluid Pack**, których dotyczy opisana sytuacja.

## Opis sytuacji

Otrzymaliśmy ostatnio doniesienia o nieprawidłowych wartościach QC (wartości QC poniżej wartości docelowych) wobec parametru *PO2* w systemach **cobas b 123 POC**.

Okazało się, że te zaniżone wartości QC spowodowane były nieprawidłową kalibracją parametru *PO2*. Wykrycie tej sytuacji może nie być łatwe, ponieważ wyniki QC mogą znajdować się poniżej wartości średniej, ale cały czas w granicach 2 odchyżeń standardowych (OS). W związku z tym istnieje możliwość uzyskania w próbkach pacjentów fałszywie niskich wyników *PO2*, szczególnie w próbkach o wartości *PO2* poniżej 50 mmHg.

Jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnych reklamacji związanych z nieprawidłowymi wynikami pacjentów.

## Czynności podjęte przez firmę Roche Diagnostics

Firma Roche Diagnostics będzie prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu zastosowanie czynności naprawczych i zapobiegawczych.

Firma Roche opracowała schemat postępowania opisujący dezaktywację parametru *PO2* (zob. "Załącznik 1: Opis Schematu Postępowania").

Firma Roche Diagnostics wymieni wszystkie kasety **cobas b 123 Fluid Pack**, których dotyczy sytuacja.

# cobas b 123: Potencjalne zmniejszenie odzysku *PO2*

## Czynności, jakie powinien przedsięwziąć użytkownik

Tam, gdzie używane są kasety **cobas b 123 Fluid Pack** z wymienionych w Tabeli 1 serii, **należy dezaktywować parametr *PO2***. Należy postępować według podanego szczegółowego schematu postępowania, opisanego w Załączniku 1.

Nie używane kasety **cobas b 123 Fluid Pack** z serii wymienionych w Tabeli 1 można lokalnie zutylizować.

## Przekazywanie niniejszego Komunikatu Bezpieczeństwa


Poniższe oświadczenie jest oświadczeniem FSN, obowiązującym w krajach EEA, ale nie jest wymagane w pozostałych krajach świata.

Prosimy o przekazanie niniejszego komunikatu bezpieczeństwa innym organizacjom/poszczególnym osobom, których ona dotyczy. Podpisanie potwierdza, że niniejszy komunikat bezpieczeństwa zgłoszono do właściwych Organów Nadzoru.

Pozostajemy z szacunkiem,



Paweł Żyszko  
Kierownik ds. Produktu  
Hematologia, Koagulologia i POC



Kinga Kowalska  
Kierownik ds. Jakości

Dane kontaktowe


Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.  
Wybrzeże Gdyńskie 6B  
01-531 Warszawa  
Nr tel. 0 800 909 505  
Faks: 22 481 5595  
E-mail: polska.rcsc@roche.com

# cobas b 123: Potencjalne zmniejszenie odzysku *PO2*

## Załącznik 1: Opis Schematu Postępowania

W wypadku użycia kasety **cobas b 123 Fluid Pack** z wymienionych w Tabeli 1 serii, parametr *PO2* należy dezaktywować.


Numer serii aktualnie zainstalowanej kasety Fluid Pack można sprawdzić w oprogramowaniu systemu **cobas b 123** pod "Aparat> Status części zużywalnej> Fluid Pack":




Jeśli numer serii kasety Fluid Pack wyszczególniony jest w Tabeli 1, parametr *PO2* należy dezaktywować.

Pod "Narzędzia > Konfiguracja > Oznaczenie > Parametr > Aktywacja/dezaktywacja" ustawić *PO2* na "WYŁ":

# cobas b 123: Potencjalne zmniejszenie odzysku $PO_2$




Po wybraniu "Zamknij", potwierdzić zmianę zaznaczając "OK":



# cobas b 123: Potencjalne zmniejszenie odzysku $PO_2$

Na ekranie ogólnym parametr  $PO_2$  zostanie wyszarzony i nie będzie już dłużej aktywny.




# cobas b 123: Potencjalne zmniejszenie odzysku *PO2*

## Reaktywacja *PO2*:

Przed zainstalowaniem nowej kasyty Fluid Pack (nr serii **nie** jest wyszczególniony w Tabeli 1) należy reaktywować *PO2*:

Pod "Narzędzia > Konfiguracja > Oznaczenie > Parametr > Aktywacja/dezaktywacja" ustawić *PO2* na "Wł":



Należy pamiętać, że po zainstalowaniu nowej kasyty Fluid Pack, należy przeprowadzić oznaczenia QC na **wszystkich 3 poziomach** i że parametr *PO2* musi przejść QC na wszystkich 3 poziomach.