



## Zestaw FMI do kół zębatych

W ramach przeglądu mającego na celu sprawdzenie trwałości i niezawodności swoich produktów, spółka GMM postanowiła podjąć działania mające na celu udoskonalenie niektórych podzespołów.

Objęte produkty: stoły o numerze seryjnym 010/313 (Numer seryjny systemu 01/135) do numeru seryjnego 33130 (Numer seryjny systemu 00819), który nie jest objęty, zgodnie z następującymi nazwami:

| <i>Nazwa</i>                    | <i>Marka</i>         |
|---------------------------------|----------------------|
| Clisis (Vers. 90-90)            | Mecall               |
| Clisis access (Vers. 90-90)     | Mecall               |
| Clisis exel(Vers. 90-90)        | Mecall               |
| Clisis (Vers. 90-90)exel DRF    | Mecall               |
| Clisis DRF (Vers. 90-90)        | Mecall               |
| Clisis access DRF (Vers. 90-90) | Mecall               |
| OPERA SOUND (vers. 90-90)       | GMM                  |
| OPERA SOUND DRF (vers. 90-90)   | GMM                  |
| Clisis Verso (vers. 90-90)      | Mecall               |
| Nikaia classic (vers. 90-90)    | Primax International |
| Nikaia access (vers. 90-90)     | Primax International |
| Nikaia exel (vers. 90-90)       | Primax International |
| Nikaia access DRF (vers. 90-90) | Primax International |
| Nikaia exel DRF (vers. 90-90)   | Primax International |
| Connexity                       | General Electric     |

### Opis

Koła zębate przekładni przechylania zdalnie sterowanego stołu mogą być narażone na ograniczenie bezpieczeństwa w czasie na przykład w wyniku kolizji w fazie przechylania, niewłaściwego użytkowania urządzenia lub niedozwolonego obciążenia, braku konserwacji prewencyjnej lub jej przeprowadzeniem w sposób częściowy i/lub nieprawidłowy lub wyjątkowo intensywnego użytkowania.

### Działanie korekcyjne:

Utworzono kod 81744 – zestaw kół zębatych – który należy wbudować do całej zainstalowanej bazy. Zestaw zawiera wszystkie części i instrukcje konieczne do wymiany podzespołów.

### Uwaga!

**Należy wypełnić wszystkie części instrukcji i przekazać je producentowi drogą mailową lub faksem na następujący adres**

**GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.**

**e-mailem na adres [luca.bianchessi@gmmspa.com](mailto:luca.bianchessi@gmmspa.com) i [service@gmmspa.com](mailto:service@gmmspa.com)**

**lub faksem na numer +39 035 29 77 87**

### General Medical Merate S.p.A.

Zakład Siedziba Prawna i Administracyjna:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - WŁOCHY - Tel. +39 035 4525311 - Faks +39 035 299537/297787

Zakład: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel. +39 080 775340 - faks +39 080 764306

Biuro: via Tiraboschi, 7B/11 - 00141 ROMA - telefon +39 06 8274437 - faks +39 06 8274455

Nr podatnika VAT, Kod Podatkowy i wpis do Rejestru Przedsiębiorców w BG nr 00225500164

Mincomes Nr BG 12002139 - Kapitał Spółki € 4.850.883,00

C.C.I.A.A. (Izba Handlowa) R.E.A. Bergamo 138291 - Rach. Pocztowy 15218241 - RAEE: IT08020000000663 – Rejestr

Pile: BG-000016

[www.gmmspa.com](http://www.gmmspa.com) – [info@gmmspa.com](mailto:info@gmmspa.com) – Poczta Certyfikowana: [rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com](mailto:rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com)



Cert. Nr  
9120.GNM1



Cert. Nr  
9124.GNM2

Pragniemy podkreślić, że do chwili obecnej nie odnotowano żadnego zdarzenia, które spowodowałoby uszkodzenie mienia lub obrażenia osobowe w wyniku sytuacji opisanej w niniejszym komunikacie.

Pomimo tego, konieczne jest podjęcie opisanych działań w celu złagodzenia potencjalnego ryzyka, jakie może prowadzić do ograniczenia poziomu bezpieczeństwa urządzenia.

W związku z tym, podczas pierwszej konserwacji zwyczajnej lub nadzwyczajnej, w każdym razie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od otrzymania niniejszego powiadomienia, należy wbudować dostarczony zestaw, rozpoczynając od urządzeń dostarczonych/zainstalowanych jako pierwsze.

GMM nie ponosi odpowiedzialności w razie niezastosowania opisanych powyżej środków w okresie czasu wskazanym w niniejszym komunikacie.

Biuro Obsługi Technicznej GMM pozostaje do dyspozycji w celu udzielenia dodatkowych informacji/pomocy.

[service@gmmspa.com](mailto:service@gmmspa.com)

## General Medical Merate S.p.A.

Zakład Siedziba Prawna i Administracyjna:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - WŁOCHY - Tel. +39 035 4525311 - Faks +39 035 299537/297787

Zakład: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel. +39 080 775340 - faks +39 080 764306

Biuro: via Tiraboschi, 7B/11 - 00141 ROMA - telefon +39 06 8274437 - faks +39 06 8274455

Nr podatnika VAT, Kod Podatkowy i wpis do Rejestru Przedsiębiorców w BG nr 00225500164

Mincomes Nr BG 12002139 - Kapitał Spółki € 4.850.883,00

C.C.I.A.A. (Izba Handlowa) R.E.A. Bergamo 138291 - Rach. Pocztowy 15218241 - RAEE: IT08020000000663 - Rejestr

Pile: BG-000016

[www.gmmspa.com](http://www.gmmspa.com) - [info@gmmspa.com](mailto:info@gmmspa.com) - Poczta Certyfikowana: [rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com](mailto:rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com)



Cert. Nr  
9120.GNM1



Cert. Nr  
9124.GNM2