

Dalsze działania w związku z Notatką Bezpieczeństwa Udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa w sieci Merlin@Home™ i Zdalnego Monitoringu Merlin.net™

25 maja 2017 r.

Szanowny Administratorze Poradni w zakresie systemu Merlin.net™ PCN,

Jak zostali Państwo powiadomieni w dniu 3 kwietnia 2017 r. w ramach Notatki Bezpieczeństwa, St. Jude Medical, spółka Abbott Laboratories, wdrożyła najnowsze aktualizacje związane z bezpieczeństwem w sieci dla swojego nadajnika pacjenta Merlin@home™ i systemu zdalnego monitorowania Merlin.net™ Patient Care Network (PCN). Oprogramowanie nadajnika pacjenta Merlin@home™, wersja 8.2.2, obejmuje aktualizacje zabezpieczeń, które uzupełniają istniejące środki bezpieczeństwa stosowane przez spółkę i jeszcze bardziej zmniejszają i tak niezwykle niskie ryzyko związane z bezpieczeństwem w sieci. Pacjenci posiadający aktywnie podłączone modele nadajników Merlin@home™ EX1150 lub EX1100 powinni teraz używać zaktualizowanej wersji oprogramowania 8.2.2.

Wśród naszych pacjentów, których nadajniki ustanowiły komunikację z systemem Merlin.net™ PCN przynajmniej raz w ostatnim roku, **100%** skutecznie zaktualizowało swoje nadajniki do wersji 8.2.2. Wersję oprogramowania nadajników Merlin@home™ można potwierdzić za pośrednictwem systemu Merlin.net™ PCN bezpośrednio z poziomu Listy Pacjentów. Aby zobaczyć tę informację, prosimy wykonać następujące kroki:

Z poziomu Listy Pacjentów Merlin.net™:

- Kliknąć na „More Actions” [*Więcej działań*]
- Wybrać „Add or Remove Columns” [*Dodaj lub Usuń Kolumny*]
- Sprawdzić w polu „Transmitter Software Version” [*Wersja Oprogramowania Nadajnika*], a następnie wybrać „Done” [*Gotowe*]

W Abbott główny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów. Firma Abbott podjęła i nadal będzie podejmować odpowiednie kroki, aby zapewniać stałe bezpieczeństwo, ochronę i skuteczność swoich urządzeń. W dalszym ciągu będziemy współpracować w skoordynowany sposób ze swoją Komisją Lekarską ds. Bezpieczeństwa w Sieci, organami nadzoru, badaczami, lekarzami i innymi podmiotami w branży, aby opracowywać najlepsze praktyki i standardy, które jeszcze bardziej zwiększają ochronę urządzeń w branży medycznej.

Niniejszą notatkę należy przekazać wszystkim osobom, które muszą wiedzieć o sprawie w Państwa organizacji, a także każdej organizacji, która otrzymała urządzenia potencjalnie objęte tą sprawą.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Abbott lub Działem Wsparcia Technicznego Abbott dzwoniąc pod numer +46-8-474-4756 lub pisząc na adres remote.monitoring@sjm.com.

Z poważaniem,

Jeff Fecho
