

Grudzień 2018

**Pilna NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA**

**Kołnierz stojaka na system do wykonywania aferezy Trima Accel®**

**Typ działania: Modernizacja urządzenia**

Drodzy klienci!

Firma Terumo BCT zapewnia wsparcie techniczne na najwyższym poziomie i udostępnia informacje na temat produktów Terumo BCT. Celem tego listu jest poinformowanie Państwa o nowym kołnierzu stojaka przeznaczonym do systemów Trima Accel.

Nowe systemy Trima Accel będą dostarczane z kołnierzem stojaka (patrz ilustracja nr 1 poniżej). Nowe wyposażenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania punktu przyszczygnięcia pomiędzy stojakiem a maszyną podczas obniżania stojaka.

Jeśli operator nie przytrzyma stojaka, naciskając przycisk zwolnienia stojaka, stojak może swobodnie opaść. Jeśli ręka lub inna część ciała operatora będzie się znajdować na drodze swobodnie opadającego stojaka, operator może doznać urazów. Kołnierze pełnią funkcję dodatkowych zabezpieczeń, więc nie należy ich zdejmować po zainstalowaniu na stojaku.



*Ilustracja nr 1: Zdjęcie kołnierza stojaka po założeniu na stojaku Trima Accel.*



*Ilustracja nr 2: Zdjęcie kołnierza stojaka przed założeniem*

Przedstawiciele Terumo BCT we współpracy z Państwem dopilnują, aby kołnierze stojaka zostały dostarczone i założone na systemy Trima Accel działające w terenie. W przypadku nowych maszyn kołnierz stojaka zostanie założony na etapie instalacji.

Dziękujemy za Państwa wsparcie i zapewniamy o naszej gotowości do pomocy. W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Terumo BCT lub regionalnym centrum obsługi klienta: O przesłaniu tej notatki bezpieczeństwa została powiadomiona kompetentna instytucja państwowa.

Z wyrazami szacunku

Spencer A. Brown

**Terumo BCT, Inc.**  
10811 West Collins Ave.  
Lakewood, Colorado 80215-4440  
Stany Zjednoczone  
Nr tel. w USA: 1.877.339.4228  
Telefon: +1.303.231.4357  
Faks: +1.303.542.5215

**Terumo BCT Europe N.V.**  
Europa, Bliski Wschód i Afryka  
Ikaroslaan 41  
1930 Zaventem  
Belgia  
Telefon: +32.2.715.0590  
Faks: +32.2.721.0770

**Terumo BCT Asia Pte. Ltd.**  
89 Science Park Drive  
#04-25 (Lobby B)  
The Rutherford  
Singapur 118261  
Telefon: +65.6715.3778  
Faks: +65.6774.1419

**Terumo BCT Latin America S.A.**  
La Pampa 1517-12<sup>th</sup> Floor  
C1428DZE  
Buenos Aires  
Argentyna  
Telefon: +54.11.5530.5200  
Faks: +54.11.5530.5201

**Terumo BCT Japan, Inc.**  
Tokyo Opera City Tower 49F,  
3-20-2, Nishi-Shinjuku,  
Shinjuku-ku, Tokyo 163-1450,  
Japonia  
Telefon: +81.3.6743.7890  
Faks: +81.3.6743.9800

Senior Manager, Customer Experience and Advocacy