

Grudzień 2018

Pilna NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

Kołnierz stojaka na system do wykonywania aferezy Spectra Optia®

Typ działania: Modernizacja urządzenia

Drodzy klienci!

Firma Terumo BCT zapewnia wsparcie techniczne na najwyższym poziomie i udostępnia informacje na temat produktów Terumo BCT. Celem tego listu jest poinformowanie Państwa o nowym kołnierzu stojaka przeznaczonym do systemów Spectra Optia.

Nowe systemy Spectra Optia będą dostarczane z kołnierzem stojaka (patrz ilustracja nr 1 poniżej). Nowe wyposażenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania punktu przyszczypnięcia pomiędzy stojakiem a maszyną podczas obniżania stojaka.

Jeśli operator nie przytrzyma stojaka, naciskając przycisk zwolnienia stojaka, stojak może swobodnie opaść. Jeśli ręka lub inna część ciała operatora będzie się znajdować na drodze swobodnie opadającego stojaka, operator może doznać urazów. Kołnierze pełnią funkcję dodatkowych zabezpieczeń, więc nie należy ich zdejmować po zainstalowaniu na stojaku.



Ilustracja nr 1: Zdjęcie kołnierza stojaka po założeniu na stojaku Spectra Optia.



Ilustracja nr 2: Zdjęcie kołnierza stojaka przed założeniem

Przedstawiciele Terumo BCT we współpracy z Państwem dopilnują, aby kołnierze stojaka zostały dostarczone i założone na systemy Spectra Optia działające w terenie. W przypadku nowych maszyn kołnierz stojaka zostanie założony na etapie instalacji.

Dziękujemy za Państwa wsparcie i zapewniamy o naszej gotowości do pomocy. W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Terumo BCT lub regionalnym centrum obsługi klienta: O przesłaniu tej notatki bezpieczeństwa została powiadomiona kompetentna instytucja państwowa.

Z wyrazami szacunku

Spencer A. Brown
Senior Manager, Customer Experience and Advocacy

Terumo BCT, Inc.
10811 West Collins Ave.
Lakewood, Colorado 80215-4440
Stany Zjednoczone
Nr tel. w USA: 1.877.339.4228
Telefon: +1.303.231.4357
Faks: +1.303.542.5215

Terumo BCT Europe N.V.
Europa, Bliski Wschód i Afryka
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem
Belgia
Telefon: +32.2.715.0590
Faks: +32.2.721.0770

Terumo BCT Asia Pte. Ltd.
89 Science Park Drive
#04-25 (Lobby B)
The Rutherford
Singapur 118261
Telefon: +65.6715.3778
Faks: +65.6774.1419

Terumo BCT Latin America S.A.
La Pampa 1517-12th Floor
C1428DZE
Buenos Aires
Argentyna
Telefon: +54.11.5530.5200
Faks: +54.11.5530.5201

Terumo BCT Japan, Inc.
Tokyo Opera City Tower 49F,
3-20-2, Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo 163-1450,
Japonia
Telefon: +81.3.6743.7890
Faks: +81.3.6743.9800