

Karta instrukcji fabian (FI)

PRZED WENTYLACJĄ PACJENTA WENTYLATOREM FABIAN:

- **NIE** omijać procesu kalibracji czujnika przepływu.
- **ZAWSZE** przestrzegać instrukcji użycia.
- **ZAWSZE** kalibrować czujnik O₂ w przypadku jego ręcznego włączenia.
- **ZAWSZE** ponownie uruchamiać wentylator po zmianie języków.

PODCZAS WENTYLACJI PACJENTA WENTYLATOREM FABIAN:

- **NIE** eksportować danych trendów.
- **NIE** zmieniać ustawienia języka.
- **NIE** używać funkcji limitu objętości w trybie SIMV.
- **ZAWSZE** przestrzegać instrukcji użycia.
- **ZAWSZE** stosować monitoring zewnętrzny (np. SpO₂, kapnometria) z aktywowanymi alarmami.
- **ZAWSZE** odpowiednio ustawiać alarmy pacjenta.
- **ZAWSZE** ustawiać odpowiednio ciśnienie wdechowe i limit alarmu wysokiego szczytowego ciśnienia wdechowego (PIP), biorąc pod uwagę, że poziom zwolnienia ciśnienia wynosi 12 mbar powyżej ustawionego PIP.
- **ZAWSZE** monitorować odpowiedniość wspomaganą wentylacji w dwuramiennym trybie CPAP.

Niniejszą kartę należy umieścić w pobliżu/załączoną do urządzenia fabian aż do odwołania!

W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z dystrybutorem

fabian Instructions (FI) Card

BEFORE VENTILATING A PATIENT WITH A FABIAN VENTILATOR:

- **DO NOT** bypass flow sensor calibration process.
- **ALWAYS** follow the Instructions for Use.
- **ALWAYS** calibrate the O₂ sensor when it is manually enabled.
- **ALWAYS** power cycle the ventilator after changing languages.

WHILE VENTILATING A PATIENT WITH A FABIAN VENTILATOR:

- **DO NOT** export trend data.
- **DO NOT** change the language setting.
- **DO NOT** use the Volume Limit function while in SIMV mode.
- **ALWAYS** follow the Instructions for Use.
- **ALWAYS** utilize external monitoring (e.g. SpO₂, capnometry) with activated alarms.
- **ALWAYS** set patient alarms appropriately.
- **ALWAYS** set inspiratory pressure and high peak inspiratory pressure (PIP) alarm limit appropriately while taking into account that the pressure relief level is 12 mbar above set PIP.
- **ALWAYS** monitor adequacy of assisted ventilation in dual limb CPAP mode.

Keep this card visible close to/attached to fabian device until further notice!

If you have any questions, please contact your distributor