

Notatka bezpieczeństwa firmy Beckman Coulter dotycząca wpływu metamizolu (dipyronu)

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Beckman Coulter dotycząca wpływu metamizolu (dipyronu) na wyniki oznaczenia kreatyniny enzymatycznej, cholesterolu, trójglicerydów, kwasu moczowego, mleczanów, lipazy i frakcji HDL cholesterolu

Submitted by andkar on Fri, 06/05/2016 - 14:12

Załącznik:  [FSN_Beckman Coulter_06.05.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3166>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Beckman%20Coulter_06.05.2015.pdf