

Notatka bezpieczeństwa (76200) firmy GE HealthCare dotycząca bezpieczeństwa używania określonych systemów ultrasonograficznych Vivid informująca o ryzyku zapisania obrazów z badania pod nazwiskiem niewłaściwego pacjenta

Submitted by m.koszewski on Mon, 10/06/2024 - 16:02

Załącznik:  [DNB.444.600.2024.JR GE HealthCare bezpieczeństwo używa nia systemy ultras__.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8231>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.600.2024.JR%20GE%20HealthCare%20bezpiecze%C5%84stwo%20u%C5%BCywa%20nia%20systemy%20ultras__.pdf