

Notatka bezpieczeństwa (QM226) firmy Fritz Stephan GmbH dotycząca możliwej nieregularnej wentylacji, wydana z powodu wadliwego wyzwalania spowodowanego nieszczelnością lub błędnym pomiarem przepływu przez respirator Sophie, różne modele.

Submitted by j.piliszczuk on Tue, 03/09/2024 - 15:21

Załącznik:  [FSN_QM226_Sophie_SIMV_C1_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8351>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20QM226_Sophie%20SIMV_C1_PL.pdf