

Notatka bezpieczeństwa firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca interferencji N-acetyl

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca interferencji N-acetylocysteiny (NAC) z następującymi slajdami VITROS Chemistry Products: GLU Slides, LAC Slides, TRIG Slides i URIC Slides

Wysłane przez andkar w Wto, 06/09/2016 - 15:08

Załącznik:  [FSN_Ortho Clinical Diagnostics_06.09.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-ortho-clinical-diagnostics-dotycz%C4%85ca-interferencji-n-acetylocysteiny>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho%20Clinical%20Diagnostics_06.09.2016.pdf