

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ FA-001038) firmy Beckman Coulter dotycząca bezpieczeństwa

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ FA-001038) firmy Beckman Coulter dotycząca bezpieczeństwa używania analizatora do oznaczeń immunochemicznych DxI 9000 Access (ryzyko wystąpienia pęknięcia wokół wkładki na dnie wewnętrznego zbiornika buforu płuczącego).

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 03/04/2024 - 15:25

Załącznik:  [FSN_Beckman Coulter_2024_03_11.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn-fa-001038-firmy-beckman-coulter-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa-u%C5%BCywania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Beckman%20Coulter_2024_03_11.pdf