

Notatka bezpieczeństwa firmy Smiths Medical dotycząca nieużywania wszystkich sterylnych

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Smiths Medical dotycząca nieużywania wszystkich sterylnych strzykawk Monoject marki Cardinal Health z pompami strzykawkowymi Medfusion™ 3500 i 4000 z powodu ich niekompatybilności (wprowadzono zmiany w wymiarach strzykawk).

Wysłane przez j.piliszczuk w Śro, 10/04/2024 - 08:37

Załącznik:  [DNB.444.291.2024.JR FSN Smiths Medical strzykawki Monoject marki Cardina__.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-smiths-medical-dotycz%C4%85ca-nieu%C5%BCywania-wszystkich-sterylnych-strzykawk>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.291.2024.JR%20FSN%20Smiths%20Medica%20strzykawki%20Monoject%20marki%20Cardina__.pdf