

Pilna notatka ds. bezpieczeństwa**SAFIL QUI+ UNDY 5/0 (1) 45CM DSMP13; Numer katalogowy: C1046619; Seria: 115441**

23 czerwiec 2016

Szanowni Państwo,

Firma B. Braun Surgical S.A. podjęła decyzję o wycofaniu z rynku jednego numeru katalogowego / serii produktu Safil Quick, syntetycznej wchłaniającej sterylnej wielowłóknowej nici chirurgicznej.

W oparciu o nadesłane z rynku reklamacje firma uznała, że wszystkie reklamowane sztuki dla numeru katalogowego / serii produktu Safil Quick obciążone są taką samą wadą, w konsekwencji której nitka odłącza się od igły.

Nazwa: **SAFIL QUI+ UNDY 5/0 (1) 45CM DSMP13**
Numer katalogowy: **C1046619**
Seria: **115441**

Prosimy o sprawdzenie czy posiadacie Państwo na swoich stanach przedmiotowy produkt. Jeśli tak, prosimy o niezwłoczne odesłanie produktu.

Prosimy o wypełnienie załączonego „Formularza potwierdzenia wycofania z rynku” i odesłanie do nas do dnia 21 lipca 2016.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej procedury wycofania z rynku prosimy o kontakt z:

joanna.kowalczyk@bbraun.com

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Z poważaniem,

Aesculap Chifa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kierownik Handlowy Farmaceutycznej
młt farm. Joanna Janosz-Kowalczyk

Zarząd:

Sławomir Lukaszuk - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu

Sąd Rejonowy Spółki:

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000094176
NIP 788-00-08-829
wys. kapitału zakładowego: 12.680.000 zł

Banki:

PKO BP SA o/Nowy Tomyśl
85 1020 4144 0000 6302 0003 4348 PLN

BRE Bank SA o/Poznań
76 1140 1124 0000 3430 7800 1002 PLN
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

B BRAUN B. Braun Surgical, S.A.	PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO FRM_PNT	Doc nº. FRM/PNT/00/QA/920/05 en
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha revisión: 08/05/13
	FORMULARZ POTWIERDZENIA INFORMACJI O WYCOFANIU Z RYNKU	Fecha aplicación : 20/05/13
		Página: 1 de 1

FORMULARZ POTWIERDZENIA INFORMACJI O WYCOFANIU Z RYNKU

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA I ODESŁANIE NA ADRES

Joanna.kowalczyk@bbraun.com lub fax +48614420487

Niniejszym potwierdzamy, że otrzymaliśmy i zapoznaliśmy się z treścią notatki bezpieczeństwa dotyczącej produktu:

Nazwa: SAFIL QUI+ UNDY 5/0 (1) 45CM DSMP13
 Numer katalogowy: C1046619
 Seria: 115441

☐ Otrzymaliśmy notatkę i potwierdzamy, że mamy zapas do zwrotu.

Ilość sztuk podlegająca zwrotowi:

☐ Otrzymaliśmy notatkę, ale cały stan magazynowy został zużyty.

NAZWISKO:

STANOWISKO:

NAZWA SZPITALA:

DATA:

PODPIS: