

DO WSZYTSKICH ZAINTERESOWANYCH

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
tel. +48 61 44 20 100
fax +48 61 44 23 936e-mail: info.acp@bbraun.com
http://www.chifa.com.pl

27 kwiecień 2015

Dreny Infusomat Space UV-Protect, Wycofanie z rynku kilku serii w ramach działań zapobiegawczych**Dren Infusomat Space, PRZEZROCZYSTY, UV-PROT, PUR, LL, 250CM, REF: 8700127SP****Serie: 14M17F00H2, 14M22F00H2, 14M26F00H2, 14N03F00H2, 14N04F00H2****Dren Infusomat Space, Y-PORT, UV-PROT, PUR, LL, 250CM, REF: 8250437SP****Seria: 14N17F00H2**

Szanowni Państwo,

W trakcie naszych wewnętrznych kontroli jakości ustaliliśmy, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo nieszczelności przedmiotowych Drenów Infusomat Space, co spowodowane może być problemami na etapie kompletacji – łączenie drenu z komorą kropłową. W związku z powyższym podjęliśmy w ramach działań zapobiegawczych decyzję o wycofaniu z rynku konkretnych serii.

Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami Państwa szpital otrzymał zestawy **Drenów Infusomat Space UV-Protect** oznaczone tymi konkretnymi numerami serii.

Prosimy Państwa o nie stosowanie wyrobów oznaczonych tymi numerami serii i odesłanie ich do nas. W temacie zamienników prosimy o kontakt z naszym lokalnym działem sprzedaży.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie niniejszej informacji do użytkowników na terenie Państwa szpitala.

Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności.

Uprzejmie prosimy Państwa o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji: e-mail: joanna.kowalczyk@bbraun.com lub fax+48614420487. W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy B. Braun pod numerem telefonu +48602105118.

Z poważaniem,

Aesculap Chifa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej
Joanna Janosz-Kowalczyk
Zarządca farm. Joanna Janosz-Kowalczyk

Sławomir Lukaszuk - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu

Sąd Rejonowy Spółki:
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000094176
NIP 788-00-08-829
wys. kapitału zakładowego: 12.680.000 zł

Banki:
PKO BP SA o/Nowy Tomyśl
85 1020 4144 0000 6302 0003 4348 PLN

BRE Bank SA o/Poznań
76 1140 1124 0000 3430 7800 1002 PLN
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD