

**24.10.2013**

## Intrafix Primeline – wycofanie z rynku wybranych partii produktów w ramach działań prewencyjnych

**Nr. ref.: 4062957****Serie: 3F07018901, 3F08018901, 3F10018901, 3F11018901, 3F12018901, 3F13018901, 3F14018901**

Szanowni Państwo,

W toku wewnętrznych procesów kontroli jakości stwierdziliśmy występowanie niewielkiego prawdopodobieństwa nieszczelności wymienionych powyżej zestawów infuzyjnych ze względu na problem podczas montażu dotyczący przewodu, w okolicy portu pacjenta. W związku z tym, w ramach działań prewencyjnych, postanowiliśmy wycofać wskazane powyżej serie z rynku.

Według znajdujących się w naszym posiadaniu danych, Państwa szpital otrzymał zestawy **Intrafix Primeline** pochodzące z powyższych serii.


Prosimy o niestosowanie zestawów oznaczonych wskazanymi numerami serii i odesłanie ich na nasz adres. Proces wymiany wycofywanych zestawów został już zainicjowany.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji wszystkim użytkownikom w Państwa szpitalu.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z wymianą.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za komunikację w lokalnej spółce B. Braun pod numerem telefonu 614420293 lub na adres e-mail: [Joanna.kowalczyk@bbraun.com](mailto:Joanna.kowalczyk@bbraun.com)

Z wyrazami szacunku,

  
Aesculap Chifa  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej  
mgr farm. Joanna Janasz-Kowalczyk

**Zarząd:**Sławomir Lukaszyc - Prezes Zarządu  
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu  
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejonowy Spółki:**Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto  
i Wilda w Poznaniu  
Wydział IX Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000094176  
NIP 788-00-08-829  
wys. kapitału zakładowego: 12.680.000 zł**Banki:**PKO BP SA o/Nowy Tomyśl  
85 1020 4144 0000 6302 0003 4348 PLN  
BRE Bank SA o/Poznań  
76 1140 1124 0000 3430 7800 1002 PLN  
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR  
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD