

10 stycznia 2023

**PILNE: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA  
STOSOWANIA PRODUKTU — PI-22-4559**

**Powlekany stent naczyniowy Covera™ i Covera™ Plus**

Numery referencyjne i numery partii (Lot): patrz Załącznik 1

Typ działania: wycofanie produktu

**Do wiadomości: Chirurgów naczyniowych, radiologów interwencyjnych,  
kardiologów interwencyjnych, angiologów**

Niniejsze pismo zawiera ważne informacje wymagające Państwa **natychmiastowej** uwagi.

Szanowni Państwo!

Firma BD prowadzi działania naprawcze w zakresie bezpieczeństwa w celu usunięcia określonych partii (Lot) powlekanych stentów naczyniowych Covera™ i Covera™ Plus firmy Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG (spółki zależnej należącej w całości do firmy Becton Dickinson and Company (BD)). Zgodnie z naszą dokumentacją dystrybucyjną Państwa placówka mogła otrzymać produkt wymieniony w Załączniku 1.

Wycofanie produktu dotyczy wyłącznie produktów o kodach i numerach partii (Lot) wymienionych w Załączniku 1. Problem nie dotyczy żadnych innych kodów produktów ani numerów partii (Lot).

**Opis problemu**

W oparciu o informacje zwrotne od klientów firma BD stwierdziła, że powlekane stenty naczyniowe Covera™ i Covera™ Plus, których dotyczy problem, mogą potencjalnie powodować problemy z ich rozprężeniem (tj. brak możliwości rozprężenia stentu) z powodu usterki wiązań blokujących suwak (usterki złącza przenoszącego siłę) w uchwycie wyrobu.

**Ryzyko kliniczne**

Całkowite lub częściowe niepowodzenie rozprężenia produktu najprawdopodobniej będzie wymagać przezskórnej wymiany przy istniejącym dostępie. W rzadkich przypadkach może wystąpić jatrogenne uszkodzenie naczyń w wyniku wyjęcia wyrobu, manipulacji lub nagłych / nieoczekiwanych ruchów, szczególnie w przypadku utrudnionego lub częściowego rozprężenia stentu lub jego nieprawidłowego umieszczenia. Mogą być wskazane dodatkowe manewry wewnątrznaczyniowe.



Jeśli produkt został już bezpiecznie rozprężony/osadzony, nie są wymagane żadne dalsze działania w przypadku pacjentów już leczonych za pomocą wyrobów/wyrobów obecnie *in situ*.

Do tej pory nie zgłoszono przypadków, w których w wyniku tego problemu wymagany byłby otwarty zabieg chirurgiczny.

### **Działania podjęte przez firmę BD**

Firma BD wdraża działania mające na celu zapobieżenie ponownemu wystąpieniu tego problemu z produktem.

### **Działania, jakie powinien podjąć [DYSTRYBUTOR / DOSTAWCA PRODUKTU](#):**

1. Prosimy sprawdzić stan Państwa zapasów, znaleźć i poddać kwarantannie wszystkie produkty o określonych numerach partii (Lot).
  - a. Należy odnotować numery partii (Lot) poddane kwarantannie, a następnie zniszczyć wszystkie produkty, których dotyczy problem. W zamian za zniszczone produkty zostaną wysłane wyroby zamienne, kiedy tylko będą dostępne.
2. Jeżeli przekazali Państwo opisywane produkty dalej, należy zidentyfikować placówki odbiorcze, natychmiast powiadomić je o niniejszym komunikacie dotyczącym bezpieczeństwa stosowania produktu oraz konieczności zniszczenia produktów, których dotyczy ten problem.
3. Wszelkie problemy z powlekanymi stentami naczyniowymi Covera™ i Covera™ Plus należy zgłaszać jako reklamacje zgodnie ze zwykłą procedurą.
4. Należy wypełnić i podpisać Formularz odpowiedzi klienta zamieszczony na stronie 4, a następnie odesłać go na adres [BDRegAffairs\\_GSA@bd.com](mailto:BDRegAffairs_GSA@bd.com) **najszybciej, jak to możliwe, lecz nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r., podając:**
  - liczbę zniszczonych sztuk **LUB**
  - informację, że Państwa placówka nie ma w swoich zapasach żadnych produktów, których dotyczy problem.

**Uwaga:** Jeśli produkt nie jest już używany, nadal ważne jest, by odesłać Formularz odpowiedzi klienta na potrzeby naszych wewnętrznych procedur wyjaśniających.

### **Działania, jakie powinny zostać podjęte przez klienta / [UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO](#) / [PLACÓWKĘ OPIEKI ZDROWOTNEJ](#):**

1. Prosimy sprawdzić stan Państwa zapasów, znaleźć i poddać kwarantannie wszystkie produkty o określonych numerach partii (Lot).
  - a. Należy odnotować numery partii (Lot) poddane kwarantannie, a następnie zniszczyć wszystkie produkty, których dotyczy problem. W zamian za zniszczone produkty zostaną wysłane wyroby zamienne, kiedy tylko będą dostępne.
2. Niniejszy komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu należy rozesłać do wszystkich osób w Państwa placówce, które mogą używać powlekanych stentów naczyniowych Covera™ i Covera™ Plus.



3. W przypadku przekazania opisywanych produktów dalej prosimy o ustalenie ich użytkowników i niezwłoczne powiadomienie ich o niniejszym komunikacie dotyczącym bezpieczeństwa stosowania produktu. Należy się, że postępują oni zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym komunikacie dotyczącym bezpieczeństwa stosowania produktu.
4. Wszelkie problemy z powlekanymi stentami naczyniowymi Covera™ i Covera™ Plus należy zgłaszać jako reklamacje zgodnie ze zwykłą procedurą.
5. Należy wypełnić Formularz odpowiedzi klienta zamieszczony na stronie 4, a następnie zwrócić go **DYSTRYBUTOROWI / DOSTAWCY PRODUKTU najszybciej, jak to możliwe, lecz nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r.**, podając:
  - liczbę zniszczonych sztuk LUB
  - informację, że Państwa placówka nie ma w swoich zapasach żadnych produktów, których dotyczy problem.

**Uwaga:** Jeśli produkt nie jest już używany, nadal ważne jest, by odesłać Formularz odpowiedzi klienta na potrzeby naszych wewnętrznych procedur wyjaśniających.

#### **Osoba do kontaktu**

W przypadku jakichkolwiek pytań na ten temat prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy BD lub lokalnym biurem firmy BD pod numerem +48 (22) 104 18 84 lub adresem e-mail [BDRegAffairs\\_GSA@bd.com](mailto:BDRegAffairs_GSA@bd.com).

Potwierdzamy, że odpowiednie organy regulacyjne zostały zawiadomione o niniejszych działaniach.

Firma BD chce przyczynić się do postępu w medycynie. Nasze główne działania są ukierunkowane na bezpieczeństwo pacjentów i użytkowników oraz na dostarczanie wyrobów o wysokiej jakości. Przepraszamy za niedogodności, na które mogła narazić Państwa ta sytuacja, i z góry dziękujemy za Państwa pomoc firmie BD w jak najszybszym i jak najskuteczniejszym rozwiązaniu problemu.

Z poważaniem

Lorna Darrock  
Zastępca dyrektora ds. jakości produktów po wprowadzeniu do obrotu  
i jakości na obszar EMEA

**Formularz odpowiedzi klienta – PI-22-4559**  
**Powlekanie stenty naczyniowe Covera™ i Covera™ Plus**  
Numery referencyjne i numery partii (Lot): patrz Załącznik 1

Odesłać na adres [BDRegAffairs\\_GSA@bd.com](mailto:BDRegAffairs_GSA@bd.com) najszybciej, jak to możliwe, ale **nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r.**

- **Potwierdzam przeczytanie niniejszego powiadomienia, jego zrozumienie oraz wykonanie wszystkich zalecanych działań zgodnie z wymaganiami.**

Prosimy zaznaczyć odpowiednie pole poniżej

Nie posiadamy żadnych wyszczególnionych w Załączniku 1 produktów, których dotyczy niniejszy komunikat.

**LUB**

Posiadaliśmy w naszej placówce wyszczególnione w Załączniku 1 produkty, których dotyczy problem, i potwierdzamy, że produkty te zostały zniszczone. W poniższej tabeli należy podać numer partii (Lot) i liczbę zniszczonych produktów. Wyroby zamienne (o ile będą dostępne) zostaną wysłane dopiero po wypełnieniu i odesłaniu tego formularza.

Nr kat. (REF):	Numer(y) partii (Lot):	<u>Liczba zniszczonych / zwróconych produktów</u> (wpisać liczbę sztuk poniżej)

<b>Nazwa klienta/placówki:</b>	
<b>Oddział (jeśli ma zastosowanie):</b>	
<b>Adres:</b>	
<b>Kod pocztowy:</b>	<b>Miasto:</b>
<b>Imię i nazwisko osoby do kontaktu:</b>	
<b>Stanowisko:</b>	
<b>Numer telefonu osoby do kontaktu:</b>	<b>Adres e-mail osoby do kontaktu:</b>
<b>Nazwa dostawcy tego produktu* (jeśli nie pochodzi bezpośrednio od firmy BD)</b>	
<b>Podpis:</b>	<b>Data:</b>

Dopiero po odesłaniu tego formularza do firmy BD można uznać, że niniejsze działanie zostało zakończone w przypadku danego klienta.

\* Jeśli niniejszy komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu został przekazany przez dystrybutora lub stronę trzecią, należy zwrócić wypełniony formularz do tej placówki na potrzeby procedur uzgadniających.



## Załącznik 1 — Numery katalogowe i numery partii (Lot) produktów, których dotyczy komunikat

SRN: DE-MF-000014844

Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AASLE06030	ANFU3098	2021-08-25	2023-07-23	(01)00801741136054(17)230723(10)ANFU3098
AASLE06030	ANFU4193	2021-09-02	2023-07-30	(01)00801741136054(17)230730(10)ANFU4193
AASLE06040	ANFT2615	2021-07-19	2023-06-18	(01)00801741136061(17)230618(10)ANFT2615
AASLE06040	ANFU0174	2021-08-02	2023-07-02	(01)00801741136061(17)230702(10)ANFU0174
AASLE06040	ANFU3450	2021-08-03	2023-07-28	(01)00801741136061(17)230728(10)ANFU3450
AASLE06040	ANFU4111	2021-09-08	2023-07-30	(01)00801741136061(17)230730(10)ANFU4111
AASLE06040	ANFW1479	2021-10-13	2023-09-10	(01)00801741136061(17)230910(10)ANFW1479
AASLE06040	ANFW2030	2021-10-19	2023-09-17	(01)00801741136061(17)230917(10)ANFW2030
AASLE06040	ANFX3584	2021-11-03	2023-10-26	(01)00801741136061(17)231026(10)ANFX3584
AASLE06040	ANFX2246	2021-11-17	2023-10-15	(01)00801741136061(17)231015(10)ANFX2246
AASLE06040	ANFY2040	2021-11-24	2023-11-15	(01)00801741136061(17)231115(10)ANFY2040
AASLE06040	ANFX3168	2021-11-26	2023-10-22	(01)00801741136061(17)231022(10)ANFX3168
AASLE06040	ANFY2823	2021-12-20	2023-11-19	(01)00801741136061(17)231119(10)ANFY2823
AASLE06060	ANFS4998	2021-07-01	2023-05-28	(01)00801741136078(17)230528(10)ANFS4998
AASLE06060	ANFT1501	2021-07-12	2023-06-11	(01)00801741136078(17)230611(10)ANFT1501
AASLE06060	ANFT2617	2021-07-19	2023-06-18	(01)00801741136078(17)230618(10)ANFT2617
AASLE06060	ANFT3595	2021-07-27	2023-06-25	(01)00801741136078(17)230625(10)ANFT3595
AASLE06060	ANFU0175	2021-08-03	2023-07-02	(01)00801741136078(17)230702(10)ANFU0175
AASLE06060	ANFU1088	2021-08-11	2023-07-09	(01)00801741136078(17)230709(10)ANFU1088
AASLE06060	ANFU3100	2021-08-24	2023-07-23	(01)00801741136078(17)230723(10)ANFU3100
AASLE06060	ANFV0308	2021-09-08	2023-08-06	(01)00801741136078(17)230806(10)ANFV0308
AASLE06060	ANFU4097	2021-09-09	2023-07-30	(01)00801741136078(17)230730(10)ANFU4097
AASLE06060	ANFV0348	2021-09-27	2023-08-06	(01)00801741136078(17)230806(10)ANFV0348
AASLE06060	ANFW1480	2021-10-12	2023-09-10	(01)00801741136078(17)230910(10)ANFW1480
AASLE06060	ANFW2031	2021-10-18	2023-09-17	(01)00801741136078(17)230917(10)ANFW2031
AASLE06060	ANFX3140	2021-11-25	2023-10-22	(01)00801741136078(17)231022(10)ANFX3140
AASLE06060	ANFY2510	2021-11-25	2023-11-18	(01)00801741136078(17)231118(10)ANFY2510
AASLE06060	ANFX4128	2021-12-01	2023-10-29	(01)00801741136078(17)231029(10)ANFX4128
AASLE06080	ANFT0494	2021-07-08	2023-06-04	(01)00801741136085(17)230604(10)ANFT0494
AASLE06080	ANFT2618	2021-07-19	2023-06-18	(01)00801741136085(17)230618(10)ANFT2618
AASLE06080	ANFU3451	2021-08-04	2023-07-28	(01)00801741136085(17)230728(10)ANFU3451
AASLE06080	ANFU1089	2021-08-11	2023-07-09	(01)00801741136085(17)230709(10)ANFU1089
AASLE06080	ANFU2263	2021-08-19	2023-07-16	(01)00801741136085(17)230716(10)ANFU2263
AASLE06080	ANFV0327	2021-09-08	2023-08-06	(01)00801741136085(17)230806(10)ANFV0327
AASLE06080	ANFV1049	2021-09-21	2023-08-13	(01)00801741136085(17)230813(10)ANFV1049
AASLE06080	ANFV1945	2021-09-29	2023-08-20	(01)00801741136085(17)230820(10)ANFV1945
AASLE06080	ANFW0179	2021-10-12	2023-09-03	(01)00801741136085(17)230903(10)ANFW0179
AASLE06080	ANFW2032	2021-10-18	2023-09-17	(01)00801741136085(17)230917(10)ANFW2032
AASLE06080	ANFW1495	2021-10-20	2023-09-10	(01)00801741136085(17)230910(10)ANFW1495
AASLE06080	ANFX0072	2021-11-03	2023-10-01	(01)00801741136085(17)231001(10)ANFX0072
AASLE06080	ANFX1429	2021-11-10	2023-10-08	(01)00801741136085(17)231008(10)ANFX1429



BD Switzerland Sàrl  
Terre Bonne Park — A4  
Route de Crassier 17  
1262 Eysins — Szwajcaria  
Tel.: +41 21 556 30 Faks:  
+41 21 556 30 99  
www.BD.com

Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AASLE06080	ANFX2247	2021-11-17	2023-10-15	(01)00801741136085(17)231015(10)ANFX2247
AASLE06080	ANFY1704	2021-12-15	2023-11-12	(01)00801741136085(17)231112(10)ANFY1704
AASLE06080	ANFY2825	2021-12-20	2023-11-19	(01)00801741136085(17)231119(10)ANFY2825
AASLE06100	ANFT1503	2021-07-12	2023-06-11	(01)00801741136092(17)230611(10)ANFT1503
AASLE06100	ANFT3597	2021-07-27	2023-06-25	(01)00801741136092(17)230625(10)ANFT3597
AASLE06100	ANFU2676	2021-07-27	2023-07-22	(01)00801741136092(17)230722(10)ANFU2676
AASLE06100	ANFV0248	2021-08-18	2023-08-06	(01)00801741136092(17)230806(10)ANFV0248
AASLE06100	ANFU3101	2021-10-08	2023-07-23	(01)00801741136092(17)230723(10)ANFU3101
AASLE06100	ANFX3585	2021-11-03	2023-10-26	(01)00801741136092(17)231026(10)ANFX3585
AASLE06100	ANFX1430	2021-11-10	2023-10-08	(01)00801741136092(17)231008(10)ANFX1430
AASLE06100	ANFY2041	2021-11-24	2023-11-15	(01)00801741136092(17)231115(10)ANFY2041
AASLE06100	ANFY2826	2021-12-20	2023-11-19	(01)00801741136092(17)231119(10)ANFY2826
AASLE07040	ANFS5000	2021-07-01	2023-05-28	(01)00801741136115(17)230528(10)ANFS5000
AASLE07040	ANFT1504	2021-07-12	2023-06-11	(01)00801741136115(17)230611(10)ANFT1504
AASLE07040	ANFT2619	2021-07-19	2023-06-18	(01)00801741136115(17)230618(10)ANFT2619
AASLE07040	ANFT3592	2021-07-28	2023-06-25	(01)00801741136115(17)230625(10)ANFT3592
AASLE07040	ANFU0176	2021-08-18	2023-07-02	(01)00801741136115(17)230702(10)ANFU0176
AASLE07040	ANFV1056	2021-09-16	2023-08-13	(01)00801741136115(17)230813(10)ANFV1056
AASLE07040	ANFV2591	2021-09-29	2023-08-27	(01)00801741136115(17)230827(10)ANFV2591
AASLE07040	ANFV1947	2021-09-30	2023-08-20	(01)00801741136115(17)230820(10)ANFV1947
AASLE07040	ANFX0081	2021-11-04	2023-10-01	(01)00801741136115(17)231001(10)ANFX0081
AASLE07040	ANFY0006	2021-11-08	2023-11-01	(01)00801741136115(17)231101(10)ANFY0006
AASLE07040	ANFX2248	2021-11-17	2023-10-15	(01)00801741136115(17)231015(10)ANFX2248
AASLE07040	ANFX3141	2021-11-24	2023-10-22	(01)00801741136115(17)231022(10)ANFX3141
AASLE07040	ANFY2827	2021-12-22	2023-11-19	(01)00801741136115(17)231119(10)ANFY2827
AASLE07060	ANFT0480	2021-07-06	2023-06-04	(01)00801741136122(17)230604(10)ANFT0480
AASLE07060	ANFT1505	2021-07-12	2023-06-11	(01)00801741136122(17)230611(10)ANFT1505
AASLE07060	ANFT2649	2021-07-20	2023-06-18	(01)00801741136122(17)230618(10)ANFT2649
AASLE07060	ANFT3598	2021-07-27	2023-06-25	(01)00801741136122(17)230625(10)ANFT3598
AASLE07060	ANFU3896	2021-08-04	2023-07-30	(01)00801741136122(17)230730(10)ANFU3896
AASLE07060	ANFU4112	2021-09-07	2023-07-30	(01)00801741136122(17)230730(10)ANFU4112
AASLE07060	ANFV0318	2021-09-16	2023-08-06	(01)00801741136122(17)230806(10)ANFV0318
AASLE07060	ANFW0180	2021-10-04	2023-09-03	(01)00801741136122(17)230903(10)ANFW0180
AASLE07060	ANFW1496	2021-10-13	2023-09-10	(01)00801741136122(17)230910(10)ANFW1496
AASLE07060	ANFX2037	2021-10-20	2023-10-15	(01)00801741136122(17)231015(10)ANFX2037
AASLE07060	ANFW2060	2021-10-21	2023-09-17	(01)00801741136122(17)230917(10)ANFW2060
AASLE07060	ANFY0005	2021-11-10	2023-11-01	(01)00801741136122(17)231101(10)ANFY0005
AASLE07060	ANFX2249	2021-11-17	2023-10-15	(01)00801741136122(17)231015(10)ANFX2249
AASLE07060	ANFY0634	2021-12-06	2023-11-05	(01)00801741136122(17)231105(10)ANFY0634
AASLE07080	ANFT3599	2021-07-26	2023-06-25	(01)00801741136139(17)230625(10)ANFT3599
AASLE07080	ANFU2722	2021-07-28	2023-07-23	(01)00801741136139(17)230723(10)ANFU2722
AASLE07080	ANFU1090	2021-08-10	2023-07-09	(01)00801741136139(17)230709(10)ANFU1090
AASLE07080	ANFU3003	2021-09-03	2023-07-23	(01)00801741136139(17)230723(10)ANFU3003
AASLE07080	ANFW2033	2021-10-18	2023-09-17	(01)00801741136139(17)230917(10)ANFW2033
AASLE07080	ANFW3177	2021-10-27	2023-09-24	(01)00801741136139(17)230924(10)ANFW3177
AASLE07080	ANFX2250	2021-11-17	2023-10-15	(01)00801741136139(17)231015(10)ANFX2250



Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AASLE07080	ANFX3143	2021-11-26	2023-10-22	(01)00801741136139(17)231022(10)ANFX3143
AASLE07080	ANFX4129	2021-12-02	2023-10-29	(01)00801741136139(17)231029(10)ANFX4129
AASLE07080	ANFY2828	2021-12-20	2023-11-19	(01)00801741136139(17)231119(10)ANFY2828
AASLE07100	ANFT0495	2021-07-07	2023-06-04	(01)00801741136146(17)230604(10)ANFT0495
AASLE07100	ANFT1506	2021-07-12	2023-06-11	(01)00801741136146(17)230611(10)ANFT1506
AASLE07100	ANFU3319	2021-08-02	2023-07-27	(01)00801741136146(17)230727(10)ANFU3319
AASLE07100	ANFU1092	2021-08-10	2023-07-09	(01)00801741136146(17)230709(10)ANFU1092
AASLE07100	ANFV0173	2021-08-10	2023-08-04	(01)00801741136146(17)230804(10)ANFV0173
AASLE07100	ANFX1077	2021-10-13	2023-10-07	(01)00801741136146(17)231007(10)ANFX1077
AASLE07100	ANFX3586	2021-11-03	2023-10-26	(01)00801741136146(17)231026(10)ANFX3586
AASLE08030	ANFX4114	2021-12-01	2023-10-29	(01)00801741136153(17)231029(10)ANFX4114
AASLE08040	ANFT1507	2021-07-12	2023-06-11	(01)00801741136160(17)230611(10)ANFT1507
AASLE08040	ANFT2620	2021-07-20	2023-06-18	(01)00801741136160(17)230618(10)ANFT2620
AASLE08040	ANFT3600	2021-07-26	2023-06-25	(01)00801741136160(17)230625(10)ANFT3600
AASLE08040	ANFU4113	2021-08-31	2023-07-30	(01)00801741136160(17)230730(10)ANFU4113
AASLE08040	ANFV0319	2021-09-07	2023-08-06	(01)00801741136160(17)230806(10)ANFV0319
AASLE08040	ANFV1042	2021-09-16	2023-08-13	(01)00801741136160(17)230813(10)ANFV1042
AASLE08040	ANFX2041	2021-10-20	2023-10-15	(01)00801741136160(17)231015(10)ANFX2041
AASLE08040	ANFX0109	2021-11-08	2023-10-01	(01)00801741136160(17)231001(10)ANFX0109
AASLE08040	ANFX2251	2021-11-17	2023-10-15	(01)00801741136160(17)231015(10)ANFX2251
AASLE08060	ANFS5001	2021-07-01	2023-05-28	(01)00801741136177(17)230528(10)ANFS5001
AASLE08060	ANFT2621	2021-07-22	2023-06-18	(01)00801741136177(17)230618(10)ANFT2621
AASLE08060	ANFT3601	2021-08-03	2023-06-25	(01)00801741136177(17)230625(10)ANFT3601
AASLE08060	ANFT3589	2021-08-05	2023-06-25	(01)00801741136177(17)230625(10)ANFT3589
AASLE08060	ANFU3004	2021-08-25	2023-07-23	(01)00801741136177(17)230723(10)ANFU3004
AASLE08060	ANFV0350	2021-09-15	2023-08-06	(01)00801741136177(17)230806(10)ANFV0350
AASLE08060	ANFV1057	2021-09-22	2023-08-13	(01)00801741136177(17)230813(10)ANFV1057
AASLE08060	ANFV1948	2021-09-27	2023-08-20	(01)00801741136177(17)230820(10)ANFV1948
AASLE08060	ANFV2592	2021-10-07	2023-08-27	(01)00801741136177(17)230827(10)ANFV2592
AASLE08060	ANFW0181	2021-10-07	2023-09-03	(01)00801741136177(17)230903(10)ANFW0181
AASLE08060	ANFW1500	2021-10-18	2023-09-10	(01)00801741136177(17)230910(10)ANFW1500
AASLE08060	ANFW2034	2021-10-19	2023-09-17	(01)00801741136177(17)230917(10)ANFW2034
AASLE08060	ANFW3178	2021-10-28	2023-09-24	(01)00801741136177(17)230924(10)ANFW3178
AASLE08060	ANFX0110	2021-11-08	2023-10-01	(01)00801741136177(17)231001(10)ANFX0110
AASLE08060	ANFX1433	2021-11-10	2023-10-08	(01)00801741136177(17)231008(10)ANFX1433
AASLE08060	ANFX2252	2021-11-18	2023-10-15	(01)00801741136177(17)231015(10)ANFX2252
AASLE08060	ANFY2042	2021-11-23	2023-11-15	(01)00801741136177(17)231115(10)ANFY2042
AASLE08060	ANFX3169	2021-11-26	2023-10-22	(01)00801741136177(17)231022(10)ANFX3169
AASLE08060	ANFY1705	2021-12-16	2023-11-12	(01)00801741136177(17)231112(10)ANFY1705
AASLE08080	ANFT3626	2021-07-27	2023-06-25	(01)00801741136184(17)230625(10)ANFT3626
AASLE08080	ANFU4098	2021-09-08	2023-07-30	(01)00801741136184(17)230730(10)ANFU4098
AASLE08080	ANFV0328	2021-09-08	2023-08-06	(01)00801741136184(17)230806(10)ANFV0328
AASLE08080	ANFW1501	2021-10-18	2023-09-10	(01)00801741136184(17)230910(10)ANFW1501
AASLE08080	ANFW2035	2021-10-19	2023-09-17	(01)00801741136184(17)230917(10)ANFW2035
AASLE08080	ANFW3179	2021-10-26	2023-09-24	(01)00801741136184(17)230924(10)ANFW3179
AASLE08080	ANFX1434	2021-11-11	2023-10-08	(01)00801741136184(17)231008(10)ANFX1434



BD Switzerland Sàrl  
Terre Bonne Park — A4  
Route de Crassier 17  
1262 Eysins — Szwajcaria  
Tel.: +41 21 556 30 Faks:  
+41 21 556 30 99  
www.BD.com

Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AASLE08080	ANFX2253	2021-11-17	2023-10-15	(01)00801741136184(17)231015(10)ANFX2253
AASLE08080	ANFX3145	2021-11-22	2023-10-22	(01)00801741136184(17)231022(10)ANFX3145
AASLE08080	ANFY2289	2021-11-22	2023-11-16	(01)00801741136184(17)231116(10)ANFY2289
AASLE08080	ANFX4115	2021-12-01	2023-10-29	(01)00801741136184(17)231029(10)ANFX4115
AASLE08080	ANFY0635	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741136184(17)231105(10)ANFY0635
AASLE08080	ANFY2832	2021-12-22	2023-11-19	(01)00801741136184(17)231119(10)ANFY2832
AASLE08080	ANFY1706	2021-12-23	2023-11-12	(01)00801741136184(17)231112(10)ANFY1706
AASLE08100	ANFU0394	2021-08-31	2023-07-02	(01)00801741136191(17)230702(10)ANFU0394
AASLE08100	ANFU2264	2021-09-02	2023-07-16	(01)00801741136191(17)230716(10)ANFU2264
AASLE08100	ANFU4119	2021-09-28	2023-07-30	(01)00801741136191(17)230730(10)ANFU4119
AASLE08100	ANFV2593	2021-09-28	2023-08-27	(01)00801741136191(17)230827(10)ANFV2593
AASLE08100	ANFW2036	2021-10-18	2023-09-17	(01)00801741136191(17)230917(10)ANFW2036
AASLE08100	ANFX2254	2021-11-16	2023-10-15	(01)00801741136191(17)231015(10)ANFX2254
AASLE08100	ANFX3146	2021-11-23	2023-10-22	(01)00801741136191(17)231022(10)ANFX3146
AASLE08100	ANFY0672	2021-12-10	2023-11-05	(01)00801741136191(17)231105(10)ANFY0672
AASLE08100	ANFY2833	2021-12-21	2023-11-19	(01)00801741136191(17)231119(10)ANFY2833
AASLE09040	ANFT2624	2021-07-19	2023-06-18	(01)00801741136214(17)230618(10)ANFT2624
AASLE09040	ANFU3102	2021-09-02	2023-07-23	(01)00801741136214(17)230723(10)ANFU3102
AASLE09040	ANFU4114	2021-09-27	2023-07-30	(01)00801741136214(17)230730(10)ANFU4114
AASLE09040	ANFV0338	2021-09-27	2023-08-06	(01)00801741136214(17)230806(10)ANFV0338
AASLE09040	ANFW0184	2021-10-06	2023-09-03	(01)00801741136214(17)230903(10)ANFW0184
AASLE09040	ANFW1503	2021-10-13	2023-09-10	(01)00801741136214(17)230910(10)ANFW1503
AASLE09040	ANFW3181	2021-10-25	2023-09-24	(01)00801741136214(17)230924(10)ANFW3181
AASLE09040	ANFX1435	2021-11-11	2023-10-08	(01)00801741136214(17)231008(10)ANFX1435
AASLE09040	ANFX4116	2021-12-01	2023-10-29	(01)00801741136214(17)231029(10)ANFX4116
AASLE09060	ANFT1512	2021-07-12	2023-06-11	(01)00801741136221(17)230611(10)ANFT1512
AASLE09060	ANFU3320	2021-08-02	2023-07-27	(01)00801741136221(17)230727(10)ANFU3320
AASLE09060	ANFU3007	2021-09-01	2023-07-23	(01)00801741136221(17)230723(10)ANFU3007
AASLE09060	ANFV0309	2021-09-13	2023-08-06	(01)00801741136221(17)230806(10)ANFV0309
AASLE09060	ANFW2037	2021-10-19	2023-09-17	(01)00801741136221(17)230917(10)ANFW2037
AASLE09060	ANFW3183	2021-10-28	2023-09-24	(01)00801741136221(17)230924(10)ANFW3183
AASLE09060	ANFX2255	2021-11-17	2023-10-15	(01)00801741136221(17)231015(10)ANFX2255
AASLE09060	ANFX3147	2021-11-24	2023-10-22	(01)00801741136221(17)231022(10)ANFX3147
AASLE09060	ANFY0636	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741136221(17)231105(10)ANFY0636
AASLE09080	ANFT2625	2021-07-19	2023-06-18	(01)00801741136238(17)230618(10)ANFT2625
AASLE09080	ANFT3603	2021-07-27	2023-06-25	(01)00801741136238(17)230625(10)ANFT3603
AASLE09080	ANFV0339	2021-09-16	2023-08-06	(01)00801741136238(17)230806(10)ANFV0339
AASLE09080	ANFV1050	2021-09-28	2023-08-13	(01)00801741136238(17)230813(10)ANFV1050
AASLE09080	ANFV2595	2021-09-30	2023-08-27	(01)00801741136238(17)230827(10)ANFV2595
AASLE09080	ANFW0185	2021-10-12	2023-09-03	(01)00801741136238(17)230903(10)ANFW0185
AASLE09080	ANFW1484	2021-10-13	2023-09-10	(01)00801741136238(17)230910(10)ANFW1484
AASLE09080	ANFW2038	2021-10-21	2023-09-17	(01)00801741136238(17)230917(10)ANFW2038
AASLE09080	ANFX3148	2021-11-24	2023-10-22	(01)00801741136238(17)231022(10)ANFX3148
AASLE09080	ANFX4132	2021-12-02	2023-10-29	(01)00801741136238(17)231029(10)ANFX4132
AASLE09080	ANFY2836	2021-12-22	2023-11-19	(01)00801741136238(17)231119(10)ANFY2836
AASLE09100	ANFT1513	2021-07-13	2023-06-11	(01)00801741136245(17)230611(10)ANFT1513





BD Switzerland Sàrl  
Terre Bonne Park — A4  
Route de Crassier 17  
1262 Eysins — Szwajcaria  
Tel.: +41 21 556 30 Faks:  
+41 21 556 30 99  
www.BD.com

Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AASLE09100	ANFT3604	2021-08-11	2023-06-25	(01)00801741136245(17)230625(10)ANFT3604
AASLE09100	ANFU4115	2021-09-29	2023-07-30	(01)00801741136245(17)230730(10)ANFU4115
AASLE09100	ANFV0351	2021-10-06	2023-08-06	(01)00801741136245(17)230806(10)ANFV0351
AASLE09100	ANFW0186	2021-10-12	2023-09-03	(01)00801741136245(17)230903(10)ANFW0186
AASLE09100	ANFW1481	2021-10-18	2023-09-10	(01)00801741136245(17)230910(10)ANFW1481
AASLE10040	ANFT1514	2021-07-13	2023-06-11	(01)00801741136269(17)230611(10)ANFT1514
AASLE10040	ANFT3625	2021-07-28	2023-06-25	(01)00801741136269(17)230625(10)ANFT3625
AASLE10040	ANFU1093	2021-08-19	2023-07-09	(01)00801741136269(17)230709(10)ANFU1093
AASLE10040	ANFU4099	2021-08-31	2023-07-30	(01)00801741136269(17)230730(10)ANFU4099
AASLE10040	ANFV0320	2021-09-06	2023-08-06	(01)00801741136269(17)230806(10)ANFV0320
AASLE10040	ANFV2596	2021-10-19	2023-08-27	(01)00801741136269(17)230827(10)ANFV2596
AASLE10040	ANFW3182	2021-11-04	2023-09-24	(01)00801741136269(17)230924(10)ANFW3182
AASLE10040	ANFX2269	2021-11-17	2023-10-15	(01)00801741136269(17)231015(10)ANFX2269
AASLE10040	ANFX3149	2021-11-23	2023-10-22	(01)00801741136269(17)231022(10)ANFX3149
AASLE10040	ANFY0637	2021-12-07	2023-11-05	(01)00801741136269(17)231105(10)ANFY0637
AASLE10040	ANFY1707	2021-12-17	2023-11-12	(01)00801741136269(17)231112(10)ANFY1707
AASLE10060	ANFS5003	2021-07-01	2023-05-28	(01)00801741136276(17)230528(10)ANFS5003
AASLE10060	ANFT1515	2021-07-13	2023-06-11	(01)00801741136276(17)230611(10)ANFT1515
AASLE10060	ANFT2627	2021-07-22	2023-06-18	(01)00801741136276(17)230618(10)ANFT2627
AASLE10060	ANFU0177	2021-08-18	2023-07-02	(01)00801741136276(17)230702(10)ANFU0177
AASLE10060	ANFU3103	2021-09-01	2023-07-23	(01)00801741136276(17)230723(10)ANFU3103
AASLE10060	ANFU4116	2021-09-09	2023-07-30	(01)00801741136276(17)230730(10)ANFU4116
AASLE10060	ANFV0329	2021-09-15	2023-08-06	(01)00801741136276(17)230806(10)ANFV0329
AASLE10060	ANFV1064	2021-09-23	2023-08-13	(01)00801741136276(17)230813(10)ANFV1064
AASLE10060	ANFV2598	2021-09-28	2023-08-27	(01)00801741136276(17)230827(10)ANFV2598
AASLE10060	ANFW2039	2021-10-20	2023-09-17	(01)00801741136276(17)230917(10)ANFW2039
AASLE10060	ANFW3184	2021-10-27	2023-09-24	(01)00801741136276(17)230924(10)ANFW3184
AASLE10060	ANFX0082	2021-11-03	2023-10-01	(01)00801741136276(17)231001(10)ANFX0082
AASLE10060	ANFX2256	2021-11-18	2023-10-15	(01)00801741136276(17)231015(10)ANFX2256
AASLE10060	ANFX3150	2021-11-26	2023-10-22	(01)00801741136276(17)231022(10)ANFX3150
AASLE10060	ANFX4118	2021-12-01	2023-10-29	(01)00801741136276(17)231029(10)ANFX4118
AASLE10060	ANFY0638	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741136276(17)231105(10)ANFY0638
AASLE10060	ANFY1708	2021-12-17	2023-11-12	(01)00801741136276(17)231112(10)ANFY1708
AASLE10060	ANFY2838	2021-12-21	2023-11-19	(01)00801741136276(17)231119(10)ANFY2838
AASLE10080	ANFT2628	2021-07-21	2023-06-18	(01)00801741136283(17)230618(10)ANFT2628
AASLE10080	ANFU2266	2021-08-16	2023-07-16	(01)00801741136283(17)230716(10)ANFU2266
AASLE10080	ANFU4117	2021-09-09	2023-07-30	(01)00801741136283(17)230730(10)ANFU4117
AASLE10080	ANFV2599	2021-10-12	2023-08-27	(01)00801741136283(17)230827(10)ANFV2599
AASLE10080	ANFW2040	2021-10-26	2023-09-17	(01)00801741136283(17)230917(10)ANFW2040
AASLE10080	ANFW1482	2021-10-27	2023-09-10	(01)00801741136283(17)230910(10)ANFW1482
AASLE10080	ANFY1508	2021-11-17	2023-11-11	(01)00801741136283(17)231111(10)ANFY1508
AASLE10080	ANFX2257	2021-11-18	2023-10-15	(01)00801741136283(17)231015(10)ANFX2257
AASLE10080	ANFX3151	2021-11-23	2023-10-22	(01)00801741136283(17)231022(10)ANFX3151
AASLE10100	ANFT1517	2021-07-20	2023-06-11	(01)00801741136290(17)230611(10)ANFT1517
AASLE10100	ANFT2629	2021-07-21	2023-06-18	(01)00801741136290(17)230618(10)ANFT2629
AASLE10100	ANFT3606	2021-08-19	2023-06-25	(01)00801741136290(17)230625(10)ANFT3606



Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AASLE10100	ANFU2267	2021-10-07	2023-07-16	(01)00801741136290(17)230716(10)ANFU2267
AASLE10100	ANFU3015	2021-10-08	2023-07-23	(01)00801741136290(17)230723(10)ANFU3015
AASLE10100	ANFV2600	2021-10-08	2023-08-27	(01)00801741136290(17)230827(10)ANFV2600
AASLE10100	ANFW2041	2021-10-21	2023-09-17	(01)00801741136290(17)230917(10)ANFW2041
AASLE10100	ANFX3587	2021-11-03	2023-10-26	(01)00801741136290(17)231026(10)ANFX3587
AASLE10100	ANFX3152	2021-11-26	2023-10-22	(01)00801741136290(17)231022(10)ANFX3152
AASLE10100	ANFX4134	2021-12-03	2023-10-29	(01)00801741136290(17)231029(10)ANFX4134
AASLE10100	ANFY2840	2021-12-21	2023-11-19	(01)00801741136290(17)231119(10)ANFY2840
AASME06030	ANFT3607	2021-07-27	2023-06-25	(01)00801741135804(17)230625(10)ANFT3607
AASME06030	ANFU3897	2021-08-04	2023-07-30	(01)00801741135804(17)230730(10)ANFU3897
AASME06040	ANFS5004	2021-07-02	2023-05-28	(01)00801741135811(17)230528(10)ANFS5004
AASME06040	ANFT1518	2021-07-13	2023-06-11	(01)00801741135811(17)230611(10)ANFT1518
AASME06040	ANFT2648	2021-07-21	2023-06-18	(01)00801741135811(17)230618(10)ANFT2648
AASME06040	ANFU0184	2021-08-11	2023-07-02	(01)00801741135811(17)230702(10)ANFU0184
AASME06040	ANFU2268	2021-08-16	2023-07-16	(01)00801741135811(17)230716(10)ANFU2268
AASME06040	ANFV0330	2021-09-13	2023-08-06	(01)00801741135811(17)230806(10)ANFV0330
AASME06040	ANFV1058	2021-09-16	2023-08-13	(01)00801741135811(17)230813(10)ANFV1058
AASME06040	ANFV2601	2021-09-28	2023-08-27	(01)00801741135811(17)230827(10)ANFV2601
AASME06040	ANFW0170	2021-10-06	2023-09-03	(01)00801741135811(17)230903(10)ANFW0170
AASME06040	ANFX1437	2021-11-10	2023-10-08	(01)00801741135811(17)231008(10)ANFX1437
AASME06040	ANFX3154	2021-11-26	2023-10-22	(01)00801741135811(17)231022(10)ANFX3154
AASME06040	ANFY0639	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741135811(17)231105(10)ANFY0639
AASME06040	ANFY2841	2021-12-21	2023-11-19	(01)00801741135811(17)231119(10)ANFY2841
AASME06060	ANFS5005	2021-07-02	2023-05-28	(01)00801741135828(17)230528(10)ANFS5005
AASME06060	ANFT2630	2021-07-21	2023-06-18	(01)00801741135828(17)230618(10)ANFT2630
AASME06060	ANFT3608	2021-07-26	2023-06-25	(01)00801741135828(17)230625(10)ANFT3608
AASME06060	ANFX1438	2021-11-10	2023-10-08	(01)00801741135828(17)231008(10)ANFX1438
AASME06060	ANFX4119	2021-12-01	2023-10-29	(01)00801741135828(17)231029(10)ANFX4119
AASME06080	ANFT1519	2021-07-13	2023-06-11	(01)00801741135835(17)230611(10)ANFT1519
AASME06080	ANFT2631	2021-07-21	2023-06-18	(01)00801741135835(17)230618(10)ANFT2631
AASME06080	ANFV0340	2021-09-09	2023-08-06	(01)00801741135835(17)230806(10)ANFV0340
AASME06080	ANFX1440	2021-11-12	2023-10-08	(01)00801741135835(17)231008(10)ANFX1440
AASME06080	ANFY1710	2021-12-17	2023-11-12	(01)00801741135835(17)231112(10)ANFY1710
AASME06080	ANFY2843	2021-12-21	2023-11-19	(01)00801741135835(17)231119(10)ANFY2843
AASME06100	ANFT1520	2021-07-12	2023-06-11	(01)00801741135842(17)230611(10)ANFT1520
AASME06100	ANFU3321	2021-08-02	2023-07-27	(01)00801741135842(17)230727(10)ANFU3321
AASME06100	ANFY0641	2021-12-07	2023-11-05	(01)00801741135842(17)231105(10)ANFY0641
AASME07030	ANFT1521	2021-07-13	2023-06-11	(01)00801741135859(17)230611(10)ANFT1521
AASME07030	ANFU2269	2021-08-17	2023-07-16	(01)00801741135859(17)230716(10)ANFU2269
AASME07030	ANFU3016	2021-08-23	2023-07-23	(01)00801741135859(17)230723(10)ANFU3016
AASME07030	ANFX1441	2021-11-10	2023-10-08	(01)00801741135859(17)231008(10)ANFX1441
AASME07030	ANFY2844	2021-12-21	2023-11-19	(01)00801741135859(17)231119(10)ANFY2844
AASME07040	ANFS5006	2021-07-01	2023-05-28	(01)00801741135866(17)230528(10)ANFS5006
AASME07040	ANFT1522	2021-07-13	2023-06-11	(01)00801741135866(17)230611(10)ANFT1522
AASME07040	ANFT3609	2021-07-27	2023-06-25	(01)00801741135866(17)230625(10)ANFT3609
AASME07040	ANFU1095	2021-08-18	2023-07-09	(01)00801741135866(17)230709(10)ANFU1095



BD Switzerland Sàrl  
Terre Bonne Park — A4  
Route de Crassier 17  
1262 Eysins — Szwajcaria  
Tel.: +41 21 556 30 Faks:  
+41 21 556 30 99  
www.BD.com

Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AASME07040	ANFV0352	2021-09-09	2023-08-06	(01)00801741135866(17)230806(10)ANFV0352
AASME07040	ANFV1071	2021-09-23	2023-08-13	(01)00801741135866(17)230813(10)ANFV1071
AASME07040	ANFV2603	2021-10-08	2023-08-27	(01)00801741135866(17)230827(10)ANFV2603
AASME07040	ANFW2042	2021-10-20	2023-09-17	(01)00801741135866(17)230917(10)ANFW2042
AASME07040	ANFX0090	2021-11-04	2023-10-01	(01)00801741135866(17)231001(10)ANFX0090
AASME07040	ANFX1442	2021-11-10	2023-10-08	(01)00801741135866(17)231008(10)ANFX1442
AASME07040	ANFX2259	2021-11-18	2023-10-15	(01)00801741135866(17)231015(10)ANFX2259
AASME07040	ANFX3155	2021-11-26	2023-10-22	(01)00801741135866(17)231022(10)ANFX3155
AASME07040	ANFX4120	2021-12-01	2023-10-29	(01)00801741135866(17)231029(10)ANFX4120
AASME07040	ANFY0642	2021-12-07	2023-11-05	(01)00801741135866(17)231105(10)ANFY0642
AASME07040	ANFY2511	2021-12-10	2023-11-18	(01)00801741135866(17)231118(10)ANFY2511
AASME07040	ANFY1719	2021-12-17	2023-11-12	(01)00801741135866(17)231112(10)ANFY1719
AASME07060	ANFT0483	2021-07-05	2023-06-04	(01)00801741135873(17)230604(10)ANFT0483
AASME07060	ANFT1523	2021-07-14	2023-06-11	(01)00801741135873(17)230611(10)ANFT1523
AASME07060	ANFT2632	2021-07-22	2023-06-18	(01)00801741135873(17)230618(10)ANFT2632
AASME07060	ANFT3610	2021-08-02	2023-06-25	(01)00801741135873(17)230625(10)ANFT3610
AASME07060	ANFU1097	2021-08-10	2023-07-09	(01)00801741135873(17)230709(10)ANFU1097
AASME07060	ANFU2270	2021-09-01	2023-07-16	(01)00801741135873(17)230716(10)ANFU2270
AASME07060	ANFU3009	2021-09-02	2023-07-23	(01)00801741135873(17)230723(10)ANFU3009
AASME07060	ANFU4120	2021-09-03	2023-07-30	(01)00801741135873(17)230730(10)ANFU4120
AASME07060	ANFV0321	2021-09-13	2023-08-06	(01)00801741135873(17)230806(10)ANFV0321
AASME07060	ANFV2604	2021-09-27	2023-08-27	(01)00801741135873(17)230827(10)ANFV2604
AASME07060	ANFW0187	2021-10-07	2023-09-03	(01)00801741135873(17)230903(10)ANFW0187
AASME07060	ANFW2043	2021-10-21	2023-09-17	(01)00801741135873(17)230917(10)ANFW2043
AASME07060	ANFW3185	2021-10-26	2023-09-24	(01)00801741135873(17)230924(10)ANFW3185
AASME07060	ANFX1443	2021-11-10	2023-10-08	(01)00801741135873(17)231008(10)ANFX1443
AASME07060	ANFX2260	2021-11-18	2023-10-15	(01)00801741135873(17)231015(10)ANFX2260
AASME07060	ANFX3156	2021-11-26	2023-10-22	(01)00801741135873(17)231022(10)ANFX3156
AASME07060	ANFX4121	2021-12-02	2023-10-29	(01)00801741135873(17)231029(10)ANFX4121
AASME07060	ANFY0670	2021-12-08	2023-11-05	(01)00801741135873(17)231105(10)ANFY0670
AASME07060	ANFY2846	2021-12-22	2023-11-19	(01)00801741135873(17)231119(10)ANFY2846
AASME07060	ANFZ1836	2021-12-22	2023-12-16	(01)00801741135873(17)231216(10)ANFZ1836
AASME07080	ANFT2633	2021-07-21	2023-06-18	(01)00801741135880(17)230618(10)ANFT2633
AASME07080	ANFT3611	2021-07-28	2023-06-25	(01)00801741135880(17)230625(10)ANFT3611
AASME07080	ANFU3898	2021-08-05	2023-07-30	(01)00801741135880(17)230730(10)ANFU3898
AASME07080	ANFU1091	2021-08-10	2023-07-09	(01)00801741135880(17)230709(10)ANFU1091
AASME07080	ANFU2273	2021-08-16	2023-07-16	(01)00801741135880(17)230716(10)ANFU2273
AASME07080	ANFU3010	2021-09-03	2023-07-23	(01)00801741135880(17)230723(10)ANFU3010
AASME07080	ANFY2847	2021-12-21	2023-11-19	(01)00801741135880(17)231119(10)ANFY2847
AASME07100	ANFT0467	2021-07-05	2023-06-04	(01)00801741135897(17)230604(10)ANFT0467
AASME07100	ANFU2723	2021-07-28	2023-07-23	(01)00801741135897(17)230723(10)ANFU2723
AASME07100	ANFT3616	2021-07-29	2023-06-25	(01)00801741135897(17)230625(10)ANFT3616
AASME07100	ANFU4100	2021-09-01	2023-07-30	(01)00801741135897(17)230730(10)ANFU4100
AASME07100	ANFY0007	2021-11-08	2023-11-01	(01)00801741135897(17)231101(10)ANFY0007
AASME07100	ANFX1444	2021-11-11	2023-10-08	(01)00801741135897(17)231008(10)ANFX1444
AASME07100	ANFY0644	2021-12-08	2023-11-05	(01)00801741135897(17)231105(10)ANFY0644



Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AASME08030	ANFT1524	2021-07-14	2023-06-11	(01)00801741135903(17)230611(10)ANFT1524
AASME08030	ANFU3899	2021-08-05	2023-07-30	(01)00801741135903(17)230730(10)ANFU3899
AASME08030	ANFW2044	2021-10-21	2023-09-17	(01)00801741135903(17)230917(10)ANFW2044
AASME08030	ANFY0645	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741135903(17)231105(10)ANFY0645
AASME08040	ANFT1529	2021-07-14	2023-06-11	(01)00801741135910(17)230611(10)ANFT1529
AASME08040	ANFT2635	2021-07-21	2023-06-18	(01)00801741135910(17)230618(10)ANFT2635
AASME08040	ANFT3612	2021-08-03	2023-06-25	(01)00801741135910(17)230625(10)ANFT3612
AASME08040	ANFU0178	2021-08-18	2023-07-02	(01)00801741135910(17)230702(10)ANFU0178
AASME08040	ANFV0331	2021-09-08	2023-08-06	(01)00801741135910(17)230806(10)ANFV0331
AASME08040	ANFV1059	2021-09-16	2023-08-13	(01)00801741135910(17)230813(10)ANFV1059
AASME08040	ANFW2045	2021-10-21	2023-09-17	(01)00801741135910(17)230917(10)ANFW2045
AASME08040	ANFW3186	2021-10-27	2023-09-24	(01)00801741135910(17)230924(10)ANFW3186
AASME08040	ANFX1445	2021-11-10	2023-10-08	(01)00801741135910(17)231008(10)ANFX1445
AASME08040	ANFX2261	2021-11-18	2023-10-15	(01)00801741135910(17)231015(10)ANFX2261
AASME08040	ANFY2043	2021-11-23	2023-11-15	(01)00801741135910(17)231115(10)ANFY2043
AASME08040	ANFX3157	2021-11-25	2023-10-22	(01)00801741135910(17)231022(10)ANFX3157
AASME08040	ANFX4123	2021-12-02	2023-10-29	(01)00801741135910(17)231029(10)ANFX4123
AASME08040	ANFY0646	2021-12-08	2023-11-05	(01)00801741135910(17)231105(10)ANFY0646
AASME08040	ANFY2848	2021-12-23	2023-11-19	(01)00801741135910(17)231119(10)ANFY2848
AASME08060	ANFS5009	2021-07-02	2023-05-28	(01)00801741135927(17)230528(10)ANFS5009
AASME08060	ANFT0484	2021-07-07	2023-06-04	(01)00801741135927(17)230604(10)ANFT0484
AASME08060	ANFT1525	2021-07-13	2023-06-11	(01)00801741135927(17)230611(10)ANFT1525
AASME08060	ANFT2636	2021-07-21	2023-06-18	(01)00801741135927(17)230618(10)ANFT2636
AASME08060	ANFT3613	2021-08-05	2023-06-25	(01)00801741135927(17)230625(10)ANFT3613
AASME08060	ANFU0179	2021-08-16	2023-07-02	(01)00801741135927(17)230702(10)ANFU0179
AASME08060	ANFU1098	2021-08-16	2023-07-09	(01)00801741135927(17)230709(10)ANFU1098
AASME08060	ANFU2272	2021-08-24	2023-07-16	(01)00801741135927(17)230716(10)ANFU2272
AASME08060	ANFU3012	2021-08-24	2023-07-23	(01)00801741135927(17)230723(10)ANFU3012
AASME08060	ANFU4101	2021-09-02	2023-07-30	(01)00801741135927(17)230730(10)ANFU4101
AASME08060	ANFU4121	2021-09-03	2023-07-30	(01)00801741135927(17)230730(10)ANFU4121
AASME08060	ANFV0341	2021-09-09	2023-08-06	(01)00801741135927(17)230806(10)ANFV0341
AASME08060	ANFW2046	2021-10-26	2023-09-17	(01)00801741135927(17)230917(10)ANFW2046
AASME08060	ANFW3187	2021-10-28	2023-09-24	(01)00801741135927(17)230924(10)ANFW3187
AASME08060	ANFX0099	2021-11-04	2023-10-01	(01)00801741135927(17)231001(10)ANFX0099
AASME08060	ANFX2262	2021-11-18	2023-10-15	(01)00801741135927(17)231015(10)ANFX2262
AASME08060	ANFX4124	2021-12-01	2023-10-29	(01)00801741135927(17)231029(10)ANFX4124
AASME08060	ANFY0647	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741135927(17)231105(10)ANFY0647
AASME08060	ANFY1711	2021-12-17	2023-11-12	(01)00801741135927(17)231112(10)ANFY1711
AASME08080	ANFS5010	2021-07-02	2023-05-28	(01)00801741135934(17)230528(10)ANFS5010
AASME08080	ANFT1526	2021-07-14	2023-06-11	(01)00801741135934(17)230611(10)ANFT1526
AASME08080	ANFT2637	2021-07-21	2023-06-18	(01)00801741135934(17)230618(10)ANFT2637
AASME08080	ANFT3627	2021-07-28	2023-06-25	(01)00801741135934(17)230625(10)ANFT3627
AASME08080	ANFU0180	2021-08-03	2023-07-02	(01)00801741135934(17)230702(10)ANFU0180
AASME08080	ANFU1099	2021-08-24	2023-07-09	(01)00801741135934(17)230709(10)ANFU1099
AASME08080	ANFU4102	2021-09-02	2023-07-30	(01)00801741135934(17)230730(10)ANFU4102
AASME08080	ANFW2047	2021-10-21	2023-09-17	(01)00801741135934(17)230917(10)ANFW2047



Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AASME08080	ANFW3188	2021-10-27	2023-09-24	(01)00801741135934(17)230924(10)ANFW3188
AASME08080	ANFX0111	2021-11-10	2023-10-01	(01)00801741135934(17)231001(10)ANFX0111
AASME08080	ANFX1446	2021-11-11	2023-10-08	(01)00801741135934(17)231008(10)ANFX1446
AASME08080	ANFX3158	2021-11-24	2023-10-22	(01)00801741135934(17)231022(10)ANFX3158
AASME08080	ANFY0648	2021-12-08	2023-11-05	(01)00801741135934(17)231105(10)ANFY0648
AASME08080	ANFY1712	2021-12-22	2023-11-12	(01)00801741135934(17)231112(10)ANFY1712
AASME08100	ANFT2638	2021-07-22	2023-06-18	(01)00801741135941(17)230618(10)ANFT2638
AASME08100	ANFU3609	2021-08-03	2023-07-28	(01)00801741135941(17)230728(10)ANFU3609
AASME08100	ANFU0181	2021-09-01	2023-07-02	(01)00801741135941(17)230702(10)ANFU0181
AASME08100	ANFU4103	2021-09-27	2023-07-30	(01)00801741135941(17)230730(10)ANFU4103
AASME08100	ANFX1447	2021-11-11	2023-10-08	(01)00801741135941(17)231008(10)ANFX1447
AASME08100	ANFX3159	2021-12-10	2023-10-22	(01)00801741135941(17)231022(10)ANFX3159
AASME08100	ANFY2851	2021-12-22	2023-11-19	(01)00801741135941(17)231119(10)ANFY2851
AASME09030	ANFT3614	2021-07-28	2023-06-25	(01)00801741135958(17)230625(10)ANFT3614
AASME09030	ANFX2263	2021-11-16	2023-10-15	(01)00801741135958(17)231015(10)ANFX2263
AASME09040	ANFT2639	2021-07-22	2023-06-18	(01)00801741135965(17)230618(10)ANFT2639
AASME09040	ANFU4104	2021-08-31	2023-07-30	(01)00801741135965(17)230730(10)ANFU4104
AASME09040	ANFU1100	2021-09-01	2023-07-09	(01)00801741135965(17)230709(10)ANFU1100
AASME09040	ANFV0311	2021-09-28	2023-08-06	(01)00801741135965(17)230806(10)ANFV0311
AASME09040	ANFW0189	2021-10-12	2023-09-03	(01)00801741135965(17)230903(10)ANFW0189
AASME09040	ANFW3189	2021-10-27	2023-09-24	(01)00801741135965(17)230924(10)ANFW3189
AASME09040	ANFX2264	2021-11-16	2023-10-15	(01)00801741135965(17)231015(10)ANFX2264
AASME09040	ANFX4125	2021-12-01	2023-10-29	(01)00801741135965(17)231029(10)ANFX4125
AASME09040	ANFY0649	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741135965(17)231105(10)ANFY0649
AASME09040	ANFY2852	2021-12-23	2023-11-19	(01)00801741135965(17)231119(10)ANFY2852
AASME09060	ANFS5011	2021-07-01	2023-05-28	(01)00801741135972(17)230528(10)ANFS5011
AASME09060	ANFT1530	2021-07-14	2023-06-11	(01)00801741135972(17)230611(10)ANFT1530
AASME09060	ANFT2640	2021-07-22	2023-06-18	(01)00801741135972(17)230618(10)ANFT2640
AASME09060	ANFT3615	2021-07-27	2023-06-25	(01)00801741135972(17)230625(10)ANFT3615
AASME09060	ANFU1101	2021-08-26	2023-07-09	(01)00801741135972(17)230709(10)ANFU1101
AASME09060	ANFU3013	2021-09-01	2023-07-23	(01)00801741135972(17)230723(10)ANFU3013
AASME09060	ANFU4105	2021-09-13	2023-07-30	(01)00801741135972(17)230730(10)ANFU4105
AASME09060	ANFV0342	2021-09-16	2023-08-06	(01)00801741135972(17)230806(10)ANFV0342
AASME09060	ANFW2048	2021-10-27	2023-09-17	(01)00801741135972(17)230917(10)ANFW2048
AASME09060	ANFW3190	2021-10-28	2023-09-24	(01)00801741135972(17)230924(10)ANFW3190
AASME09060	ANFX1448	2021-11-11	2023-10-08	(01)00801741135972(17)231008(10)ANFX1448
AASME09060	ANFX2265	2021-11-16	2023-10-15	(01)00801741135972(17)231015(10)ANFX2265
AASME09060	ANFY0650	2021-12-08	2023-11-05	(01)00801741135972(17)231105(10)ANFY0650
AASME09060	ANFY1713	2021-12-17	2023-11-12	(01)00801741135972(17)231112(10)ANFY1713
AASME09080	ANFT0485	2021-07-08	2023-06-04	(01)00801741135989(17)230604(10)ANFT0485
AASME09080	ANFT1531	2021-07-14	2023-06-11	(01)00801741135989(17)230611(10)ANFT1531
AASME09080	ANFT3617	2021-07-27	2023-06-25	(01)00801741135989(17)230625(10)ANFT3617
AASME09080	ANFU1102	2021-08-11	2023-07-09	(01)00801741135989(17)230709(10)ANFU1102
AASME09080	ANFU4106	2021-09-09	2023-07-30	(01)00801741135989(17)230730(10)ANFU4106
AASME09080	ANFV0353	2021-09-15	2023-08-06	(01)00801741135989(17)230806(10)ANFV0353
AASME09080	ANFW2050	2021-10-21	2023-09-17	(01)00801741135989(17)230917(10)ANFW2050



Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AASME09080	ANFX1449	2021-11-12	2023-10-08	(01)00801741135989(17)231008(10)ANFX1449
AASME09080	ANFX3160	2021-11-26	2023-10-22	(01)00801741135989(17)231022(10)ANFX3160
AASME09100	ANFT3618	2021-08-11	2023-06-25	(01)00801741135996(17)230625(10)ANFT3618
AASME09100	ANFU4107	2021-09-30	2023-07-30	(01)00801741135996(17)230730(10)ANFU4107
AASME09100	ANFX4126	2021-12-03	2023-10-29	(01)00801741135996(17)231029(10)ANFX4126
AASME09100	ANFY0651	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741135996(17)231105(10)ANFY0651
AASME10030	ANFU0690	2021-07-15	2023-07-06	(01)00801741136009(17)230706(10)ANFU0690
AASME10030	ANFU3105	2021-09-01	2023-07-23	(01)00801741136009(17)230723(10)ANFU3105
AASME10030	ANFX1450	2021-11-11	2023-10-08	(01)00801741136009(17)231008(10)ANFX1450
AASME10040	ANFS5013	2021-07-02	2023-05-28	(01)00801741136016(17)230528(10)ANFS5013
AASME10040	ANFT2641	2021-07-22	2023-06-18	(01)00801741136016(17)230618(10)ANFT2641
AASME10040	ANFT3623	2021-07-29	2023-06-25	(01)00801741136016(17)230625(10)ANFT3623
AASME10040	ANFV0349	2021-09-09	2023-08-06	(01)00801741136016(17)230806(10)ANFV0349
AASME10040	ANFV1065	2021-09-23	2023-08-13	(01)00801741136016(17)230813(10)ANFV1065
AASME10040	ANFV1950	2021-10-18	2023-08-20	(01)00801741136016(17)230820(10)ANFV1950
AASME10040	ANFX0100	2021-11-03	2023-10-01	(01)00801741136016(17)231001(10)ANFX0100
AASME10040	ANFX2267	2021-11-16	2023-10-15	(01)00801741136016(17)231015(10)ANFX2267
AASME10040	ANFX3161	2021-11-25	2023-10-22	(01)00801741136016(17)231022(10)ANFX3161
AASME10040	ANFY0652	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741136016(17)231105(10)ANFY0652
AASME10040	ANFY1715	2021-12-17	2023-11-12	(01)00801741136016(17)231112(10)ANFY1715
AASME10060	ANFT0486	2021-07-06	2023-06-04	(01)00801741136023(17)230604(10)ANFT0486
AASME10060	ANFT2642	2021-07-22	2023-06-18	(01)00801741136023(17)230618(10)ANFT2642
AASME10060	ANFT3619	2021-08-18	2023-06-25	(01)00801741136023(17)230625(10)ANFT3619
AASME10060	ANFU0182	2021-08-18	2023-07-02	(01)00801741136023(17)230702(10)ANFU0182
AASME10060	ANFU1096	2021-08-19	2023-07-09	(01)00801741136023(17)230709(10)ANFU1096
AASME10060	ANFU4108	2021-08-31	2023-07-30	(01)00801741136023(17)230730(10)ANFU4108
AASME10060	ANFV0312	2021-09-13	2023-08-06	(01)00801741136023(17)230806(10)ANFV0312
AASME10060	ANFV2605	2021-09-28	2023-08-27	(01)00801741136023(17)230827(10)ANFV2605
AASME10060	ANFW2049	2021-10-21	2023-09-17	(01)00801741136023(17)230917(10)ANFW2049
AASME10060	ANFW3191	2021-10-27	2023-09-24	(01)00801741136023(17)230924(10)ANFW3191
AASME10060	ANFX2268	2021-11-18	2023-10-15	(01)00801741136023(17)231015(10)ANFX2268
AASME10060	ANFX3172	2021-11-25	2023-10-22	(01)00801741136023(17)231022(10)ANFX3172
AASME10060	ANFY0671	2021-12-10	2023-11-05	(01)00801741136023(17)231105(10)ANFY0671
AASME10080	ANFT2643	2021-07-20	2023-06-18	(01)00801741136030(17)230618(10)ANFT2643
AASME10080	ANFU3014	2021-08-23	2023-07-23	(01)00801741136030(17)230723(10)ANFU3014
AASME10080	ANFU4109	2021-09-07	2023-07-30	(01)00801741136030(17)230730(10)ANFU4109
AASME10080	ANFW2173	2021-11-04	2023-09-17	(01)00801741136030(17)230917(10)ANFW2173
AASME10080	ANFX1452	2021-11-10	2023-10-08	(01)00801741136030(17)231008(10)ANFX1452
AASME10080	ANFX4127	2021-12-01	2023-10-29	(01)00801741136030(17)231029(10)ANFX4127
AASME10080	ANFY0653	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741136030(17)231105(10)ANFY0653
AASME10100	ANFS5014	2021-07-07	2023-05-28	(01)00801741136047(17)230528(10)ANFS5014
AASME10100	ANFU3106	2021-10-06	2023-07-23	(01)00801741136047(17)230723(10)ANFU3106
AASME10100	ANFU4110	2021-10-08	2023-07-30	(01)00801741136047(17)230730(10)ANFU4110
AASME10100	ANFX1453	2021-11-10	2023-10-08	(01)00801741136047(17)231008(10)ANFX1453
AASME10100	ANFY1716	2021-12-17	2023-11-12	(01)00801741136047(17)231112(10)ANFY1716
AVFLE06060	ANFV1929	2021-09-23	2023-08-20	(01)00801741105968(17)230820(10)ANFV1929



BD Switzerland Sàrl  
Terre Bonne Park — A4  
Route de Crassier 17  
1262 Eysins — Szwajcaria  
Tel.: +41 21 556 30 Faks:  
+41 21 556 30 99  
www.BD.com

Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AVFLE06080	ANFU0395	2021-08-05	2023-07-02	(01)00801741105975(17)230702(10)ANFU0395
AVFLE06100	ANFU0396	2021-08-05	2023-07-02	(01)00801741105982(17)230702(10)ANFU0396
AVFLE07040	ANFX1414	2021-11-08	2023-10-08	(01)00801741105999(17)231008(10)ANFX1414
AVFLE07080	ANFV0322	2021-09-06	2023-08-06	(01)00801741106019(17)230806(10)ANFV0322
AVFLE07080	ANFZ0844	2021-12-14	2023-12-08	(01)00801741106019(17)231208(10)ANFZ0844
AVFLE07100	ANFV0332	2021-09-08	2023-08-06	(01)00801741106026(17)230806(10)ANFV0332
AVFLE07100	ANFZ0845	2021-12-20	2023-12-08	(01)00801741106026(17)231208(10)ANFZ0845
AVFLE08040	ANFT1467	2021-07-12	2023-06-11	(01)00801741106033(17)230611(10)ANFT1467
AVFLE08060	ANFV0337	2021-09-09	2023-08-06	(01)00801741106040(17)230806(10)ANFV0337
AVFLE08060	ANFY0613	2021-12-06	2023-11-05	(01)00801741106040(17)231105(10)ANFY0613
AVFLE08080	ANFW1490	2021-10-13	2023-09-10	(01)00801741106057(17)230910(10)ANFW1490
AVFLE09060	ANFT0488	2021-07-08	2023-06-04	(01)00801741106088(17)230604(10)ANFT0488
AVFLE09060	ANFX4097	2021-11-29	2023-10-29	(01)00801741106088(17)231029(10)ANFX4097
AVFLE09080	ANFT1468	2021-07-14	2023-06-11	(01)00801741106095(17)230611(10)ANFT1468
AVFLE09080	ANFW3142	2021-10-25	2023-09-24	(01)00801741106095(17)230924(10)ANFW3142
AVFLE09100	ANFW1459	2021-10-12	2023-09-10	(01)00801741106125(17)230910(10)ANFW1459
AVFLE09100	ANFZ0846	2021-12-14	2023-12-08	(01)00801741106125(17)231208(10)ANFZ0846
AVFLE10060	ANFV0354	2021-09-09	2023-08-06	(01)00801741106149(17)230806(10)ANFV0354
AVFLE10060	ANFX4138	2021-12-03	2023-10-29	(01)00801741106149(17)231029(10)ANFX4138
AVFLE10060	ANFY0654	2021-12-10	2023-11-05	(01)00801741106149(17)231105(10)ANFY0654
AVFLE10080	ANFU2243	2021-08-16	2023-07-16	(01)00801741106156(17)230716(10)ANFU2243
AVFLE10080	ANFV1072	2021-09-23	2023-08-13	(01)00801741106156(17)230813(10)ANFV1072
AVFME06040	ANFU0163	2021-08-06	2023-07-02	(01)00801741105500(17)230702(10)ANFU0163
AVFME06040	ANFX4101	2021-11-29	2023-10-29	(01)00801741105500(17)231029(10)ANFX4101
AVFME06060	ANFT0491	2021-07-08	2023-06-04	(01)00801741105517(17)230604(10)ANFT0491
AVFME06060	ANFX3127	2021-11-22	2023-10-22	(01)00801741105517(17)231022(10)ANFX3127
AVFME06060	ANFZ0847	2021-12-16	2023-12-08	(01)00801741105517(17)231208(10)ANFZ0847
AVFME06080	ANFT1480	2021-08-02	2023-06-11	(01)00801741105524(17)230611(10)ANFT1480
AVFME06080	ANFY1677	2021-12-14	2023-11-12	(01)00801741105524(17)231112(10)ANFY1677
AVFME07040	ANFT3622	2021-07-27	2023-06-25	(01)00801741105548(17)230625(10)ANFT3622
AVFME07040	ANFV0989	2021-08-23	2023-08-13	(01)00801741105548(17)230813(10)ANFV0989
AVFME07040	ANFV1051	2021-09-21	2023-08-13	(01)00801741105548(17)230813(10)ANFV1051
AVFME07060	ANFT0454	2021-07-07	2023-06-04	(01)00801741105555(17)230604(10)ANFT0454
AVFME07060	ANFT1481	2021-07-12	2023-06-11	(01)00801741105555(17)230611(10)ANFT1481
AVFME07060	ANFV1932	2021-09-23	2023-08-20	(01)00801741105555(17)230820(10)ANFV1932
AVFME07060	ANFV2607	2021-10-01	2023-08-27	(01)00801741105555(17)230827(10)ANFV2607
AVFME07060	ANFX3128	2021-11-22	2023-10-22	(01)00801741105555(17)231022(10)ANFX3128
AVFME07060	ANFY1678	2021-12-16	2023-11-12	(01)00801741105555(17)231112(10)ANFY1678
AVFME07060	ANFZ0849	2021-12-17	2023-12-08	(01)00801741105555(17)231208(10)ANFZ0849
AVFME07080	ANFT1482	2021-07-13	2023-06-11	(01)00801741105562(17)230611(10)ANFT1482
AVFME07080	ANFU3610	2021-08-04	2023-07-28	(01)00801741105562(17)230728(10)ANFU3610
AVFME07080	ANFX1415	2021-11-08	2023-10-08	(01)00801741105562(17)231008(10)ANFX1415
AVFME07080	ANFX2228	2021-11-18	2023-10-15	(01)00801741105562(17)231015(10)ANFX2228
AVFME07080	ANFY0658	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741105562(17)231105(10)ANFY0658
AVFME07100	ANFT4100	2021-07-05	2023-06-30	(01)00801741105579(17)230630(10)ANFT4100
AVFME07100	ANFU0164	2021-08-02	2023-07-02	(01)00801741105579(17)230702(10)ANFU0164



BD Switzerland Sàrl  
Terre Bonne Park — A4  
Route de Crassier 17  
1262 Eysins — Szwajcaria  
Tel.: +41 21 556 30 Faks:  
+41 21 556 30 99  
www.BD.com

Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Data produkcji	Data przydatności do użycia	UDI (GTIN, DI + PI), jeśli dotyczy
AVFME07100	ANFW2020	2021-10-18	2023-09-17	(01)00801741105579(17)230917(10)ANFW2020
AVFME07100	ANFY1679	2021-12-15	2023-11-12	(01)00801741105579(17)231112(10)ANFY1679
AVFME08040	ANFT0492	2021-07-07	2023-06-04	(01)00801741105586(17)230604(10)ANFT0492
AVFME08040	ANFU2249	2021-08-16	2023-07-16	(01)00801741105586(17)230716(10)ANFU2249
AVFME08040	ANFV0314	2021-09-06	2023-08-06	(01)00801741105586(17)230806(10)ANFV0314
AVFME08040	ANFX1416	2021-11-08	2023-10-08	(01)00801741105586(17)231008(10)ANFX1416
AVFME08060	ANFT0474	2021-07-05	2023-06-04	(01)00801741105593(17)230604(10)ANFT0474
AVFME08060	ANFU3453	2021-08-03	2023-07-28	(01)00801741105593(17)230728(10)ANFU3453
AVFME08060	ANFW1492	2021-10-13	2023-09-10	(01)00801741105593(17)230910(10)ANFW1492
AVFME08060	ANFW3153	2021-10-25	2023-09-24	(01)00801741105593(17)230924(10)ANFW3153
AVFME08060	ANFX1417	2021-11-09	2023-10-08	(01)00801741105593(17)231008(10)ANFX1417
AVFME08060	ANFX3166	2021-11-26	2023-10-22	(01)00801741105593(17)231022(10)ANFX3166
AVFME08060	ANFY0660	2021-12-08	2023-11-05	(01)00801741105593(17)231105(10)ANFY0660
AVFME08080	ANFT1483	2021-07-13	2023-06-11	(01)00801741105609(17)230611(10)ANFT1483
AVFME08080	ANFX4227	2021-12-03	2023-10-29	(01)00801741105609(17)231029(10)ANFX4227
AVFME08080	ANFZ0851	2021-12-16	2023-12-08	(01)00801741105609(17)231208(10)ANFZ0851
AVFME08100	ANFT1484	2021-07-12	2023-06-11	(01)00801741105616(17)230611(10)ANFT1484
AVFME09040	ANFV0323	2021-09-06	2023-08-06	(01)00801741105623(17)230806(10)ANFV0323
AVFME09060	ANFT1485	2021-07-13	2023-06-11	(01)00801741105630(17)230611(10)ANFT1485
AVFME09060	ANFW1493	2021-10-12	2023-09-10	(01)00801741105630(17)230910(10)ANFW1493
AVFME09080	ANFU0165	2021-07-28	2023-07-02	(01)00801741105647(17)230702(10)ANFU0165
AVFME09080	ANFW1463	2021-10-13	2023-09-10	(01)00801741105647(17)230910(10)ANFW1463
AVFME10040	ANFV0333	2021-09-07	2023-08-06	(01)00801741105661(17)230806(10)ANFV0333
AVFME10040	ANFZ0852	2021-12-16	2023-12-08	(01)00801741105661(17)231208(10)ANFZ0852
AVFME10060	ANFT1487	2021-07-14	2023-06-11	(01)00801741105678(17)230611(10)ANFT1487
AVFME10060	ANFU2250	2021-08-25	2023-07-16	(01)00801741105678(17)230716(10)ANFU2250
AVFME10060	ANFW1494	2021-10-12	2023-09-10	(01)00801741105678(17)230910(10)ANFW1494
AVFME10060	ANFX2274	2021-11-18	2023-10-15	(01)00801741105678(17)231015(10)ANFX2274
AVFME10060	ANFY0661	2021-12-09	2023-11-05	(01)00801741105678(17)231105(10)ANFY0661
AVFME10080	ANFT3588	2021-07-27	2023-06-25	(01)00801741105685(17)230625(10)ANFT3588
AVFME10080	ANFV1060	2021-09-21	2023-08-13	(01)00801741105685(17)230813(10)ANFV1060
AVFME10100	ANFV1934	2021-09-22	2023-08-20	(01)00801741105692(17)230820(10)ANFV1934
AVFME10100	ANFX4103	2021-11-29	2023-10-29	(01)00801741105692(17)231029(10)ANFX4103
AVSLE08060	ANFZ0854	2021-12-15	2023-12-08	(01)00801741105821(17)231208(10)ANFZ0854
AVSME06060	ANFW3175	2021-10-26	2023-09-24	(01)00801741105272(17)230924(10)ANFW3175
AVSME06060	ANFY1697	2021-12-15	2023-11-12	(01)00801741105272(17)231112(10)ANFY1697
AVSME07060	ANFX3138	2021-11-24	2023-10-22	(01)00801741105326(17)231022(10)ANFX3138
AVSME07060	ANFZ0859	2021-12-17	2023-12-08	(01)00801741105326(17)231208(10)ANFZ0859
AVSME07080	ANFU3454	2021-08-03	2023-07-28	(01)00801741105333(17)230728(10)ANFU3454
AVSME07080	ANFY1700	2021-12-14	2023-11-12	(01)00801741105333(17)231112(10)ANFY1700
AVSME08040	ANFZ0861	2021-12-15	2023-12-08	(01)00801741105364(17)231208(10)ANFZ0861
AVSME08060	ANFU0173	2021-08-18	2023-07-02	(01)00801741105371(17)230702(10)ANFU0173
AVSME08060	ANFW0178	2021-10-06	2023-09-03	(01)00801741105371(17)230903(10)ANFW0178
AVSME08060	ANFX4112	2021-12-01	2023-10-29	(01)00801741105371(17)231029(10)ANFX4112