

## PILNA NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

10 lipca 2015

Nazwa produktu	Nr katalogowy	Nr serii	Data ważności
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5064921	13 maja 2015
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5076659	21 maja 2015
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5105955	23 czerwca 2015
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5130907	14 lipca 2015
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5147941	4 sierpnia 2015

Szanowni Państwo,

BD potwierdza, że w niektórych spośród wyżej wymienionych serii odczynnika, których data ważności upłynęła (oznaczonych w tabeli) **mogło** dojść do przelomowego wzrostu wrażliwego na wankomycynę szczepu *Enterococcus faecalis* ATCC 29212 pod koniec okresu trwałości. Produkt przed upływem terminu ważności może również przerastać szczepem wankomycyno wrażliwym *Enterococcus faecalis* ATCC 29212.

Zgodnie z instrukcją użycia odczynnika Vancomycin Screen Agar zaleca się przeprowadzenie badania synergii z izolatami paciorkowców, dla których odnotowano wzrost przed wdrożeniem lub wykluczeniem leczenia skojarzonego z zastosowaniem wankomycyny.

Nasze dane wskazują, że mogli Państwo otrzymać odczynniki z serii wymienionych w powyższej tabeli. Prosimy o zaprzestanie stosowania odczynników z tych serii i utylizację pozostałych opakowań. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem BD Diagnostic Systems.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza, **bez względu na to, czy posiadają Państwo odczynniki z problematycznych serii**. Wypełniony formularz stanowi potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. Po wypełnieniu formularz należy odesłać do: BD Polska, pod numer faksu: +48- 22-377-11-01

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość naszych produktów. Dziękujemy za zaufanie, które nam Państwo okazali.



Dr Ann VANLANDSCHOOT  
RA Manager Post-Market  
BD Biosciences & BD Diagnostic Systems

ul. Osmańska 14  
02-823 Warszawa  
tel: +48 /22/ 377 11 00  
fax:+48 /22/ 377 11 01  
www.bd.com/pl



Faks do: BD Polska

Nr faksu: +48-22-377-11-01

**W RAMACH POTWIERDZENIA OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA  
PROSIMY O WYPEŁNIENIE I ODESŁANIE FORMULARZA**

**Placówka:** \_\_\_\_\_

Proszę podać pełną nazwę placówki, nie używać skrótów.

**Ulica:** \_\_\_\_\_

**Miasto:** \_\_\_\_\_ **Województwo:** \_\_\_\_\_ **Kod pocztowy:** \_\_\_\_\_

**Osoba do kontaktu:** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_ **Faks.:** \_\_\_\_\_

**Całkowita liczba zestawów z nieprzekrozoną datą ważności, których dotyczy problem:**

Nazwa produktu	Nr katalogowy	Nr Serii	Ilość (Ilości)		
			Otrzymane	Zużyte	Zniszczone
<b>BD BBL™ Vancomycin Screen Agar</b>	222204	5064921			
<b>BD BBL™ Vancomycin Screen Agar</b>	222204	5076659			
<b>BD BBL™ Vancomycin Screen Agar</b>	222204	5105955			
<b>BD BBL™ Vancomycin Screen Agar</b>	222204	5130907			
<b>BD BBL™ Vancomycin Screen Agar</b>	222204	5147941			