

PILNA NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

Nazwa handlowa produktu, którego dotyczy notatka: **Bead Block™ (ziarna do embolizacji)**

Identyfikator FSCA: **PR #16295**

Rodzaj działania: **Zalecenia Producenta dotyczące stosowania wyrobu**

5 lutego 2015 r.

Szanowni Państwo,

Firma Biocompatibles UK Ltd. (Producent) wysłała niniejszy dokument w celu poinformowania Państwa o sprzecznym oznakowaniu zastosowanym w przypadku pewnych rozmiarów produktu medycznego Bead Block™ (ziarna do embolizacji). Niniejsze powiadomienie nie wynika ze zwiększenia liczby skarg lub zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Bead Block™. Należy dopilnować, aby wszyscy potencjalni użytkownicy produktu w ośrodku zostali poinformowani o niniejszym powiadomieniu i zalecanych działaniach.

Nazwa produktu	Kod produktu
Bead Block™ (100–300 µm)	EB2S103
Bead Block™ (300–500 µm)	EB2S305

Problem

Wskutek przeprowadzenia przeglądu wewnętrznego Producent wykrył, że podczas gdy w instrukcji użytkownika produktu Bead Block™ zawarto informację: „W przypadku stosowania mikrosfer Bead Block w embolizacji mięśniaków macicy nie należy stosować ziaren o rozmiarach mniejszych niż 500 mikronów.”, na kartonach zawierających ziarna Bead Block™ o rozmiarach 100–300 µm (EB2S103) oraz 300–500 µm (EB2S305) widoczny jest tekst: „Wskazanie: Embolizacja **mięśniaków macicy (UFE)**, bogato unaczynionych guzów oraz malformacji tętniczo-żylnych (AVM).” Na etykietach kartonów z ziarnami BeadBlock™ o podanych rozmiarach zamieszczono nieprawidłową informację o wskazaniu do stosowania w UFE. **W instrukcji użytkownika poprawnie zalecono, aby podczas zabiegów UFE nie stosować ziaren o rozmiarach poniżej 500 mikronów.**

Producent przeprowadził ocenę medyczną potencjalnego ryzyka związanego z powyższą rozbieżnością pomiędzy zawartymi na etykiecie kartonu i w instrukcji użytkownika informacjami dotyczącymi rozmiarów ziaren Bead Block™. Ocena medyczna wykazała, że ogólne ryzyko względem pacjentów jest niewielkie. Producent wydał jednak niniejsze powiadomienie w charakterze środka ostrożności na wypadek gdyby pracownik służby zdrowia zamierzał zastosować się do informacji dotyczących stosowania podczas zabiegów UFE znajdujących się na kartonie z ziarnami o podanych w niniejszej notatce rozmiarach bez odnoszenia się do instrukcji użytkownika produktu. W takim przypadku istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia niedokrwienia tkanek innych niż docelowe.

Szczegółowe informacje o produkcie, którego dotyczy

Aby uzyskać szczegółowe informacje o dystrybutorach, numerach partii i datach ważności produktów, których dotyczy niniejsza notatka, należy zapoznać się z powyższą tabelą oraz załączoną listą produktów.

notatka

Instrukcje dla podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną Należy przechowywać egzemplarz niniejszego powiadomienia wraz z produktami Bead Block™, których ono dotyczy, a przed zastosowaniem zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Dystrybutorzy, hurtownicy lub podmioty, które przekazały produkt Bead Block™ do innego oddziału/ośrodka, proszeni są o przekazanie niniejszej notatki odpowiednim osobom, których ona dotyczy.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego powiadomienia i wypełnienie załączonego formularza potwierdzenia, a następnie przesłanie zeskanowanego dokumentu pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe działu obsługi klienta firmy BTG zostały zamieszczone poniżej. Niezwłoczne odesłanie wypełnionego formularza potwierdzenia zagwarantuje, że nie otrzymają Państwo niniejszej notatki ponownie.

Wprowadzenie poprawki w oznakowaniu produktu Producent wprowadza poprawki w oznakowaniu kartonów zawierających produkt Bead Block™ o rozmiarach 100–300 µm (EB2S103) i 300–500 µm (EB2S305) w celu usunięcia wskazania do stosowania w UFE. Po zakończeniu działań naprawczych Producent wznowi sprzedaż produktów o rozmiarach, których dotyczy niniejsza notatka.

Informacje kontaktowe W przypadku pytań lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji odnośnie do niniejszego dokumentu należy skontaktować się z pracownikiem działu obsługi klienta firmy BTG.

Dział obsługi klienta firmy BTG

Michelle Goodhand
Biocompatibles UK Ltd., grupa BTG International Group
Chapman House
Farnham Business Park
Weydon Lane
Farnham
Surrey GU9 8QL UK
Wielka Brytania
Tel.: +44 1252 732 674
Faks: +44 1252 732 777
E-mail: michelle.goodhand@btgplc.com

Zapewniamy, że utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości to dla nas najwyższy priorytet. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o natychmiastowy kontakt.

Paul Sharp
Dyrektor ds. jakości
Biocompatibles UK Ltd., grupa BTG International Group
Chapman House
Farnham Business Park
Weydon Lane
Farnham
Surrey GU9 8QL
Wielka Brytania
Tel.: +44 (0)12527 32624



Załączniki

1. Lista produktów
2. Formularz potwierdzenia

Sold To Customer Name	Customer Item number	BTG Item Number	Description	Lot Number	Product Expiration Date	Quantity	Transaction Date
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10113	28-kwi-2012	162	06-paź-10 16:04:22
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10127	28-maj-2012	8	06-paź-10 16:04:22
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10128	28-maj-2012	86	06-paź-10 16:04:22
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10132	28-maj-2012	135	06-paź-10 16:04:22
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10137	28-cze-2012	131	06-paź-10 16:04:22
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10145	28-cze-2012	165	06-paź-10 16:04:22
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10149	28-cze-2012	131	06-paź-10 16:04:22
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10154	28-lip-2012	2	06-paź-10 16:04:22
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10136	28-cze-2012	161	28-paź-10 10:26:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10144	28-cze-2012	19	28-paź-10 10:26:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10165	28-cze-2012	112	28-paź-10 10:26:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10154	28-lip-2012	181	28-paź-10 10:26:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10158	28-lip-2012	207	28-paź-10 10:26:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10144	28-cze-2012	137	29-lis-10 09:45:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10153	28-lip-2012	3	29-lis-10 09:45:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10165	28-cze-2012	21	29-lis-10 09:45:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10169	28-sie-2012	159	29-lis-10 09:45:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10174	28-sie-2012	146	29-lis-10 09:45:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10180	28-sie-2012	4	29-lis-10 09:45:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10148	28-cze-2012	131	23-gru-10 09:13:45
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10153	28-lip-2012	59	23-gru-10 09:13:45
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10180	28-sie-2012	94	23-gru-10 09:13:45
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10185	28-wrz-2012	291	23-gru-10 09:13:45
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10189	28-wrz-2012	115	23-gru-10 09:13:45
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10189	28-wrz-2012	6	20-sty-11 12:08:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10198	28-wrz-2012	173	20-sty-11 12:08:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10201	28-paź-2012	171	20-sty-11 12:08:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10201	28-paź-2012	119	17-lut-11 15:46:38
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10206	28-paź-2012	81	17-lut-11 15:46:38
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10206	28-paź-2012	66	21-mar-11 12:31:49
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10210	28-paź-2012	78	21-mar-11 12:31:49
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10219	28-gru-2012	106	21-mar-11 12:31:49
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10153	28-lip-2012	80	25-maj-11 11:34:19
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10157	28-lip-2012	20	25-maj-11 11:34:19
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10214	28-gru-2012	102	25-maj-11 11:34:19
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10219	28-gru-2012	33	25-maj-11 11:34:19
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10224	28-gru-2012	65	25-maj-11 11:34:19

TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10157	28-lip-2012	100	14-cze-11 09:39:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10224	28-gru-2012	52	14-cze-11 09:39:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10229	28-gru-2012	148	14-cze-11 09:39:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10157	28-lip-2012	100	06-lip-11 10:12:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10229	28-gru-2012	88	06-lip-11 10:12:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10233	28-sty-2013	62	06-lip-11 10:12:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10202	28-paź-2012	189	12-sie-11 09:42:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10268	28-cze-2013	11	12-sie-11 09:42:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10233	28-sty-2013	64	12-sie-11 09:42:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10238	28-sty-2013	86	12-sie-11 09:42:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10268	28-cze-2013	138	13-wrz-11 10:24:35
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10278	28-cze-2013	212	13-wrz-11 10:24:35
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10269	28-cze-2013	100	13-wrz-11 10:24:35
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10238	28-sty-2013	2	23-sie-11 14:21:56
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10238	28-sty-2013	2	23-sie-11 14:21:56
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10278	28-cze-2013	37	13-paź-11 08:33:06
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10280	28-lip-2013	250	13-paź-11 08:33:06
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10283	28-lip-2013	13	13-paź-11 08:33:06
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10265	28-maj-2013	10	13-paź-11 08:33:06
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10269	28-cze-2013	19	13-paź-11 08:33:06
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10272	28-cze-2013	221	13-paź-11 08:33:06
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10283	28-lip-2013	52	09-lis-11 16:50:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10289	28-wrz-2013	24	07-gru-11 15:24:50
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10295	28-wrz-2013	224	07-gru-11 15:24:50
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10265	28-maj-2013	86	09-lis-11 16:50:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10281	28-lip-2013	192	09-lis-11 16:50:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10284	28-lip-2013	122	09-lis-11 16:50:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10286	28-wrz-2013	148	07-gru-11 15:28:18
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10289	28-wrz-2013	102	07-gru-11 15:28:18
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10284	28-lip-2013	16	15-gru-11 13:03:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10287	28-wrz-2013	125	15-gru-11 13:03:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10292	28-wrz-2013	121	15-gru-11 13:03:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10296	28-wrz-2013	126	15-gru-11 13:03:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10304	28-paź-2013	12	15-gru-11 13:03:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10281	28-lip-2013	50	04-sty-12 11:34:28
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10289	28-wrz-2013	5	19-sty-12 13:23:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10300	28-wrz-2013	162	19-sty-12 13:23:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10303	28-paź-2013	133	19-sty-12 13:23:14

TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10310	28-paź-2013	150	19-sty-12 13:23:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10281	28-lip-2013	5	19-sty-12 13:23:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10304	28-paź-2013	154	19-sty-12 13:23:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10307	28-paź-2013	75	19-sty-12 13:23:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10311	28-paź-2013	113	19-sty-12 13:23:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10314	28-paź-2013	153	19-sty-12 13:23:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10303	28-paź-2013	15	14-lut-12 15:48:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10318	28-paź-2013	172	14-lut-12 15:48:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10326	28-lis-2013	173	14-lut-12 15:48:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10330	28-lis-2013	90	14-lut-12 15:48:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10307	28-paź-2013	12	14-lut-12 15:48:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10319	28-paź-2013	100	14-lut-12 15:48:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10322	28-paź-2013	105	14-lut-12 15:48:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10327	28-lis-2013	60	14-lut-12 15:48:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10331	28-lis-2013	103	14-lut-12 15:48:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10335	28-lis-2013	147	14-lut-12 15:48:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10341	28-lis-2013	73	14-lut-12 15:48:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10330	28-lis-2013	50	14-mar-12 13:00:46
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10341	28-lis-2013	77	14-mar-12 13:00:46
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10345	28-gru-2013	120	14-mar-12 13:00:46
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10355	28-sty-2014	99	30-mar-12 16:26:53
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10360	28-sty-2014	104	30-mar-12 16:26:53
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10334	28-lis-2013	50	16-kwi-12 15:04:41
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10381	28-mar-2014	132	30-maj-12 18:05:18
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10387	28-mar-2014	68	13-cze-12 17:37:40
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10387	28-mar-2014	91	13-cze-12 17:35:57
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10391	28-mar-2014	156	13-cze-12 17:35:57
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10396	28-kwi-2014	53	04-lip-12 12:36:13
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10408	28-kwi-2014	100	04-lip-12 12:36:13
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10359	28-sty-2014	50	14-cze-12 13:09:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10390	28-mar-2014	46	14-cze-12 13:09:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10401	28-mar-2014	54	14-cze-12 13:09:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10396	28-kwi-2014	103	04-lip-12 12:35:20
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10403	28-kwi-2014	147	04-lip-12 12:35:20
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10334	28-lis-2013	31	11-lip-12 16:44:58
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10390	28-mar-2014	54	11-lip-12 16:44:58
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10395	28-kwi-2014	198	11-lip-12 16:44:58
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10412	28-kwi-2014	17	07-sie-12 10:30:11

TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10403	28-kwi-2014	10	11-lip-12 16:44:58
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10413	28-kwi-2014	165	07-sie-12 10:30:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10418	28-kwi-2014	164	07-sie-12 10:30:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10423	28-kwi-2014	161	07-sie-12 10:30:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10412	28-kwi-2014	172	24-sie-12 13:11:46
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10412	28-kwi-2014	41	24-sie-12 13:11:46
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10452	28-maj-2014	172	24-sie-12 13:11:46
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10354	28-sty-2014	15	18-wrz-12 10:26:53
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10423	28-kwi-2014	14	24-sie-12 13:11:46
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10453	28-maj-2014	94	24-sie-12 13:11:46
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10457	28-maj-2014	148	24-sie-12 13:11:46
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10460	28-maj-2014	137	24-sie-12 13:11:46
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10355	28-sty-2014	95	18-wrz-12 10:26:53
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10443	28-maj-2014	12	20-wrz-12 10:41:23
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10355	28-sty-2014	2	18-wrz-12 10:26:53
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10354	28-sty-2014	35	18-wrz-12 10:26:53
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10442	28-maj-2014	20	20-wrz-12 10:41:23
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10466	28-lip-2014	187	28-wrz-12 11:16:38
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10471	28-lip-2014	158	28-wrz-12 11:16:38
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10443	28-maj-2014	54	20-wrz-12 10:41:23
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10467	28-lip-2014	123	28-wrz-12 11:16:38
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10472	28-lip-2014	176	28-wrz-12 11:16:38
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10477	28-lip-2014	49	19-paź-12 09:29:07
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10477	28-lip-2014	99	19-paź-12 09:29:07
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10482	28-lip-2014	49	25-paź-12 10:48:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10481	28-lip-2014	100	13-lis-12 10:42:19
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10493	28-sie-2014	16	13-lis-12 10:42:19
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10500	28-sie-2014	180	13-lis-12 10:42:19
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10506	28-sie-2014	151	13-lis-12 10:42:19
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10511	28-sie-2014	3	11-gru-12 17:05:30
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10519	28-paź-2014	289	19-gru-12 14:24:16
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10529	28-paź-2014	30	11-sty-13 09:46:53
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10490	28-lip-2014	125	11-gru-12 17:06:20
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10511	28-sie-2014	6	11-gru-12 17:06:20
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10471	28-lip-2014	63	19-paź-12 09:28:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10476	28-lip-2014	187	19-paź-12 09:28:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10482	28-lip-2014	20	25-paź-12 10:23:19
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10487	28-lip-2014	150	25-paź-12 10:23:19

TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10493	28-sie-2014	130	09-lis-12 08:48:53
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10481	28-lip-2014	22	14-sty-13 17:51:36
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10514	28-sie-2014	78	14-sty-13 17:51:36
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10529	28-paź-2014	127	14-sty-13 17:51:36
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10534	28-paź-2014	173	14-sty-13 17:51:36
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10539	28-paź-2014	150	14-sty-13 17:51:36
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10539	28-paź-2014	1	14-sty-13 17:51:36
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10481	28-lip-2014	52	12-lut-13 17:02:59
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10516	28-sie-2014	48	12-lut-13 17:02:59
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10539	28-paź-2014	21	12-lut-13 17:02:59
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10544	28-lis-2014	159	12-lut-13 17:02:59
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10549	28-lis-2014	144	12-lut-13 17:02:59
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10549	28-lis-2014	15	27-lut-13 13:41:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10554	28-gru-2014	111	27-lut-13 13:41:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10516	28-sie-2014	86	13-mar-13 17:00:23
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10516	28-sie-2014	14	13-mar-13 17:00:23
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10560	28-gru-2014	128	13-mar-13 17:00:23
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10561	28-gru-2014	150	13-mar-13 17:00:23
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10579	28-sty-2015	172	26-mar-13 16:34:17
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10533	28-paź-2014	100	09-kwi-13 17:04:51
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10579	28-sty-2015	1	09-kwi-13 17:04:51
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10582	28-sty-2015	179	09-kwi-13 17:04:51
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10524	28-paź-2014	39	22-kwi-13 17:43:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10573	28-sty-2015	81	22-kwi-13 17:43:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10518	28-paź-2014	80	13-maj-13 10:59:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10533	28-paź-2014	120	13-maj-13 10:59:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10573	28-sty-2015	44	13-maj-13 10:59:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10576	28-sty-2015	132	13-maj-13 10:59:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10585	28-lut-2015	108	13-maj-13 10:59:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10588	28-lut-2015	172	13-maj-13 10:59:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10591	28-lut-2015	44	13-maj-13 10:59:52
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10533	28-paź-2014	13	10-cze-13 16:58:25
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10543	28-lis-2014	187	10-cze-13 16:58:25
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10591	28-lut-2015	105	10-cze-13 16:58:25
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10599	28-mar-2015	165	10-cze-13 16:58:25
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10603	28-mar-2015	171	10-cze-13 16:58:25
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10606	28-mar-2015	59	10-cze-13 16:58:25
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10626	28-kwi-2015	100	10-lip-13 14:26:08

TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10606	28-mar-2015	88	10-lip-13 14:26:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10609	28-mar-2015	101	10-lip-13 14:26:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10612	28-kwi-2015	182	10-lip-13 14:26:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10615	28-kwi-2015	129	10-lip-13 14:26:08
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10516	28-sie-2014	2	04-paź-13 15:12:23
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10641	28-cze-2015	98	11-paź-13 13:14:09
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10624	28-kwi-2015	44	11-paź-13 13:14:09
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10637	28-maj-2015	160	11-paź-13 13:14:09
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10642	28-cze-2015	161	11-paź-13 13:14:09
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10645	28-cze-2015	85	11-paź-13 13:14:09
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10641	28-cze-2015	115	11-paź-13 13:15:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10649	28-cze-2015	35	18-paź-13 09:32:44
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10639	28-maj-2015	172	11-paź-13 13:15:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10645	28-cze-2015	78	11-paź-13 13:15:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10629	28-kwi-2015	130	02-lis-13 11:52:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10635	28-maj-2015	70	02-lis-13 11:52:14
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10649	28-cze-2015	100	14-lis-13 11:10:35
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10635	28-maj-2015	68	28-lis-13 11:41:36
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10650	28-cze-2015	158	28-lis-13 11:41:36
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10653	28-cze-2015	61	28-lis-13 11:41:36
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10655	28-cze-2015	163	28-lis-13 11:41:36
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10626	28-kwi-2015	31	09-wrz-13 14:14:27
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10516	28-sie-2014	69	04-paź-13 14:33:28
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10615	28-kwi-2015	11	09-wrz-13 14:14:27
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10618	28-kwi-2015	100	09-wrz-13 14:14:27
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10627	28-kwi-2015	154	09-wrz-13 14:14:27
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10624	28-kwi-2015	135	25-wrz-13 18:04:46
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10649	28-cze-2015	1	19-gru-13 10:54:01
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10635	28-maj-2015	1	19-gru-13 10:54:01
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10649	28-cze-2015	38	14-lis-13 11:25:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10671	28-lip-2015	78	29-lis-13 11:15:40
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10666	28-lip-2015	26	13-gru-13 10:52:05
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10681	28-sie-2015	158	13-mar-14 10:11:36
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10721	28-gru-2015	195	21-mar-14 16:26:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10738	28-sty-2016	5	09-kwi-14 10:18:03
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10726	28-sty-2016	100	27-mar-14 20:58:03
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10731	28-sty-2016	158	27-mar-14 20:58:03
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10743	28-sty-2016	42	06-maj-14 14:33:11

TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10661	28-cze-2015	113	09-sty-14 12:18:04
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10667	28-lip-2015	144	09-sty-14 12:18:04
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10672	28-lip-2015	143	09-sty-14 12:18:04
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10667	28-lip-2015	1	06-mar-14 13:15:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10722	28-gru-2015	1	21-mar-14 16:32:09
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10681	28-sie-2015	33	13-mar-14 10:09:21
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10731	28-sty-2016	20	27-mar-14 20:54:09
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10738	28-sty-2016	194	09-kwi-14 10:18:03
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10743	28-sty-2016	53	06-maj-14 14:34:26
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10743	28-sty-2016	75	06-maj-14 14:36:17
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10750	28-lut-2016	110	12-maj-14 13:35:41
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10743	28-sty-2016	18	29-maj-14 13:29:55
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10750	28-lut-2016	10	29-maj-14 13:29:55
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10760	28-lut-2016	87	29-maj-14 13:29:55
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10682	28-sie-2015	179	06-mar-14 13:15:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10686	28-sie-2015	174	06-mar-14 13:15:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10722	28-gru-2015	47	21-mar-14 16:27:37
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10760	28-lut-2016	100	29-maj-14 13:29:55
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10770	28-lut-2016	150	10-cze-14 09:24:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10765	28-lut-2016	90	26-cze-14 12:24:03
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10722	28-gru-2015	51	10-kwi-14 14:21:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10727	28-sty-2016	150	10-kwi-14 14:21:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10732	28-sty-2016	90	10-kwi-14 14:21:34
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10744	28-sty-2016	59	06-maj-14 14:35:26
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10765	28-lut-2016	50	26-cze-14 12:24:03
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10744	28-sty-2016	87	29-maj-14 13:29:55
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10751	28-lut-2016	136	29-maj-14 13:29:55
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10756	28-lut-2016	140	29-maj-14 13:29:55
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10761	28-lut-2016	2	29-maj-14 13:29:55
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10784	28-mar-2016	15	29-lip-14 11:28:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10765	28-lut-2016	1	26-cze-14 12:24:03
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10744	28-sty-2016	1	06-maj-14 14:34:57
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10761	28-lut-2016	158	10-cze-14 09:24:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10766	28-lut-2016	134	10-cze-14 09:24:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10771	28-lut-2016	8	10-cze-14 09:24:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10765	28-lut-2016	1	26-cze-14 12:24:03
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10770	28-lut-2016	50	29-lip-14 11:28:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10771	28-lut-2016	81	29-lip-14 11:28:39

TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10782	28-lut-2016	99	29-lip-14 11:28:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10784	28-mar-2016	121	29-lip-14 11:28:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10787	28-mar-2016	79	29-lip-14 11:28:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10821	28-maj-2016	81	04-wrz-14 13:16:23
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10816	28-maj-2016	19	11-wrz-14 12:48:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10782	28-lut-2016	2	29-sie-14 16:39:41
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10787	28-mar-2016	14	29-sie-14 16:39:41
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10803	28-maj-2016	115	29-sie-14 16:39:41
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10822	28-maj-2016	34	04-wrz-14 13:16:23
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10798	28-maj-2016	135	11-wrz-14 12:48:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10827	28-cze-2016	150	11-wrz-14 12:48:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10816	28-maj-2016	50	11-wrz-14 12:48:10
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10822	28-maj-2016	71	04-wrz-14 13:16:23
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10798	28-maj-2016	15	25-wrz-14 12:35:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10817	28-maj-2016	135	25-wrz-14 12:35:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10825	28-cze-2016	73	25-wrz-14 12:35:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10827	28-cze-2016	12	25-wrz-14 12:35:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10832	28-cze-2016	150	25-wrz-14 12:32:33
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10838	28-lip-2016	44	29-wrz-14 15:43:37
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10787	28-mar-2016	3	29-sie-14 16:39:41
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10816	28-maj-2016	115	25-wrz-14 12:35:39
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10821	28-maj-2016	19	22-paź-14 13:53:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S103	EB2S103-U	BB 2ml 103 UFE	S10831	28-cze-2016	100	22-paź-14 13:53:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10838	28-lip-2016	106	29-wrz-14 15:43:37
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10843	28-lip-2016	89	29-wrz-14 15:43:37
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10810	28-maj-2016	140	22-paź-14 13:53:11
TERUMO EUROPE NV	8EB2S305	EB2S305-U	BB 2ml 305 UFE	S10782	28-lut-2016	1	04-wrz-14 13:16:23

Biocompatibles UK Ltd
Chapman House
Farnham Business Park
Weydon Lane
Farnham
Surrey GU9 8QL
UK

T. +44 (0)1252 732 732
F. +44 (0)1252 732 777
E. info@btgplc.com
btgplc.com



Formularz potwierdzenia (Identyfikator FSCA: PR #16295)

Ja, niżej podpisany(-a), potwierdzam otrzymanie załączonej pilnej notatki bezpieczeństwa oraz podjęcie odpowiednich działań zgodnych z instrukcjami w niej zawartymi.

Firma	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Podpis	
Data	