

PILNE WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO

Biomet France SARL
Plateau de Lautagne -26000 Valence
Tel.: (33) 04 75 75 91 00
Faks: (33)04 75 75 91 01

** stycznia 2016 r.

Do: Dentyści oraz personel medyczny

Produkty objęte działaniem:

Wszystkie produkty wymienione w Tabeli 1.

Produkt	Opis
ROX05	Endobon®-Xenograft Granules 0,5 ml
ROX10	Endobon®-Xenograft Granules 1 ml
ROX20	Endobon®-Xenograft Granules 2 ml
ROXLG20	Endobon®-Xenograft Granules 2 ml
ROXLG50	Endobon®-Xenograft Granules 5 ml
ROXLG80	Endobon®-Xenograft Granules 8 ml

Tabela 1

Numery partii objęte działaniem:

Wszystkie numery partii wymienione w Załączniku 1.



Przykładowe zdjęcie produktu Endobon®

Szanowni Klienci:

Niniejsze powiadomienie ma na celu poinformowanie, że firma BIOMET France SARL rozpoczęła dobrowolne wycofanie produktów **Endobon® Xenograft Granules** wymienionych w Załączniku 1.

Ze względów bezpieczeństwa firma BIOMET France SARL rozpoczęła niniejsze działanie w oparciu o ograniczoną (in vitro/próba laboratoryjna) liczbę wyników, które wskazują, że produkty nie przeszły badań cytotoksyczności po 36 miesiącach starzenia się produktu (w czasie rzeczywistym).

PILNE: POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE WYCOFANIA WYROBU

Zagrożenia:

- Jeżeli lekarz zaaplikuje produkt Endobon ROX* o okresie przechowywania krótszym niż 18 miesięcy, u pacjenta może wystąpić podrażnienie tkanki miękkiej, w tym nawet zakażenie.
- Zwiększone ryzyko nie występuje, jeżeli produkt Endobon został zaaplikowany w okresie 18 miesięcy od daty produkcji (t.j. posiada przynajmniej 18-miesięczny okres przechowywania).

Wszystkie produkty wymienione w Załączniku 1 są objęte wycofaniem.

Zakres obowiązków:

1. Należy zapoznać się z niniejszym powiadomieniem.
2. Zidentyfikować, wycofać z użycia oraz oddzielić wszystkie objęte działaniem produkty **Endobon ROX*** znajdujące się w Państwa zasobach magazynowych.
3. Wypełnić załączony formularz potwierdzenia (Załącznik 1) oraz:
 - a. Przesłać go faksem na numer **+34 93 371 78 49** lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Vigilance.EU@zimmerbiomet.com.
4. Jeżeli posiadają Państwo produkty podlegające zwrotowi, należy skontaktować się z firmą BIOMET **3i** pod numerem telefonu podanym w formularzu potwierdzenia w celu otrzymania numeru RMA oraz etykiety wysyłkowej dla zwrotu.
 - a. Przesłać kopię formularza potwierdzenia wraz z produktami objętymi działaniem na adres podany w formularzu potwierdzenia.

Wysyłka produktów zamiennych zostanie przeprowadzona niezwłocznie po określeniu ich dostępności.

Prosimy zachować kopię niniejszego powiadomienia oraz podpisaną kopię **Załącznika 2** do użytku własnego i wykorzystania w przypadku dalszych audytów organów nadzorujących związanych z niniejszym działaniem.

Pozostałe informacje

To dobrowolne powiadomienie zostanie zgłoszone odpowiednim krajowym władzom w zakresie ochrony zdrowia. Jako producent, firma BIOMET **3i** jest zobowiązana do zgłaszania wszystkich przypadków poważnych urazów odpowiednim władzom w zakresie ochrony zdrowia, jeżeli produkt przyczynił się lub jest możliwe, że przyczynił się do wystąpienia zdarzenia. Należy poinformować firmę BIOMET **3i** o wszelkich zdarzeniach związanych ze stosowaniem tego produktu. O przypadkach wystąpienia reakcji niepożądanych podczas stosowania produktu można poinformować krajowe organy nadzorujące.

Firma BIOMET France SARL skupia się na jakości produktów oraz bezpieczeństwie pacjentów, a także dokłada wszelkich starań, aby poprawić jakość ich życia poprzez tworzenie i dostarczanie produktów charakteryzujących się wysoką jakością, bezpieczeństwem oraz skutecznością działania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z niniejszego działania oraz dziękujemy za współpracę.

W celu uzyskania pomocy lub odpowiedzi na inne pytania związane z niniejszym powiadomieniem należy skontaktować się z firmą BIOMET **3i** pod numerem tel. **900 800 303 lub +34 93 470 59 50**. Członkowie zespołu pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 (czasu wschodniego).

Z poważaniem,

Christophe Mironneau
Quality and Regulatory Director
BIOMET France SARL
Plateau de Lautagne – 26000 Valence
Francja

PILNE: POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE WYCOFANIA WYROBU

ZAŁĄCZNIK 1

Produkty objęte działaniem oraz lista numerów partii

Produkt	Nr partii	Data przydatności do użytku	Produkt	Nr partii	Data przydatności do użytku
ROX05	S016303	1/31/2016	ROX20	T0074189	6/30/2016
ROX05	S016304	1/31/2016	ROX20	T0096191	6/30/2016
ROX05	S0163056	1/31/2016	ROX20	T0104217	7/31/2016
ROX05	S0163059	1/31/2016	ROX20	T0134261	8/31/2016
ROX05	S0171051	1/31/2016	ROX20	T0183280	9/30/2016
ROX05	S017105R	1/31/2016	ROX20	T0192311	10/31/2016
ROX05	S0171098	3/31/2016	ROX20	T0205297	9/30/2016
ROX05	T0001122	3/31/2016	ROX20	T0224338	11/30/2016
ROX05	T0001133	4/30/2016	ROX20	T0224346	11/30/2016
ROX05	T0001136	4/30/2016	ROX20	T0234357	11/30/2016
ROX05	T0001141	4/30/2016	ROX20	T0245006	12/31/2016
ROX05	T0001147	4/30/2016	ROX20	T0245009	12/31/2016
ROX05	T0025073	2/29/2016	ROX20	T0254015	12/31/2016
ROX05	T0034084	2/29/2016	ROX20	T0254024	12/31/2016
ROX05	T0045150	4/30/2016	ROX20	T0266030	12/31/2016
ROX05	T0045157	5/31/2016	ROX20	T0273037	1/31/2017
ROX05	T0052108	3/31/2016	ROX20	T0273051	1/31/2017
ROX05	T0064164	5/31/2016	ROX20	T0281043	1/31/2017
ROX05	T0064168	5/31/2016	ROX20	T0281065	2/28/2017
ROX05	T0064175	5/31/2016	ROX20	T0281078	2/28/2017
ROX05	T0096191	6/30/2016	ROX20	T0281093	3/31/2017
ROX05	T0104217	7/31/2016	ROX20	T0291099	3/31/2017
ROX05	T0104238	7/31/2016	ROX20	T0291106	3/31/2017
ROX05	T0114238	7/31/2016	ROX20	T0304125	4/30/2017
ROX05	T0122226	7/31/2016	ROX20	T0304155	5/31/2017
ROX05	T0122238	7/31/2016	ROX20	U0013142	4/30/2017
ROX05	T0134261	8/31/2016	ROX20	U0013170	5/31/2017
ROX05	T0134269	8/31/2016	ROX20	U0055142	4/30/2017
ROX05	T0142245	7/31/2016	ROX20	U0092189	6/30/2017
ROX05	T0142248	8/31/2016	ROX20	U0092202	6/30/2017
ROX05	T0162294	9/30/2016	ROX20	U0092254	8/31/2017
ROX05	T0183280	9/30/2016	ROX20	U0114279	9/30/2017
ROX05	T0192311	10/31/2016	ROX20	U0124265	8/31/2017
ROX05	T0192316	10/30/2016	ROX20	U0132307	9/30/2017
ROX05	T0205297	9/30/2016	ROX20	U0141251	8/31/2017
ROX05	T0214319	10/31/2016	ROX20	U0153300	9/30/2017
ROX05	T0224329	10/31/2016	ROX20	U0181316	10/31/2017
ROX05	T0224333	10/31/2016	ROX20	U0193328	10/31/2017
ROX05	T0224338	11/30/2016	ROX20	U0201349	11/30/2017
ROX05	T0224346	11/30/2016	ROX20	U0234061	2/28/2018
ROX05	T0224357	11/30/2016	ROX20	U0253082	2/28/2018

PILNE: POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE WYCOFANIA WYROBU

Produkt	Nr partii	Data przydatności do użytku	Produkt	Nr partii	Data przydatności do użytku
ROX05	T0234357	11/30/2016	ROX20	U0261106	3/31/2018
ROX05	T0245006	12/31/2016	ROX20	U0261138	4/30/2018
ROX05	T0245009	12/31/2016	ROX20	V0021148	4/30/2018
ROX05	T0254015	12/31/2016	ROX20	V0034187	6/30/2018
ROX05	T0266030	12/31/2016	ROX20	V0034194	6/30/2018
ROX05	T0273037	1/31/2017	ROX20	V0044208	6/30/2018
ROX05	T0273051	1/31/2017	ROX20	V0051239	7/31/2018
ROX05	T0281043	1/31/2017	ROX20	V0051278	9/30/2018
ROX05	T0281065	2/28/2017	ROX20	V0063288	9/30/2018
ROX05	T0281078	2/28/2017	ROXLG20	T0002136	4/30/2016
ROX05	T0291099	3/31/2017	ROXLG20	T0002141	4/30/2016
ROX05	T0291106	3/31/2017	ROXLG20	T0002150	4/30/2016
ROX05	T0291118	3/31/2017	ROXLG20	T0002157	5/31/2016
ROX05	T0291125	4/30/2017	ROXLG20	T0002164	5/31/2016
ROX05	T0291134	4/30/2017	ROXLG20	T0035065	2/29/2016
ROX05	U0013175	5/31/2017	ROXLG20	T0035073	2/29/2016
ROX05	U0025142	4/30/2017	ROXLG20	T0035084	2/29/2016
ROX05	U0025170	5/31/2017	ROXLG20	T0035098	3/31/2016
ROX05	U0035175	5/31/2017	ROXLG20	T0065191	6/30/2016
ROX05	U0055155	5/31/2017	ROXLG20	T0085238	7/31/2016
ROX05	U0055170	5/31/2017	ROXLG20	T0135294	9/30/2016
ROX05	U0084189	6/30/2017	ROXLG20	T0143259	8/31/2016
ROX05	U0084209	6/30/2017	ROXLG20	T0143308	10/31/2016
ROX05	U0092202	6/30/2017	ROXLG20	T0143319	10/31/2016
ROX05	U0092237	7/31/2017	ROXLG20	T0215006	12/31/2016
ROX05	U0102265	8/31/2017	ROXLG20	T0215015	12/31/2016
ROX05	U0114279	9/30/2017	ROXLG20	T0235357	11/30/2016
ROX05	U0124272	8/31/2017	ROXLG20	T0274024	12/31/2016
ROX05	U0132289	9/30/2017	ROXLG20	T0282051	1/31/2017
ROX05	U0132307	9/30/2017	ROXLG20	T0292062	2/28/2017
ROX05	U0132316	10/31/2017	ROXLG20	T0305093	3/31/2017
ROX05	U0141251	8/31/2017	ROXLG20	U0014099	3/31/2017
ROX05	U0141254	8/31/2017	ROXLG20	U0014125	4/30/2017
ROX05	U0141265	8/31/2017	ROXLG20	U0024106	3/31/2017
ROX05	U0153300	9/30/2017	ROXLG20	U0034142	4/30/2017
ROX05	U0171316	10/31/2017	ROXLG20	U0044134	4/30/2017
ROX05	U0181349	11/30/2017	ROXLG20	U0044155	5/31/2017
ROX05	U0193328	10/31/2017	ROXLG20	U0103202	6/30/2017
ROX05	U0193349	11/30/2017	ROXLG20	U0125260	8/31/2017
ROX05	U0201005	12/31/2017	ROXLG20	U0125265	8/31/2017
ROX05	U0201019	12/31/2017	ROXLG20	U0142209	6/30/2017
ROX05	U0201337	11/30/2017	ROXLG20	U0194330	10/31/2017
ROX05	U0201349	11/30/2017	ROXLG20	U0262075	2/28/2018
ROX05	U0213019	12/31/2017	ROXLG20	V0035097	3/31/2018
ROX05	U0213040	1/31/2018	ROXLG20	V0045120	3/31/2018

PILNE: POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE WYCOFANIA WYROBU

Produkt	Nr partii	Data przydatności do użytku	Produkt	Nr partii	Data przydatności do użytku
ROX05	U0242047	1/31/2018	ROXLG20	V0052106	3/31/2018
ROX05	U0253061	2/3/2018	ROXLG20	V0064138	4/30/2018
ROX05	U0253068	2/28/2018	ROXLG20	V0073176	5/31/2018
ROX05	U0253075	2/28/2018	ROXLG20	V0091159	5/31/2018
ROX05	U0253082	2/28/2018	ROXLG20	V0104194	6/30/2018
ROX05	U0253089	2/28/2018	ROXLG20	V0112168	5/31/2018
ROX05	U0253138	4/30/2018	ROXLG20	V0123201	6/30/2018
ROX05	U0261131	4/30/2018	ROXLG20	V0134208	6/30/2018
ROX05	U0261148	4/30/2018	ROXLG20	V0203299	9/30/2018
ROX05	U0261159	5/31/2018	ROXLG50	S017204	1/31/2016
ROX05	V0021138	4/30/2018	ROXLG50	T0026056	1/31/2016
ROX05	V0021176	5/31/2018	ROXLG50	T0044179	5/31/2016
ROX05	V0034194	6/30/2018	ROXLG50	T0044189	6/30/2016
ROX05	V0044201	6/30/2018	ROXLG50	T0044259	8/31/2016
ROX05	V0044208	6/30/2018	ROXLG50	T0044287	9/30/2016
ROX05	V0044239	7/31/2018	ROXLG50	T0053133	4/30/2016
ROX05	V0051267	8/31/2018	ROXLG50	T0065238	7/31/2016
ROX05	V0051273	8/31/2018	ROXLG50	T0075191	6/30/2016
ROX05	V0051278	9/30/2018	ROXLG50	T0075287	9/30/2016
ROX05	V0063299	9/30/2018	ROXLG50	T0143311	10/31/2016
ROX05	V0082187	6/30/2018	ROXLG50	T0193333	11/30/2016
ROX10	S0171056	1/31/2016	ROXLG50	T0193357	11/30/2016
ROX10	S0171065	2/29/2016	ROXLG50	T0206338	11/30/2016
ROX10	S0171108	3/31/2016	ROXLG50	T0215037	1/31/2017
ROX10	T0001119	3/31/2016	ROXLG50	T0235346	11/30/2016
ROX10	T0001122	3/31/2016	ROXLG50	T0274024	12/31/2016
ROX10	T0001133	4/30/2016	ROXLG50	T0282034	12/31/2016
ROX10	T0001141	4/30/2016	ROXLG50	T0282043	1/31/2017
ROX10	T0001147	4/30/2016	ROXLG50	T0282051	1/31/2017
ROX10	T0025073	2/29/2016	ROXLG50	U0014125	4/30/2017
ROX10	T0025098	3/31/2016	ROXLG50	U0014134	4/30/2017
ROX10	T0034084	2/29/2016	ROXLG50	U0034155	5/31/2017
ROX10	T0045150	4/30/2016	ROXLG50	U0044142	4/30/2017
ROX10	T0045157	5/31/2016	ROXLG50	U0044155	5/31/2017
ROX10	T0052108	3/31/2016	ROXLG50	U0091189	6/30/2017
ROX10	T0064168	5/31/2016	ROXLG50	U0115260	8/31/2017
ROX10	T0074175	5/31/2016	ROXLG50	U0142209	6/30/2017
ROX10	T0074179	5/31/2016	ROXLG50	U0172286	9/30/2017
ROX10	T0084189	6/30/2016	ROXLG50	U0182307	9/30/2017
ROX10	T0096191	6/30/2016	ROXLG50	U0224005	12/31/2017
ROX10	T0104217	7/31/2016	ROXLG50	U0262075	2/28/2018
ROX10	T0114238	7/31/2016	ROXLG50	V0045120	3/31/2018
ROX10	T0134261	8/31/2016	ROXLG50	V0052106	3/31/2018
ROX10	T0142248	8/31/2016	ROXLG50	V0052131	4/30/2018
ROX10	T0142254	8/31/2016	ROXLG50	V0064141	4/30/2018

PILNE: POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE WYCOFANIA WYROBU

ROX10	T0162294	9/30/2016	ROXLG50	V0091159	5/31/2018
ROX10	T0183280	9/30/2016	ROXLG50	V0104194	6/30/2018
Produkt	Nr partii	Data przydatności do użytku	Produkt	Nr partii	Data przydatności do użytku
ROX10	T0192311	10/31/2016	ROXLG50	V0112194	6/30/2018
ROX10	T0192316	10/30/2016	ROXLG50	V0161208	6/30/2018
ROX10	T0205297	9/30/2016	ROXLG80	S017204	1/31/2016
ROX10	T0214319	10/31/2016	ROXLG80	T0002150	4/30/2016
ROX10	T0234357	11/30/2016	ROXLG80	T0002157	5/31/2016
ROX10	T0245006	12/31/2016	ROXLG80	T0002164	5/31/2016
ROX10	T0245020	12/31/2016	ROXLG80	T0026056	1/31/2016
ROX10	T0254015	12/31/2016	ROXLG80	T0044175	5/31/2016
ROX10	T0254051	1/31/2017	ROXLG80	T0053108	3/31/2016
ROX10	T0266030	12/31/2016	ROXLG80	T0053122	4/30/2016
ROX10	T0273037	1/31/2017	ROXLG80	T0065238	7/31/2016
ROX10	T0281043	1/31/2017	ROXLG80	T0097191	6/30/2016
ROX10	T0281062	2/28/2017	ROXLG80	T0097238	7/31/2016
ROX10	T0281065	2/28/2017	ROXLG80	T0115238	7/31/2016
ROX10	T0281071	2/28/2017	ROXLG80	T0125261	8/31/2016
ROX10	T0291078	2/28/2017	ROXLG80	T0135269	8/31/2016
ROX10	T0291125	4/30/2017	ROXLG80	T0135294	9/30/2016
ROX10	T0291170	5/31/2017	ROXLG80	T0163316	10/31/2016
ROX10	T0304134	4/30/2017	ROXLG80	T0193333	11/30/2016
ROX10	T0304170	5/31/2017	ROXLG80	T0206338	11/30/2016
ROX10	TOOO1136	4/30/2016	ROXLG80	T0215006	12/31/2016
ROX10	U0035142	4/30/2017	ROXLG80	T0215346	11/30/2016
ROX10	U0035155	5/31/2017	ROXLG80	T0255006	12/31/2016
ROX10	U0035237	7/31/2017	ROXLG80	T0264020	12/31/2016
ROX10	U0073170	5/31/2017	ROXLG80	T0274024	12/31/2016
ROX10	U0084189	6/30/2017	ROXLG80	T0282034	12/31/2016
ROX10	U0092202	6/30/2017	ROXLG80	T0292043	1/31/2017
ROX10	U0102251	8/31/2017	ROXLG80	T0292065	2/28/2017
ROX10	U0114279	9/30/2017	ROXLG80	T0292085	2/28/2017
ROX10	U0114286	9/30/2017	ROXLG80	T0305071	2/28/2017
ROX10	U0114307	9/30/2017	ROXLG80	T0305078	2/28/2017
ROX10	U0124265	8/31/2017	ROXLG80	T0305093	3/31/2017
ROX10	U0124272	8/31/2017	ROXLG80	U0024106	3/31/2017
ROX10	U0141254	8/31/2017	ROXLG80	U0034125	4/30/2017
ROX10	U0153300	9/30/2017	ROXLG80	U0054142	4/30/2017
ROX10	U0171316	10/31/2017	ROXLG80	U0054155	5/31/2017
ROX10	U0193328	10/31/2017	ROXLG80	U0074170	5/31/2017
ROX10	U0201005	12/31/2017	ROXLG80	U0085189	6/30/2017
ROX10	U0201337	11/30/2017	ROXLG80	U0091189	6/30/2017
ROX10	U0201349	11/30/2017	ROXLG80	U0115260	8/31/2017
ROX10	U0213026	12/22/2017	ROXLG80	U0142209	6/30/2017
ROX10	U0223026	12/31/2017	ROXLG80	U0154286	9/30/2017
ROX10	U0234054	1/31/2018	ROXLG80	U0172289	9/30/2017

PILNE: POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE WYCOFANIA WYROBU

ROX10	U0234061	2/28/2018	ROXLG80	U0182307	9/30/2017
ROX10	U0242040	1/31/2018	ROXLG80	U0202337	11/30/2017
ROX10	U0253082	2/28/2018	ROXLG80	U0202349	11/30/2017
Produkt	Nr partii	Data przydatności do użytku	Produkt	Nr partii	Data przydatności do użytku
ROX10	U0253089	2/28/2018	ROXLG80	U0214342	11/30/2017
ROX10	U0261124	3/31/2018	ROXLG80	U0214349	11/30/2017
ROX10	U0261187	6/30/2018	ROXLG80	U0224026	12/22/2017
ROX10	V0021138	4/30/2018	ROXLG80	U0233047	1/31/2018
ROX10	V0021148	4/30/2018	ROXLG80	U0243040	1/31/2018
ROX10	V0021168	5/31/2018	ROXLG80	U0254061	2/28/2018
ROX10	V0021176	5/31/2018	ROXLG80	U0262075	2/28/2018
ROX10	V0044194	6/30/2018	ROXLG80	V0022082	2/28/2018
ROX10	V0044208	6/30/2018	ROXLG80	V0035097	3/31/2018
ROX10	V0044230	7/31/2018	ROXLG80	V0045120	3/31/2018
ROX10	V0044239	7/31/2018	ROXLG80	V0052117	3/31/2018
ROX10	V0051260	8/31/2018	ROXLG80	V0073176	5/31/2018
ROX10	V0051267	8/31/2018	ROXLG80	V0083141	4/30/2018
ROX10	V0063299	9/30/2018	ROXLG80	V0091159	5/31/2018
ROX10	V0082187	6/30/2018	ROXLG80	V0112194	6/30/2018
ROX20	T0001119	3/31/2016	ROXLG80	V0123201	6/30/2018
ROX20	T0001133	4/30/2016	ROXLG80	V0134208	6/30/2018
ROX20	T0001150	4/30/2016	ROXLG80	V0143230	7/31/2018
ROX20	T0025098	3/31/2016	ROXLG80	V0154273	8/31/2018
ROX20	T0052108	3/31/2016	ROXLG80	V0161208	6/30/2018
ROX20	T0064164	5/31/2016	ROXLG80	V0172239	7/31/2018
ROX20	T0074157	5/31/2016	ROXLG80	V0182272	8/31/2018
ROX20	T0074175	5/31/2016	ROXLG80	V0194278	9/30/2018

PILNE: POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE WYCOFANIA WYROBU

ZAŁĄCZNIK 2 FORMULARZ POTWIERDZENIA / LISTA PRZESYŁKI, Endobon® Xenograft

Instrukcje:

1. Wypełnić formularz znajdujący się poniżej i przesłać go faksem na numer **+34 93 371 78 49** lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Vigilance.EU@zimmerbiomet.com.
2. Jeżeli posiadają Państwo produkty podlegające zwrotowi, należy skontaktować się z firmą BIOMET **3i** pod numerem telefonu **900 800 303 lub +34 93 470 59 50** w celu otrzymania numeru RMA oraz etykiety wysyłkowej dla zwrotu.
3. Przesłać kopię formularza potwierdzenia wraz z produktami objętymi działaniem na adres podany poniżej.

Produkty zamienne zostaną zamówione przez dział obsługi klienta firmy BIOMET **3i** po zwrocie produktów objętych działaniem. Wysyłka produktów zamiennych zostanie przeprowadzona niezwłocznie po określeniu ich dostępności.

Produkty objęte działaniem należy zwrócić do:

BIOMET **3i**

Do wiadomości: Dział zwrotów po wprowadzeniu do obrotu

[Insert Product Return Address Here](#)

Prosimy o wypełnienie formularza potwierdzenia w ciągu pięciu (5) dni roboczych.

Produkt	Nr serii (partii)	Dostępna ilość	Zwracana ilość

Imię i nazwisko _____

Adres _____ Nr tel.: _____

Podpis _____ Data _____

Należy wypełnić i przesłać faksem lub za pośrednictwem poczty e-mail: **Faks – +34 93 371 78 49 E-mail – Vigilance.EU@zimmerbiomet.com**