

# chirstom®

Marcin i Marek Dyner s.c.  
NIP: 949 217 94 68

www.chirstom.pl  
info@chirstom.pl

ul. Mstowska 8  
42-240 Rudniki k/Częstochowy

Tel.: +48 34 320 14 84  
Fax: +48 34 320 15 00

---

Rudniki, 14.06.2017

## PILNE-NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA- Sonda do żyłaków typ Nabatoff

Nr kat. 10-180  
Sonda do żyłaków Nabatoff  
Nr serii:

AC291214  
AC231116  
M0214  
AC160914  
AC300614  
AC050514

Nr FSCA: 1/2017/05062017

Rodzaj FSCA: zwrot do dostawcy, ewentualnie modyfikacja/wymiana

Szanowni Państwo,  
w trosce o niezawodność i bezpieczeństwo oferowanych produktów informujemy, że zidentyfikowaliśmy potencjalny problem dotyczący produktów „Sonda do żyłaków typu Nabatoff” dotyczący połączenia linki trakcyjnej z oliwką podczas wielokrotnego użytkowania narzędzia. W celu sprawdzenia, czy powyższe ryzyko dotyczy również wyrobów będących w Państwa użytkowaniu prosimy o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania (kwarantannę) wyrobów oraz odesłanie ich na adres:

Chirstom Marcin i Marek Dyner S.C.  
ul. Mstowska 8  
42-240 Rudniki

Po wykonaniu analizy wyrobów prześlemy Państwu informację dotyczącą dalszego postępowania z wyrobem.

**NINIEJSZY DOKUMENY ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DALSZEGO BEZPIECZNEGO  
UŻYTKOWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

# *chirstom*<sup>®</sup>

Marcin i Marek Dyner s.c.

NIP: 949 217 94 68

www.chirstom.pl  
info@chirstom.pl

ul. Mstowska 8  
42-240 Rudniki k/Częstochowy

Tel.: +48 34 320 14 84  
Fax: +48 34 320 15 00

---

Należy przekazać poniższe informacje wszystkim członkom personelu, którzy powinni się z nim zapoznać.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących sposobu odsyłania w/w produktów prosimy o kontakt z:

Sylwia Pluta- Dział Sprzedaży Krajowej


W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa w/w produktów prosimy o Kontakt z:

Aneta Dyner

Pełnomocnik ds. Jakości i Bezpieczeństwa Wyrobów Medycznych

Niżej podpisany potwierdza, że niniejsza notatka została przekazana odpowiedniemu organowi właściwemu.

**Marcin Dyner**  
  
**WSPÓŁWŁAŚCICIEL**



Marcin i Marek Dynier s.c.

NIP: 949 217 94 68

www.chirstom.pl  
info@chirstom.pl

ul. Mstowska 8  
42-240 Rudniki k/Częstochowy

Tel.: +48 34 320 14 84  
Fax: +48 34 320 15 00

**Załącznik Nr 1**  
**Certyfikat potwierdzenia Nr 1/2017/05062017**

Składając podpis poniżej, potwierdzam, że wykonano działania wymagane w zawiadomieniu dotyczącym bezpieczeństwa stosowania wyrobu medycznego.

- Placówka Szpitalna
- Chirurg

(Zaznaczyć właściwe)

Imię i nazwisko (czytelnie).....

Data i Podpis: .....

Tytuł: .....

Telefon:.....

Nazwa i adres placówki (pieczętka):

UWAGA: Niniejszy formularz należy odesłać firmie Chirstom (faksem lub e-mailem).

[info@chirstom.pl](mailto:info@chirstom.pl)

Fax: 34 320 15 00