

HORIBA ABX SAS

Parck Euromedecine

Rue du Caducee-BP7290

34184 Montpellier Cedex 4 - France

Montpellier, 05-01-2017 r

Temat : ABX Difftrol PX403– Wartości LMNE

Szanowni Państwo,

Jesteście Państwo użytkownikiem analizatora hematologicznego Pentra firmy Horiba Medical, dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonej analizy wyników QCP dotyczących materiału kontrolnego Difftrol PX403 otrzymanych w analizatorach P120, P120DX/DF oraz Nexus DX/DF, zaobserwowano występowanie stałej różnicy – bias pomiędzy wartościami metryczkowymi a ulotkowymi dotyczącymi rozdziału LMNE. Fakt ten może generować zbyt duże różnice w zakresach tolerancji, szczególnie w obrębie monocytów.

Występująca różnica wartości bias nie ma wpływu na wyniki pacjentów.

Na stronie internetowej Horiba Medical zamieszczona jest poprawiona, aktualna metryczka Difftrol PX403.

Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności i dziękujemy za okazaną wyrozumiałość.

Danuta Haertle

Haematology Product Manager