



Siege social  
5, rue Adeline 95440 Ecouen  
www.vygon.com

VYGON Siege Sociale  
5 rue Adeline 95440 Ecouen

Vygon Polska Sp. z o.o.  
03-905 Warszawa  
Ul. Francuska 39/6

Nr emaila 16 1271 «N\_de\_Chrono»CO/NU

Ecouen, 19 lipca 2017

**Temat: Pilna notatka bezpieczeństwa  
- Wycofanie cewnika pępkowego kod 270.03**

**Partie 070515EK, 190515EK, 030615EK, 061115EK, 111215EK, 250116EK, 290316EK**

Szanowni Państwo,

Zidentyfikowaliśmy potencjalną, nieregularną wadę złego oznakowania cewnika pępkowego kod 270.03 dla określonych partii wymienionych poniżej:

Partia 241116FR	partia 050117FR
partia 281116FR	partia 060117FR
partia 071216FR	
partia 151216FR	
partia 211216FR	
partia 150217FR	
partia 230217FR	
partia 280217FR	

Wada polega na złym oznakowaniu centymetrowym . Pierwszy znacznik odległości od dystalnego końca może znajdować się na 5,5 cm zamiast na 4 cm.

**Z tego powodu prosimy Was o wycofanie tych partii.**

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma, wypełnienie i zwrot załączonego formularza poprzez wskazanie ilości wycofanych z Waszej instytucji według partii.

*Francuski organ ds. zdrowia (ANSM) został poinformowany o niniejszej notatce.*

*Dalsze informacje po bezpośrednim skontaktowaniu się z Grzegorzem Zdebik do spraw jakości, lub pod numerem administracji sprzedaży, numer telefonu (22) 617 26 97.*

Przepraszamy za niedogodności jakie może spowodować niniejsze wycofanie produktu objętego notatką.

**V-co PREZES**

*mgr Grzegorz Zdebik*

*Christine OBER – Dyrektor ds. Jakości na Rynku*

Service Qualite  
Tél: 01.39.92.63.51  
Fax : 01.39.92.64.82  
E-mail [quality@vygon.com](mailto:quality@vygon.com)

Service Clients France  
Tél: 01.39.92.63.81  
Fax : 01.39.90.29.37  
E-mail [commandes@vygon.com](mailto:commandes@vygon.com)

Service Clients Export  
Tél: 01.39.92.64.17  
Fax : 01.34.29 19.34  
E-mail: [export@vygon.com](mailto:export@vygon.com)



**Pilna notatka bezpieczeństwa-  
WYCOFANIE Cewników pępowinowych Kod 270.03**

5, rue Adeline 95440 Ecoen  
[www.vygon.com](http://www.vygon.com)

**POTWIERDZENIE I FORMULARZ ODPOWIEDZI KLIENTA**

Prosimy wypełnić i zwrócić niniejszy

formularz: faxem: (22) 617 18 54 lub e-mailem do : [sekretariat@vygon.pl](mailto:sekretariat@vygon.pl)

Nazwa i adres instytucji

Imię i nazwisko osoby do kontaktów: Grzegorz Zdebik

Stanowisko : V-ce prezes

Numer telefonu: (22) 617 26 97

**VYGON POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa  
NIP: PL 1130093549, REGON: 010784130  
tel./fax (22) 617 26 97, 617 18 54  
e-mail: [biuro@vygon.pl](mailto:biuro@vygon.pl)

email. [sekretariat@vygon.pl](mailto:sekretariat@vygon.pl)

Potwierdzamy otrzymanie powyższej notatki bezpieczeństwa oraz, że przekazaliśmy informacje zawarte w niniejszym powiadomieniu dotyczącym bezpieczeństwa wszystkim odbiorcom / użytkownikom końcowym produktów w ramach Waszej organizacji.

Prosimy zaznaczyć odpowiednią kratkę:

**Macie Cewniki pępowinowe kod 270.03:**

^ Partia: 241116FR	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
^ Partia: 281116FR	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
^ Partia: 071216FR	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
^ Partia: 151216FR	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
^ Partia: 211216FR	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
^ Partia: 050117FR	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
^ Partia: 060117FR	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:

---

^ Partia: 150217FR     TAK     NIE  
^ Partia: 230217FR     TAK     NIE  
^ Partia: 280217FR     TAK     NIE

Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:

Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:

Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:

Warszawa,

**VYGON POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa  
NIP: PL 1130093549, REGON: 010784130  
tel./fax (22) 617 26 97, 617 18 54  
e-mail: [biuro@vygon.pl](mailto:biuro@vygon.pl)

Podpis

**Service Qualite**

Tel : 01.39.92.63.51

Fax : 01.39.92.64.82

E-mail [quality@vygon.com](mailto:quality@vygon.com)

**Service Clients France**

Tel: 01.39.92.63.81

Fax: 01.39.90.29.37

E-mail [commandes@vygon.com](mailto:commandes@vygon.com)

**Service Clients Export**

Tel : 01.39.92.64.17

Fax : 01.34.29-19.34

E-mail [export@vygon.com](mailto:export@vygon.com)

Société Anonyme a Directoire et Conseil de Survei Hance au Capital de 20 394 496 €- RCS PONTOISE 325 241 750

