

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

Data: 2018-06-05
Nr ref.: FSCA-2018K093



Produkty, których dotyczy Notatka:

Nr ref.	Typ	Numer seryjny (od – do)
8002655	QUAVA	D1757459 – D1758188
8002656		D1776375 – D1777120
		D1809615 – D1810342

Szanowni Klienci!

W niniejszym piśmie pragniemy poinformować Państwa o dobrowolnym wycofaniu partii balkoników Quava.

Uzyskaliśmy informację, że koła balkoników Quava, o numerach seryjnych wymienionych powyżej, mogą się obłuzować i odpaść. Przyczyną tej sytuacji jest niezachowanie spójności procesu produkcyjnego.

Sam produkt spełnia wymagania dyrektywy dla wyrobów medycznych (MDD) 93/42/EWG i ISO 11199-2.

Wszystkie produkty, których dotyczy Notatka, zostaną wycofane z rynku i zastąpione nowymi balkonikami Quava, które wkrótce zostaną do Państwa wysłane. Produkty, których dotyczy Notatka, należy odpowiednio zezłomować. Prosimy o zweryfikowanie tej informacji na formularzu zwrotu.

Niniejsza Notatka zostanie wysłana wyłącznie do Klientów, którzy zakupili produkty oznaczone numerami seryjnymi z podanych zakresów.

Jeśli sprzedali Państwo wadliwe produkty innym dystrybutorom, prosimy o przesłanie im niniejszej Notatki bezpieczeństwa.

Niniejsza Notatka bezpieczeństwa została zgłoszona odpowiednim kompetentnym organom.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zwrotu i odesłanie go na adres vigilance@vermeiren.be.

W razie pytań dotyczących niniejszej Notatki bezpieczeństwa prosimy o kontakt z Państwa przedstawicielem ds. sprzedaży Vermeiren.

Firma Vermeiren z najwyższą powagą podchodzi do kwestii odpowiedzialności. Pragniemy przeprosić za wszelkie niedogodności, jakie mogło spowodować niniejsze wycofanie produktu.

Z poważaniem,

T. Staut, Vigilance co-ordinator
Vermeiren Group, Vermeirenplein 1-15, 2920 Kalmthout, Belgium