

31 lipca 2018 r.

Adresaci: Dystrybutorzy

Temat: **PILNE ZAWIADOMIENIE O BEZPIECZEŃSTWIE STOSOWANIA- USUNIĘCIU WYROBU MEDYCZNEGO**

Produkt, którego dotyczy zawiadomienie: Gwóźdź do złamań biodra Affixus

Produkt, którego dotyczy zawiadomienie podano w Załącznik 2



Firma Zimmer Biomet przeprowadza powiadomienie bezpieczeństwa (usunięcie) dla określonych serii wyrobu medycznego Affixus Hip Fracture Nail (gwóźdź do złamań stawu biodrowego) z powodu braku możliwości przesuwania zestawu śrub do przodu lub wstecz z ich początkowej pozycji w gwoździu.

Zagrożenia		
Opisują bezpośrednie zagrożenia zdrowia (obrażenia lub choroba), które mogą wynikać z użycia lub narażenia na problemy związane z produktem.	Najbardziej prawdopodobne	Największe zagrożenie
	Opóźnienie operacji o mniej niż 30 minut w związku z koniecznością uzyskania innej części.	Opóźnienie operacji o ponad 30 minut w związku z koniecznością uzyskania innej części.
Opisują długoterminowe powikłania (obrażenia lub choroba), które mogą powstać na skutek użycia lub narażenia na problemy związane z produktem.	Najbardziej prawdopodobne	Największe zagrożenie
	Brak	Opóźnienie zespolenia lub brak zespolenia wymagający interwencji chirurgicznej

Z posiadanej przez nas dokumentacji wynika, że Państwa placówka otrzymała co najmniej jeden produkt, którego dotyczy niniejsze powiadomienie. Wyroby, których dotyczy zawiadomienie, były w dystrybucji w okresie od 12 lutego 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. (wdrożenie przez producenta).

Obowiązki adresatów

1. Należy zapoznać się z tym powiadomieniem i zapewnić, aby członkowie zespołów, których to dotyczy, zapoznali się z jego treścią.
2. Natychmiast zlokalizować i wydzielić produkt na stanie, którego dotyczy zawiadomienie.
3. Natychmiast zwrócić wszystkie produkty, których dotyczy powiadomienie, od dystrybutorów i ze szpitali, których dotyczy powiadomienie, w danym kraju. Muszą Państwo przekazać swoim klientom powiadomienie o bezpieczeństwie dla chirurgów/szpitali i zapewnić dokumentację.
 - a. Wypełnić **Załącznik 1 – Formularz potwierdzenia zwrotu produktu z magazynu** i przesać go do fieldaction.poland@zimmerbiomet.com w ciągu trzech (3) dni.
 - b. W celu niezwłocznego przetworzenia należy dołączyć wydruk Załącznika 1 do każdego kartonu przesyłki zwrotnej.
 - c. Oznaczyć „RECALL” na zewnętrznej stronie zwracanych kartonów.
4. Zachować kopię formularzy potwierdzenia zwrotu produktu z magazynu i zwrotu produktu w swojej dokumentacji na wypadek audytu zgodności z przepisami w Państwa placówce.
5. Jeśli po przeczytaniu niniejszego zawiadomienia mają Państwo dalsze pytania lub wątpliwości, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Zimmer Biomet.

Dodatkowe informacje


Niniejsza Notatka bezpieczeństwa dotycząca wyrobu medycznego została przekazana wszystkim odnośnym władzom i jednostce notyfikowanej, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów dotyczących wyrobów medycznych zgodnie z wytycznymi MEDDEV 2.12-1 w Europie.

Prosimy o informowanie firmy Zimmer Biomet o wszystkich zdarzeniach niepożądanych związanych z tym produktem lub jakimkolwiek innym produktem firmy Zimmer Biomet poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres winterthur.per@zimmerbiomet.com lub kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Zimmer Biomet.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że nazwy placówek użytkowników, które otrzymały powiadomienia są rutynowo przekazywane odnośnym władzom w celach prowadzenia kontroli. Niżej podpisany potwierdza, że niniejszy komunikat był dostarczony do właściwych urzędów nadzorczych.

Pragniemy podziękować Państwu za współpracę i przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane przez niniejsze działanie.

Z poważaniem



Kevin W. Escapule
Post Market Surveillance and Regulatory Compliance Director

ZAŁĄCZNIK 1

Formularz poświadczenia zwrotu zapasów

**Produkt, którego dotyczy zawiadomienie: Gwóźdź do złamań stawu biodrowego Affixus
Nr odnośny działania: ZFA 2018-00344**

WYMAGANA NIEZWŁOCZNA ODPOWIEDŹ - POTRZEBNE PILNE DZIAŁANIE

Prosimy o zwrócenie produktu, którego dotyczy zawiadomienie, na niżej podany adres wraz z wypełnionym arkuszem zawierającym numer elementu, numer serii i ilość:

Biomet Global Supply Chain Center B.V.
Hazeldonk 6530
Dock 20
Breda 4836 LD, Holandia

Jest to ostateczny zwrot dla Państwa kraju. Przeprowadzono szczegółowe badanie odnośnie produktów, których to dotyczy.	Zaznaczyć jedno z poniższych pól:	
	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>

Uwaga: Jakikolwiek produkt nie zwrócony i stwierdzony, jako obecny w Państwa kraju, będzie uważany z zużyty i niedostępny do użycia.

Zapisanie na dobro rachunku **Wysyłka produktu zastępczego**

Numer art.	Numer serii	Zwrócona ilość

Niniejszą tabelę należy wypełnić dla wszystkich zwracanych elementów. Jeśli wymagane jest dodatkowe miejsce prosimy o dostarczenie arkusza kalkulacyjnego.

Certyfikat potwierdzenia:

Podpisując poniżej potwierdzam otrzymanie, przeczytanie i zrozumienie treści niniejszego zawiadomienia. Wszystkie wymagane czynności zostały zakończone lub są w trakcie przeprowadzania.

Imię i nazwisko drukowanymi literami: _____ Podpis: _____
Data: _____

Tytuł: _____ Tel: () _____

Nazwa placówki: _____ Adres placówki: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Kraj: _____

Uwaga: Niniejszy formularz i produkt, którego dotyczy, należy odesłać firmie Zimmer Biomet zanim działanie dla danego klienta będzie zakończone. Bardzo ważne jest wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie kopii do fielddaction.poland@zimmerbiomet.com Do zwracanych produktów należy dołączyć kopię wypełnionego formularza. **Prosimy o nieodsyłanie produktów, których dotyczy powiadomienie, wraz z innymi zwrotami.**

ZAŁĄCZNIK 2 - Lista produktów, których dotyczy zawiadomienie

Numer produktu: 814309180		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail 125° 9 mm x 180 mm			
Numer serii:	017090	017100	017110	017120	063130
063190	188050	188080	188090	219720	219730
219740	219750	290520	290550	331360	371020
371060	455870	455890	530040	530060	530080
541100	559250	559260	559270	559290	688160
706780	899800	944420	530030	530090	
Numer art.: 814309280		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 280 mm			
Numer serii:	331370	500240			
Numer art.: 814309300		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 300 mm			
Numer serii:	017130	052890	052910		
Numer art.: 814309320		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 320 mm			
Numer serii:	789980				
Numer art.: 814309360		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 360 mm			
Numer serii:	050830	052950	417420		
Numer art.: 814309380		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 380 mm			
Numer serii:	814250				
Numer art.: 814309420		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 420 mm			
Numer serii:	151830	886880			
Numer art.: 814309440		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 440 mm			
Numer serii:	814090	899810			
Numer art.: 814309460		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 460 mm			
Numer serii:	097120	767700			
Numer art.: 814311180		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail 125° 11 mm x 180 mm			
Numer serii:	017190	017200	017210	017240	017260

063270	063330	063360	063370	063400	087850
087870	097080	132740	153330	153470	153490
153510	153540	219770	219780	290570	290580
290620	500680	500710	500740	503300	503350
519650	565790	565800	585690	601380	628190
645550	645580	688170	688190	688200	688210
707670	741680	741690	741700	899820	899840
899850	899870	899880	900000		

Numer art.: 814311280		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 280 mm			
Numery serii:	500770				

Numer art.: 814311300		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 300 mm			
Numery serii:	132800				

Numer art.: 814311320		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 320 mm			
Numery serii:	900040				

Numer art.: 814311340		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 340 mm			
Numery serii:	152960	331460	456050		

Numer art.: 814311360		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 360 mm			
Numery serii:	132900	150870	331470	773070	

Numer art.: 814311380		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 380 mm			
Numery serii:	132920	188120	331480	688320	814070

Numer art.: 814311400		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 400 mm			
Numery serii:	097130	245980	417450	519300	854260
645620	645650				

Numer art.: 814311420		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 420 mm			
Numery serii:	060900	331520	417460	645670	688350

Numer art.: 814311440		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 440 mm			
Numery serii:	050850	155250	500840	541270	559240

Numer art.: 814311460		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 460 mm			
Numery serii:	017290	063450	155220	500860	

Numer art.: 814313180		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 180 mm			
Numery serii:	060870	063550	063560	063570	114480

645700	900100	900250	944470	
Numer art.: 814313260		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 260 mm		
Numery serii:	053670			
Numer art.: 814313280		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 280 mm		
Numery serii:	053750			
Numer art.: 814313300		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 300 mm		
Numery serii:	645720			
Numer art.: 814313320		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 320 mm		
Numery serii:	331530	971020		
Numer art.: 814313340		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 340 mm		
Numery serii:	133040	188240	645750	
Numer art.: 814313360		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 360 mm		
Numery serii:	050870	501210		
Numer art.: 814313380		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 380 mm		
Numery serii:	482620	501270		
Numer art.: 814313400		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 400 mm		
Numery serii:	501350			
Numer art.: 814313420		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 420 mm		
Numery serii:	017300	097020	559190	
Numer art.: 814313440		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 440 mm		
Numery serii:	155200	502270		
Numer art.: 814313460		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 460 mm		
Numery serii:	083760			
Numer art.: 814409260		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 260 mm		
Numery serii:	971030			
Numer art.: 814409280		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 280 mm		
Numery serii:	707700			
Numer art.: 814409300		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 300 mm		
Numery serii:	133160			

Numer art.: 814409320		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 320 mm			
Numery serii:	114560	133170			
Numer art.: 814409340		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 340 mm			
Numery serii:	212940	503520	565820		
Numer art.: 814409360		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 360 mm			
Numery serii:	097140	133190	144070		
Numer art.: 814409380		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 380 mm			
Numery serii:	053790	155180	762720	790780	813530
Numer art.: 814409400		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 400 mm			
Numery serii:	051130	053810	133200	153200	813940
Numer art.: 814409420		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 420 mm			
Numery serii:	503570				
Numer art.: 814409440		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 440 mm			
Numery serii:	503610				
Numer art.: 814409460		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 460 mm			
Numery serii:	097160	133230			
Numer art.: 814411260		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 260 mm			
Numery serii:	503640				
Numer art.: 814411320		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 320 mm			
Numery serii:	155130				
Numer art.: 814411340		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 340 mm			
Numery serii:	530180	585810			
Numer art.: 814411360		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 360 mm			
Numery serii:	503700	646540	707750		
Numer art.: 814411380		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 380 mm			
Numery serii:	053940	813860	886990		
Numer art.: 814411400		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 400 mm			
Numery serii:	053980	053990	646590	768010	

Numer art.: 814411420		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 420 mm			
Numerary serii:	155120	245960	472890		
Numer art.: 814411440		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 440 mm			
Numerary serii:	151870	155110	646620	960600	
Numer art.: 814411460		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 460 mm			
Numerary serii:	054000	097060			
Numer art.: 814413260		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 260 mm			
Numerary serii:	814090				
Numer art.: 814413280		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 280 mm			
Numerary serii:	559130				
Numer art.: 814413300		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 300 mm			
Numerary serii:	331610				
Numer art.: 814413320		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 320 mm			
Numerary serii:	245830	331620			
Numer art.: 814413340		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 340 mm			
Numerary serii:	482730				
Numer art.: 814413360		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 360 mm			
Numerary serii:	054030	054040	312200	312210	
Numer art.: 814413380		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 380 mm			
Numerary serii:	417480	646660			
Numer art.: 814413400		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 400 mm			
Numerary serii:	054100				
Numer art.: 814413420		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 420 mm			
Numerary serii:	155080	156070	156150	482640	
Numer art.: 814413460		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 460 mm			
Numerary serii:	155070				
Numer art.: 814509180		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail 130° 9 mm x 180 mm			
Numerary serii:	054130	085710	144520	150790	156740
156750	219790	245740	245820	287290	287400
456140	482650	707780	900280	944590	944630

944640	970640				
Numer art.: 814509260		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 260 mm			
Numer serii:	813650				
Numer art.: 814509280		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 280 mm			
Numer serii:	768020				
Numer art.: 814509300		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 300 mm			
Numer serii:	212980				
Numer art.: 814509320		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 320 mm			
Numer serii:	530190	887000	971580		
Numer art.: 814509340		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 340 mm			
Numer serii:	503940	646730			
Numer art.: 814509360		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 360 mm			
Numer serii:	813470				
Numer art.: 814509380		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 380 mm			
Numer serii:	628920	646790	773060		
Numer art.: 814509400		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 400 mm			
Numer serii:	646830				
Numer art.: 814509420		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 420 mm			
Numer serii:	153010	159190	707830		
Numer art.: 814509440		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 440 mm			
Numer serii:	054150	054170	130740	130750	188310
519480					
Numer art.: 814509460		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 460 mm			
Numer serii:	254720				
Numer art.: 814511180		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail 130° 11 mm x 180 mm			
Numer serii:	072620	130760	130770	130780	130790
130800	130810	130820	130840	130850	130860
130900	130920	131030	156770	157000	188340
219800	219810	219820	219910	245570	245690
287090	287120	287130	371170	456160	519490

530110	530120	530130	558980	565870	565880
601390	707920	768050	772730	854270	901300
901330	901350	901360	901370	901380	901400
901410	944660	944720	970790	970810	970820
970830	970840	970850	970860	970870	970880
970890					

Numer art.: 814511260		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 260 mm			
Numer serii:	791640	813460			

Numer art.: 814511280		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 280 mm			
Numer serii:	155000	483480	646910	646930	646950

Numer art.: 814511300		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 300 mm			
Numer serii:	558960				

Numer art.: 814511320		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 320 mm			
Numer serii:	331650				

Numer art.: 814511340		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 340 mm			
Numer serii:	054180	483490	519590	558900	558910
586640					

Numer art.: 814511360		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 360 mm			
Numer serii:	107830	107850	152910	154990	482740
519610	565900	707960	762780	773410	812310
812330					

Numer art.: 814511380		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 380 mm			
Numer serii:	054200	054210	054220		

Numer art.: 814511400		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 400 mm			
Numer serii:	054240	054250	154980	472860	773390
798600	798610				

Numer art.: 814511420		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 420 mm			
Numer serii:	154960	558870	558880	628930	707860

Numer art.: 814511440		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 440 mm			
Numer serii:	213000	558850			

Numer art.: 814511460		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 460 mm			
------------------------------	--	--	--	--	--

Numer y serii:	157130	558840	710910		
Numer art.: 814513180	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail 130° 13 mm x 180 mm				
Numer y serii:	063590	063600	220020	245510	290720
371210	482750	482760	482770	523410	
Numer art.: 814513260	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 260 mm				
Numer y serii:	901420				
Numer art.: 814513280	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 280 mm				
Numer y serii:	213010	707970	944730		
Numer art.: 814513300	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 300 mm				
Numer y serii:	944850				
Numer art.: 814513340	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 340 mm				
Numer y serii:	017700				
Numer art.: 814513380	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 380 mm				
Numer y serii:	587670	707980	711060		
Numer art.: 814513400	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 400 mm				
Numer y serii:	152980	482780	530160	798520	798530
798540					
Numer art.: 814513420	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 420 mm				
Numer y serii:	060800	060820	397280	397290	397300
812970	901490				
Numer art.: 814513440	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 440 mm				
Numer y serii:	154920	711080			
Numer art.: 814513460	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 460 mm				
Numer y serii:	558790	711090			
Numer art.: 814515320	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 320 mm				
Numer y serii:	154900	818440			
Numer art.: 814515360	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 360 mm				
Numer y serii:	154890	814740			
Numer art.: 814515400	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 400 mm				

Numer serii:	364250				
Numer art.: 814515440	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 440 mm				
Numer serii:	154880				
Numer art.: 814609260	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 260 mm				
Numer serii:	157170				
Numer art.: 814609280	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 280 mm				
Numer serii:	107860	558680	791850		
Numer art.: 814609320	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 320 mm				
Numer serii:	055260	154870			
Numer art.: 814609360	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 360 mm				
Numer serii:	287140				
Numer art.: 814609400	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 400 mm				
Numer serii:	055360	055510	157290	917700	972060
Numer art.: 814609420	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 420 mm				
Numer serii:	762840				
Numer art.: 814609460	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 460 mm				
Numer serii:	055580	154820	154830		
Numer art.: 814611260	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 260 mm				
Numer serii:	091610	558640	629150		
Numer art.: 814611280	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 280 mm				
Numer serii:	711150	711170			
Numer art.: 814611320	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 320 mm				
Numer serii:	331940	558590			
Numer art.: 814611340	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 340 mm				
Numer serii:	154800	154810	155350	629170	
Numer art.: 814611360	Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 360 mm				

Numery serii:	017730	085400	154660	154670	154680
157450	558510	565960	694270	711210	812570
812730	818350	945040			

Numer art.: 814611380		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 380 mm			
Numery serii:	152900	154610	901540	901550	901560
901570	901580	901590	901600	565970	

Numer art.: 814611400		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 400 mm			
Numery serii:	060780	154560	482790	530170	759190
797000	797020	812460	812540		

Numer art.: 814611420		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 420 mm			
Numery serii:	154540	155340	712170	791890	

Numer art.: 814611440		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 440 mm			
Numery serii:	558490	759400			

Numer art.: 814611460		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 460 mm			
Numery serii:	171830	712290			

Numer art.: 814613260		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 260 mm			
Numery serii:	171820	972190			

Numer art.: 814613280		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 280 mm			
Numery serii:	688510	763000			

Numer art.: 814613300		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 300 mm			
Numery serii:	818430	960660			

Numer art.: 814613320		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 320 mm			
Numery serii:	245390	287180			

Numer art.: 814613340		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 340 mm			
Numery serii:	331960				

Numer art.: 814613360		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 360 mm			
Numery serii:	816070				

Numer art.: 814613380		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 380 mm			
Numer serii:	712320				

Numer art.: 814613400		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 400 mm			
Numer serii:	055730	060770	154510	558410	712370

Numer art.: 814613420		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 420 mm			
Numer serii:	154480				

Numer art.: 814613440		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 440 mm			
Numer serii:	157490	482830			

Numer art.: 814613460		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 460 mm			
Numer serii:	055760	154460	503740	558390	712400

Numer art.: 814615360		Opis produktu: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 15 mm x 360 mm			
Numer serii:	154450				