

**PILNE – Korekta dotycząca urządzenia medycznego
Monitory SureSigns VS i VM oraz VSV – dodatek do instrukcji
serwisowej**

**Formularz odpowiedzi klienta na Informacje dotyczące bezpieczeństwa FSN86000255A
Dodatek do instrukcji serwisowej dla monitorów VS i VM oraz stacji monitorowania(VSV)**

Prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza na adres e-mail: serwis.medyczny@philips.com

Imię i nazwisko osoby kontaktowej	
Numer telefonu	
Adres e-mail	
Nazwa placówki	
Ulica Miejscowość, kod pocztowy	

**Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza faksem lub pocztą e-mail. Numer i adres
podano powyżej.**

**POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ ZAWIADOMIENIA PRZEZ
KIENTA:**

Dodatek do instrukcji serwisowej dla monitorów VS, VM i VSV został dołączony do instrukcji obsługi w miejscu pierwszej strony części Konserwacja akumulatora. Pozwoli to uniknąć jego zagubienia i umożliwi skorzystanie z niego w razie potrzeby.

Akumulatory wszystkich monitorów VS i VM oraz stacji monitorowania (VSV) zostały zamówione i/lub wymienione, jeśli *ekran z informacjami o stanie akumulatora* wskazuje, że akumulator jest stosowany dłużej niż 3 lata lub liczba cykli ładowania i rozładowania jest większa niż 300.

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA (drukowanymi literami)
TYTUŁ

PODPIS KLIENTA

DATA

Wypełniony formularz odpowiedzi należy odesłać pocztą e-mail na adres serwis.medyczny@philips.com. W przypadku trudności z zastosowaniem się do instrukcji zawartych w niniejszym zawiadomieniu prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.