



URZĄD REJESTRACJI
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
UL. ZĄBKOWSKA 41; 03-736 WARSZAWA; TEL. +48 22 492-11-00; FAX +48 22 492-11-09
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

KOMUNIKAT
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW
MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 09.07.2010 roku


w sprawie nożyków hematologicznych, nr kat.: 1110101
(Blutlanzetten / Blood-Lancets)

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ostrzega wszystkich użytkowników i pacjentów przed używaniem nożyków hematologicznych o nazwie Blutlanzetten / Blood-Lancets (możliwa jest również polska nazwa) w wyglądzie ludzko przypominających wyroby medyczne o tej samej nazwie produkcji Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH.









Prezes Urzędu informuje, że oryginalne wyroby posiadają przy znaku CE numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 0482, natomiast wyroby sfałszowane - 0459. Na opakowaniu sfałszowanych nożyków numer serii (Lot No.), data produkcji (Herstelldatum, Date of manufacture) oraz data ważności (Verwendbar bis, Expiration date) są nadrukowane, natomiast w egzemplarzach oryginalnych wszystkie dane są stemplowane. Ponadto, na powierzchni podrobionych lancetów są mikronierówności mające negatywny wpływ na odczucie bólu u pacjenta.

Poniżej umieszczono zdjęcia wzorów oznakowań produktu oryginalnego i podrobionego.

Prezes
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

z up. Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Leczniczych

mgr farm. Marcin Kolakowski



Wzory oznakowania

Oryginalne	Podrobione
<p>200 ECONOMY 200</p> <p>BLUTLANZETTEN BLOOD-LANCETS</p>    <p>STERIL EINMALGEBRAUCH Nicht verwenden, wenn Schutzpapier beschädigt.</p> <p>STERILE SINGLE USE Do not use if protective wrapping is damaged.</p> <p>HEINZ HERENZ HAMBURG-GERMANY</p>	<p>200 ECONOMY 200</p> <p>BLUTLANZETTEN BLOOD-LANCETS</p>    <p>STERIL EINMALGEBRAUCH Nicht verwenden, wenn Schutzpapier beschädigt</p> <p>STERILE SINGLE USE Do not use if protective wrapping is damaged.</p> <p>HEINZ HERENZ CE0459 ST GERMANY</p>
 <p>200 BLUTLANZETTEN ECONOMY</p> <p>CE0482 STERILE 2</p> <p>REF: 1110101</p>	 <p>200 BLOOD-LANCETS ECONOMY</p> <p>CE0459 STERILE 2</p> <p>REF: 1110101</p>

Oryginalne



Podrobione



Originalne



Podrobne

