

PILNE

ZAWIADOMIENIE O WYCOFANIU URZĄDZENIA MEDYCZNEGO

Do:

Polish

Międzynarodowe zawiadomienie klientów

Data:

Do wiadomości: Kierownik zespołu zarządzania ryzykiem lub kierownik zespołu zarządzania materiałami

Produkt: Ostrza chirurgiczne ConMed Linvatec Hall[®], sterylne, przeznaczone do jednorazowego użytku, w opakowaniach zewnętrznych (taca z pokrywą Tyvek, sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniach po 5 sztuk)

Numer(y) katalogowe oraz numer(y) serii: Zob. załączona lista odpowiednich numerów katalogowych i numerów serii

Przyczyna wycofania produktu medycznego ConMed Linvatec ustaliła, że istnieje możliwość, iż pewne egzemplarze katalogowe i serie ostrzy chirurgicznych ConMed Linvatec Hall[®] mogły być mieć przedziurawienie(a) w rogu plastikowych opakowań konturowych (tacy) i w związku z tym być może doszło do naruszenia sterylności urządzeń. Wycofanie produktu przeprowadzane jest na poziomie dystrybutora i klienta docelowego. Prosimy zapoznać się z tymi informacjami w razie przyszłego używania tych produktów.



Przykład opakowania:

Miejsce przedziurawienia(ń) opakowania konturowego

Ryzyko dla zdrowia: Być może naruszona została sterylność urządzenia. Nie mniej jednak, do tego pory firma ConMed Linvatec nie otrzymała żadnych raportów o infekcjach powstałych w związku z użyciem wycofywanych produktów.

Kroki, które należy podjąć:

- ▶ Należy natychmiast sprawdzić, czy w magazynie Państwa ośrodka znajdują się produkty o wymienionych numerach katalogowych i numerach serii.
- ▶ **Mają Państwo WYBÓR:**
 - Ponownie sterylizować produkty zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami dotyczącymi ponownej sterylizacji.**
 - LUB**
 - Zwrócić urządzenia do firmy ConMed Linvatec i otrzymać kredyt.**
- ▶ Aby ponownie sterylizować produkty prosimy zastosować się do



instrukcji podanych w części niniejszego listu zatytułowanej
“INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPCJONALNEJ PONOWNEJ STERYLIZACJI”

- ▶ Aby zwrócić produkty do firmy ConMed Linvatec w celu otrzymania za nie kredytu należy zwrócić produkty razem z FORMULARZEM ZWROTNYM do Dystrybutora ConMed Linvatec. Należy zwrócić towary podając numer zwrotu towarów ConMed Linvatec RG08. Dystrybutor odbierze wszystkie produkty, których dotyczy niniejszy komunikat oraz formularz zwrotny i zwróci je do firmy ConMed Linvatec, Largo, FL.
- ▶ Jeśli w Państwa ośrodku nie znajdują się żadne produkty oznaczone wymienionymi numerami katalogowymi lub numerami serii przedstawionymi w załączonej liście, prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZWROTNEGO i przesłanie go pocztą lub faksem do dystrybutora firmy ConMed Linvatec.

Instrukcje dotyczące opcjonalnej ponownej sterylizacji:

ConMed Linvatec dostarcza następujące instrukcje dotyczące ponownej sterylizacji ostrzy chirurgicznych ConMed Linvatec Hall[®] wycofywanych obecnie. Jeżeli podejmą Państwo decyzję o przeprowadzeniu ponownej sterylizacji produktów prosimy przestrzegać odnośnych instrukcji.

UWAGA: PONIŻESZE INSTRUKCJE CONMED LINVATEC DOTYCZĄCE PONOWNEJ STERYLIZACJI OSTRZY CHIRURGICZNYCH CONMED LINVATEC HALL[®] ODNOŚĄ SIĘ JEDYNIEM DO PRODUKTÓW, KTÓRE NIE BYŁY NIGDY WCZEŚNIEJ UŻYWANE. PRODUKTY WYCOFYWANE OBECNIE PRZEZNACZONE SĄ JEDYNIEM DO JEDNORAZOWEGO UŻYCIA. NIE NALEŻY PONOWNIE OSTRZYĆ LUB STOSOWAĆ TYCH PRODUKTÓW.

1. Przed ponowną sterylizacją należy produkty wyjąć z opakowania i opakowanie wyrzucić.
2. Owinąć urządzenie ściereczką do sterylizacji w celu ponownej sterylizacji.
3. Informacje dotyczące sterylizacji: Poniższe wskazówki podają **minimalne** parametry dotyczące sterylizacji parą. Uwaga: Wskazówki tego nie są gwarancją, że urządzenie będzie sterylne po zakończeniu tej procedury. Państwa ośrodek jest odpowiedzialny za potwierdzenie zapewnienia normalnej sterylności produktu.

Metoda	Cykl	Temperatura	Czas wystawienia
Para (owinięty)	Przed-próżnią	270° F/132° C	4 minuty
Para (owinięty)	Obciążenie	270° F/132° C	10 minut

Odnośnik: (AAMI TIR12—1994) Projektowanie, testowanie i etykietowanie urządzeń medycznych do przeznaczonych do ponownego użycia w celu ich utylizacji w ośrodkach medycznych: Wskazówki dla producentów urządzeń

Bez względu na dokonany przez Państwa wybór (ponowna sterylizacja, bądź też zwrot urządzenia), prosimy o dokładne wypełnienie i podpisanie załączonego **FORMULARZA ZWROTNEGO** i przesłanie go lub przefaksowanie do Dystrybutora ConMed Linvatec.

Jeśli w Państwa ośrodku nie znajdują się żadne produkty oznaczone wymienionymi numerami katalogowymi lub numerami serii przedstawionymi w załączonej liście, prosimy o wypełnienie **FORMULARZA ZWROTNEGO** i przesłanie



Dystrybutora firmy ConMed Linvatec.

Prosimy o przyjęcie naszych przeprosin za wszelkie niedogodności spowodowane niniejszymi działaniami. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny poda numer telefonu 727-399-5276 lub faksu 727-319-5701 lub o kontakt z działem obsługi, dostępnym pod numerem telefonu 800-237-0169 i adresem e-mail Custserv1@linvatec.com.

Z poważaniem,

Deborah Mahoney
Koordynator wycofania produktu medycznego
ConMed Linvatec
(Międzynarodowe zawiadomienie klientów-Polish)



PILNE

ZAWIADOMIENIE O WYCOFANIU URZĄDZENIA MEDYCZNEGO

FORMULARZ ZWROTNY

(Prosimy o przesłanie do Dystrybutora ConMed Linvatec)

Od:

Data:

Produkt: Ostrza chirurgiczne ConMed Linvatec Hall[®], sterylne, przeznaczone do jednorazowego użytku, w opakowaniach zewnętrznych (taca z pokrywą Tyvek, sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniach po 5 sztuk)

Numer(y) katalogowe oraz numer(y) serii: Zob. załączona lista odpowiednich numerów katalogowych i numerów serii

Numer RG firmy ConMed Linvatec: RG08

ZAZNACZ:

_____ Sprawdziłem/sprawdziłam, że w naszym ośrodku nie znajdują się żadne ostrza chirurgiczne firmy ConMed Linvatec Hall[®] w opakowaniach zewnętrznych (taca z pokrywą Tyvek) oznaczone przedstawionymi na liście numerami katalogowymi dostarczone do naszego ośrodka.

_____ Potwierdzam, że nasz ośrodek podjął decyzję przeprowadzenia ponownej sterylizacji ostrzy chirurgicznych firmy ConMed Linvatec Hall[®] w opakowaniach zewnętrznych (taca z pokrywą Tyvek) oznaczone przedstawionymi na liście numerami katalogowymi dostarczone do naszego ośrodka po podaniu instrukcji dotyczących ponownej sterylizacji dostarczonych przez ConMed Linvatec razem z niniejszym zawiadomieniem.

_____ Następujące ostrza chirurgiczne firmy ConMed Linvatec zostaną zwrócone w zamian za kredyt. (Jeśli to konieczne, należy dołączyć kolejne arkusze.)

Numer katalogowy _____ Numer serii _____ Ilość urządzeń _____

Numer katalogowy _____ Numer serii _____ Ilość urządzeń _____

Numer katalogowy _____ Numer serii _____ Ilość urządzeń _____

_____ Podpis _____ Tytuł _____ Data _____

_____ Nazwisko (drukowanymi literami) _____ Telefon _____ Faks _____

Wypełniony FORMULARZ ZWROTNY i produkt należy zwrócić do:

ConMed Linvatec

RG No. RG08

Międzynarodowy dystrybutor

Polish



PILNE
ZAWIADOMIENIE O WYCOFANIU URZĄDZENIA MEDYCZNEGO

ZAWIADOMIENIE O WYCOFANIU URZĄDZENIA MEDYCZNEGO

Polish

Ostrza chirurgiczne ConMed Linvatec Hall[®], jałowe, przeznaczone do jednorazowego użytku, w opakowaniach zewnętrznych (taca z pokrywą Tyvek, sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniach po 5 sztuk) dostarczone do Państwa ośrodka.

Nr katalogowy Opis Numer serii Ilość Nr faktury Data wystawienia faktury

<u>CATALOG/PART NUMBER</u>	<u>LOT</u>
00138417700	BBD38030
00502311800	BBD23466
00502311800	BBD29778
00502311800	BBD29779
00502311800	BBD31414
00502311800	BBD31966
00502311800	BBD34684
00502312800	BBD23581
00502312800	BBD26613
00502312800	BBD28001
00502312800	BBD29406
00502312800	BBD31980
00502312900	BBD23619
00502312900	BBD26626
00502312900	BBD29403
00502312900	BBD30787
00502313000	BBD23248
00502313000	BBD26024
00502313000	BBD30505
00502313000	BBD33289
00502313000	BBD35904
00502313100	BBD24410
00502313100	BBD25526
00502313100	BBD31954
00502313100	BBD34546
00502313200	BBD21960
00502313200	BBD23698
00502313200	BBD24164
00502313200	BBD27339
00502313200	BBD28108
00502313200	BBD28216
00502313200	BBD35196
00502313200	BBD35408
00502313200	BBD39466
00502313300	BBD21959
00502313300	BBD23699
00502313300	BBD24447
00502313300	BBD27340
00502313300	BBD28217
00502313300	BBD30504
00502313300	BBD33287
00502313300	BBD34919
00502313300	BBD39003
00502313400	BBD27342
00502313500	BBD23244
00502313500	BBD27343
00502313700	BBD23249
00502313700	BBD23250
00502313700	BBD28219
00502313700	BBD30507
00502313700	BBD33290
00502313700	BBD40980
00502313800	BBD21938
00502313800	BBD23046
00502313800	BBD23047
00502313800	BBD23048
00502313800	BBD23049
00502313800	BBD23050
00502313800	BBD23828
00502313800	BBD24448
00502313800	BBD24633
00502313800	BBD24634
00502313800	BBD24635
00502313800	BBD24636
00502313800	BBD25062
00502313800	BBD25063
00502313800	BBD25066
00502313800	BBD25067
00502313800	BBD25068

00502313800	BBD25070
00502313800	BBD25071
00502313800	BBD25075
00502313800	BBD25342
00502313800	BBD25343
00502313800	BBD25344
00502313800	BBD25448
00502313800	BBD25345
00502313800	BBD25346
00502313800	BBD25347
00502313800	BBD25348
00502313800	BBD28220
00502313800	BBD28221
00502313800	BBD29967
00502313800	BBD29968
00502313800	BBD29969
00502313800	BBD29970
00502313800	BBD29971
00502313800	BBD31755
00502313800	BBD31756
00502313800	BBD31757
00502313800	BBD31758
00502313800	BBD32191
00502313800	BBD33986
00502313800	BBD33987
00502313800	BBD33988
00502313800	BBD33989
00502313800	BBD33991
00502313800	BBD33992
00502313800	BBD33993
00502313800	BBD33994
00502313800	BBD33996
00502313800	BBD33997
00502313800	BBD34284
00502313800	BBD34285
00502313800	BBD35203
00502313800	BBD35406
00502313800	BBD35407
00502313800	BBD35715
00502313800	BBD36138
00502313800	BBD36140
00502313800	BBD36454
00502313800	BBD36455
00502313800	BBD36861
00502313800	BBD36862
00502313800	BBD36863
00502313800	BBD36864
00502313800	BBD37677
00502313800	BBD37678
00502313800	BBD42014
00502313900	BBD21968
00502313900	BBD23826
00502313900	BBD26026
00502313900	BBD26276
00502313900	BBD30509
00502313900	BBD31759
00502313900	BBD34787
00502313900	BBD35411
00502313900	BBD39000
00502314000	BBD21955
00502314000	BBD23038
00502314000	BBD24444
00502314000	BBD27210
00502314000	BBD32799
00502314000	BBD33034
00502314000	BBD40973
00502314100	BBD23464
00502314100	BBD27209
00502314100	BBD29395
00502314100	BBD37661
00502314100	BBD37683

00502314100	BBD39764
00502314300	BBD21962
00502314300	BBD21963
00502314300	BBD23043
00502314300	BBD23251
00502314300	BBD24445
00502314300	BBD26028
00502314300	BBD26272
00502314300	BBD27214
00502314300	BBD29965
00502314300	BBD30508
00502314300	BBD30510
00502314300	BBD31754
00502314300	BBD34280
00502314300	BBD34545
00502314300	BBD35204
00502314300	BBD35205
00502314300	BBD36860
00502314400	BBD21966
00502314400	BBD23039
00502314400	BBD23825
00502314400	BBD30501
00502314400	BBD30503
00502314400	BBD31752
00502314400	BBD33985
00502314400	BBD34279
00502314400	BBD35200
00502314400	BBD35713
00502314400	BBD36137
00502314400	BBD36458
00502314400	BBD40975
00502316000	BBD23457
00502316000	BBD24163
00502316000	BBD28218
00502316000	BBD31956
00502316000	BBD35711
00502316000	BBD39179
00502316100	BBD23456
00502316100	BBD27345
00502316100	BBD40488
00502316200	BBD21969
00502316200	BBD24446
00502316200	BBD26027
00502316200	BBD26277
00502316200	BBD27213
00502316200	BBD31958
00502316200	BBD34283
00502316200	BBD35714
00502316200	BBD37685
00502316200	BBD38041
00502316300	BBD21967
00502316300	BBD23045
00502316300	BBD24443
00502316300	BBD26025
00502316300	BBD26275
00502316300	BBD27212
00502316300	BBD31957
00502316300	BBD34282
00502316300	BBD35202
00502316300	BBD36456
00502316300	BBD36865
00502316400	BBD21956
00502316400	BBD23824
00502316400	BBD26023
00502316400	BBD29397
00502316400	BBD33575
00502316500	BBD23371
00502316500	BBD24452
00502316500	BBD26839
00502316500	BBD28019

00502316500	BBD31416
00502316500	BBD34454
00502316500	BBD36891
00502316500	BBD38062
00502316500	BBD40494
00502316600	BBD23455
00502316600	BBD24406
00502316600	BBD29962
00502316600	BBD31955
00502316600	BBD38022
00502316900	BBD21964
00502316900	BBD24440
00502316900	BBD26017
00502316900	BBD26278
00502316900	BBD34278
00502316900	BBD37662
00502316900	BBD37682
00502317800	BBD21329
00502317800	BBD24396
00502317800	BBD26836
00502317800	BBD29404
00502317800	BBD34287
00502317900	BBD23051
00502317900	BBD23253
00502317900	BBD26837
00502317900	BBD34465
00502318200	BBD24438
00502318300	BBD21953
00502318300	BBD23040
00502318300	BBD27208
00502318300	BBD27536
00502318300	BBD29394
00502318300	BBD30502
00502318300	BBD31959
00502318300	BBD34786
00502318300	BBD36855
00502318400	BBD23460
00502318500	BBD24404
00502318500	BBD27996
00502318600	BBD23247
00502318600	BBD24437
00502318600	BBD27335
00502318600	BBD29961
00502318600	BBD31401
00502318600	BBD34542
00502318600	BBD36859
00502318700	BBD30789
00502318700	BBD38049
00502318800	BBD42746
00502324500	BBD32427
00502324700	BBD23263
00502324700	BBD26618
00502324700	BBD31963
00502324900	00965367
00502324900	00972438
00502324900	00985527
00504414500	00968344
00504414500	00970224
00504414500	00972411
00504414500	00974758
00504414500	00979008
00504414500	00981240
00504414500	BBD34455
00504414500	BBD36886
00504414500	BBD41580
00505213500	BBD22605
00505213500	BBD23365
00505213500	BBD30513
00505213500	BBD31988
00505213500	BBD34449

00505213500	BBD35377
00505217300	BBD22172
00505217300	BBD24166
00505217300	BBD24167
00505217300	BBD24169
00505217300	BBD24170
00505217300	BBD25352
00505217300	BBD25504
00505217300	BBD25505
00505217300	BBD25506
00505217300	BBD25507
00505217300	BBD26614
00505217300	BBD26615
00505217300	BBD27081
00505217300	BBD27082
00505217300	BBD27998
00505217300	BBD28119
00505217300	BBD29399
00505217300	BBD29400
00505217300	BBD30387
00505217300	BBD30388
00505217300	BBD31961
00505217300	BBD32805
00505217300	BBD32806
00505217300	BBD32807
00505217300	BBD32808
00505217300	BBD32809
00505217300	BBD32810
00505217300	BBD32811
00505217300	BBD33041
00505217300	BBD33040
00505217300	BBD33578
00505217300	BBD33579
00505217300	BBD34293
00505217300	BBD34294
00505217300	BBD35919
00505217300	BBD36893
00505217300	BBD37130
00505217300	BBD37856
00505217300	BBD37859
00505217300	BBD40720
00505217300	BBD40834
00505217900	BBD43162
00505217900	BBD22750
00505217900	BBD26357
00505217900	BBD26358
00505217900	BBD26359
00505217900	BBD26360
00505217900	BBD26361
00505217900	BBD27080
00505217900	BBD30431
00505217900	BBD30432
00505217900	BBD30433
00505217900	BBD30434
00505217900	BBD30645
00505217900	BBD30646
00505217900	BBD30647
00505217900	BBD30648
00505217900	BBD30649
00505217900	BBD30650
00505217900	BBD30651
00505217900	BBD33439
00505217900	BBD33440
00505217900	BBD33441
00505217900	BBD33442
00505217900	BBD33445
00505217900	BBD36883
00505217900	BBD36884
00505217900	BBD37128
00505217900	BBD40718
00505217900	BBD40719

00505217900	BBD41784
00505225800	BBD23376
00505225800	BBD24769
00505225800	BBD26842
00505225800	BBD27074
00505225800	BBD29455
00505225800	BBD31768
00505225800	BBD34801
00505225800	BBD34802
00505225800	BBD34921
00505225800	BBD35927
00505225800	BBD36467
00505225800	BBD39012
00505225900	BBD23697
00505225900	BBD24453
00505225900	BBD24783
00505225900	BBD26866
00505225900	BBD29445
00505225900	BBD34922
00505225900	BBD37125
00505226000	BBD22175
00505226000	BBD24401
00505226000	BBD31761
00505226100	BBD22413
00505226100	BBD23260
00505226100	BBD24171
00505226100	BBD26840
00505226100	BBD28007
00505226100	BBD29949
00505226100	BBD30245
00505226100	BBD31982
00505226100	BBD35383
00505226100	BBD37857
00505227600	BBD26621
00505227600	BBD34852
00505233200	BBD26844
00505233200	BBD31762
00505233400	BBD29764
00505233400	BBD31410
00505233400	BBD32422
00505233400	BBD33239
00505303350	BBD23243
00505303350	BBD34543
00505312200	BBD21595
00505312200	BBD22395
00505322000	BBD22417
00505322000	BBD23361
00505322000	BBD24637
00505322000	BBD26835
00505322000	BBD31406
00505322100	BBD22406
00505322100	BBD23372
00505322100	BBD27069
00505322100	BBD28002
00505322100	BBD29446
00505327700	BBD22166
00505327700	BBD30511
00505331100	BBD27277
00505923300	BBD23056
00505923300	BBD23257
00505923300	BBD36142
00505923500	BBD22404
00505923500	BBD24461
00505923500	BBD30512
00505927800	BBD21514
00505927900	BBD22410
00505927900	BBD23375
00505927900	BBD24455
00505927900	BBD26624
00505927900	BBD28006

00505927900	BBD29766
00505927900	BBD30793
00505927900	BBD34445
00505927900	BBD35379
00505928200	BBD22393
00505928200	BBD22830
00505928300	BBD26608
00505928300	BBD30506
00505928300	BBD36668
00505928400	BBD23193
00505928400	BBD23454
00505953100	BBD22419
00505953100	BBD23359
00505953100	BBD24640
00505953100	BBD26855
00505953100	BBD28011
00505953100	BBD29449
00505953100	BBD30794
00505953100	BBD33043
00505953100	BBD33231
00505953200	BBD42852
00505953200	BBD43151
00505953200	BBD43382
00505953200	BBD22173
00505953200	BBD22174
00505953200	BBD24764
00505953200	BBD25349
00505953200	BBD25350
00505953200	BBD25351
00505953200	BBD25528
00505953200	BBD26280
00505953200	BBD26281
00505953200	BBD27083
00505953200	BBD27084
00505953200	BBD27085
00505953200	BBD33998
00505953200	BBD33999
00505953200	BBD34000
00505953200	BBD34001
00505953200	BBD34078
00505953200	BBD34286
00505953200	BBD35717
00505953200	BBD36143
00505953200	BBD37689
00505953200	BBD37690
00505953200	BBD37691
00505953200	BBD39468
00505953200	BBD41576
00505953200	BBD41577
00505953200	BBD41578
00505953200	BBD42027
00507112000	BBD24397
00507112000	BBD28005
00507112000	BBD30795
00507112000	BBD32425
00507112000	BBD35922
00507112000	BBD38288
00507112100	BBD23267
00507112100	BBD24393
00507112100	BBD26854
00507112100	BBD29448
00507112100	BBD31976
00507112100	BBD34460
00507112300	BBD22610
00507112300	BBD23362
00507112300	BBD24451
00507112300	BBD26851
00507112300	BBD28016
00507112300	BBD29758
00507112300	BBD29951

00507112300	BBD32432
00507112300	BBD33047
00507112300	BBD34558
00507112300	BBD34808
00507112300	BBD36468
00507112300	BBD39472
00507112400	BBD22420
00507112400	BBD23360
00507112400	BBD24456
00507112400	BBD26846
00507112400	BBD28013
00507112400	BBD29768
00507112400	BBD29957
00507112400	BBD30252
00507112400	BBD32435
00507112400	BBD33300
00507112400	BBD34462
00507112400	BBD35378
00507112400	BBD36466
00507112400	BBD38290
00507112500	BBD27997
00507112500	BBD33248
00507112500	BBD34458
00507112600	BBD26279
00507112700	BBD23462
00507112700	BBD26021
00507112700	BBD27537
00507113200	BBD23829
00507113200	BBD31952
00507113200	BBD33286
00507113300	BBD21181
00507113300	BBD23241
00507113300	BBD27338
00507113300	BBD33039
00507113300	BBD36853
00507113300	BBD38023
00507113400	BBD26029
00507113400	BBD39458
00507114000	BBD22399
00507114000	BBD27070
00507114100	00965355
00507114100	BBD30798
00507114200	BBD21562
00507114200	BBD21564
00507114200	BBD21565
00507114200	BBD24647
00507114200	BBD24648
00507114200	BBD26294
00507114200	BBD33257
00507114200	BBD33258
00507114200	BBD33284
00507114300	BBD21597
00507114400	BBD22408
00507114400	BBD23374
00507114400	BBD26622
00507114400	BBD28018
00507114400	BBD29456
00507114400	BBD30246
00507114400	BBD30514
00507114400	BBD32423
00507114400	BBD33240
00507114400	BBD34547
00507114400	BBD37136
00507114500	BBD22397
00507114500	BBD22398
00507114500	BBD22401
00507114500	BBD23821
00507114500	BBD26605
00507114500	BBD27071
00507114500	BBD27687

00507114500	BBD29776
00507114500	BBD34692
00507114600	BBD22412
00507114600	BBD23258
00507114600	BBD26861
00507114600	BBD28114
00507114600	BBD29762
00507114600	BBD30515
00507114600	BBD31766
00507114600	BBD33228
00507114600	BBD35380
00507114600	BBD37129
00507114600	BBD38466
00507116100	BBD43667
00507116100	BBD21975
00507116100	BBD23363
00507116100	BBD24458
00507116100	BBD24638
00507116100	BBD26620
00507116100	BBD26627
00507116100	BBD27075
00507116100	BBD27077
00507116100	BBD27090
00507116100	BBD32433
00507116100	BBD33296
00507116100	BBD34463
00507116100	BBD34549
00507116100	BBD34807
00507116100	BBD35209
00507116100	BBD40829
00507116100	BBD41004
00507116300	BBD22609
00507116300	BBD23270
00507116300	BBD24454
00507116300	BBD24770
00507116300	BBD26859
00507116300	BBD28020
00507116300	BBD29759
00507116300	BBD30247
00507116300	BBD33299
00507116300	BBD34446
00507116300	BBD34805
00507116300	BBD35387
00507116300	BBD37702
00507116300	BBD38306
00507116600	BBD23695
00507116600	BBD29401
00507116600	BBD31989
00507116600	BBD35721
00507116700	BBD22418
00507116700	BBD23264
00507116700	BBD24173
00507116700	BBD24639
00507116700	BBD26629
00507116700	BBD27076
00507116700	BBD29769
00507116700	BBD31593
00507116700	BBD31971
00507116700	BBD33042
00507116700	BBD35716
00507116700	BBD36146
00507116700	BBD39023
00507116700	BBD40120
00507117400	BBD24407
00507117400	BBD24409
00507117400	BBD27344
00507117400	BBD32188
00507117400	BBD35404
00507117400	BBD36854
00507117500	BBD26286

00507117500	BBD28009
00507117500	BBD34548
00507117700	BBD23983
00507117700	BBD26282
00507117700	BBD26283
00507117700	BBD29948
00507117700	BBD30244
00507117700	BBD33294
00507117700	BBD34290
00507117800	BBD25529
00507117800	BBD25530
00507117800	BBD26031
00507117800	BBD26032
00507117800	BBD26033
00507117800	BBD26038
00507117800	BBD27072
00507117800	BBD30803
00507118000	BBD23348
00507118000	BBD24395
00507118000	BBD24768
00507118000	BBD28000
00507118000	BBD29444
00507118000	BBD29761
00507118000	BBD29953
00507118000	BBD30249
00507118000	BBD33227
00507118000	BBD34291
00507118000	BBD35391
00507118100	BBD21972
00507118100	BBD22416
00507118100	BBD23057
00507118100	BBD23058
00507118100	BBD24641
00507118100	BBD26845
00507118100	BBD26865
00507118100	BBD27089
00507118100	BBD29950
00507118100	BBD30248
00507118100	BBD31413
00507118100	BBD32434
00507118100	BBD33048
00507118100	BBD33301
00507118100	BBD34557
00507118100	BBD35207
00507118100	BBD35388
00507118400	BBD24392
00507118400	BBD26632
00507118400	BBD29454
00507118400	BBD33293
00507118500	BBD23269
00507118500	BBD26852
00507118500	BBD29450
00507118500	BBD31973
00507118500	BBD33238
00507118500	BBD34447
00507118500	BBD41000
00507118600	BBD24441
00507118600	BBD38277
00507118700	BBD23461
00507118800	BBD43135
00507118800	BBD27207
00507118800	BBD27534
00507118800	BBD35903
00507119500	BBD23579
00507119500	BBD23580
00507119500	BBD29947
00507119500	BBD31760
00507119500	BBD32431
00507119500	BBD33046
00507119500	BBD34471

00507119500	BBD35376
00507119500	BBD35722
00507119500	BBD41770
00507119600	BBD22411
00507119600	BBD23344
00507119600	BBD24450
00507119600	BBD24643
00507119600	BBD33241
00507119600	BBD34292
00507120100	BBD23053
00507120100	BBD23054
00507120100	BBD23055
00507120100	BBD23349
00507120100	BBD24402
00507120100	BBD24403
00507120100	BBD24765
00507120100	BBD24766
00507120100	BBD24767
00507120100	BBD25076
00507120100	BBD25077
00507120100	BBD25078
00507120100	BBD25080
00507120100	BBD30516
00507120100	BBD30517
00507120100	BBD31763
00507120100	BBD31765
00507120100	BBD31767
00507120100	BBD33235
00507120100	BBD33242
00507120100	BBD33243
00507120100	BBD33577
00507120100	BBD35735
00507120100	BBD36459
00507120100	BBD36469
00507120100	BBD37131
00507122800	BBD21330
00507122800	BBD22835
00507122800	BBD22837
00507122800	BBD26037
00507122800	BBD34690
00507123600	BBD26850
00507123600	BBD28017
00507123600	BBD32424
00507123600	BBD33237
00507123600	BBD34470
00507130000	00985288
00507130000	BBD40472
00507130000	BBD42580
00507130300	00985291
00507130400	00985292
00507130400	BBD36149
00507130500	00985293
00507130600	BBD39790
00507131100	00985296
00507131400	00985303
00507132000	BBD39783
00507132200	BBD39784
00507132300	00985309
00507132400	00985310
00507132400	BBD39198
00507132500	00985311
00507132500	BBD37820
00507132600	BBD39793
00507133000	BBD35401
00507133000	BBD35853
00507133300	BBD39177
00507133400	00985677
00507133400	BBD35796
00507134000	BBD37822
00507134400	00985321

00507134400	BBD36153
00507134500	00985322
00507135000	00985327
00507135300	BBD39787
00507135400	00985342
00507135400	BBD36155
00507135600	BBD37812
00507135600	BBD39794
00507154700	BBD23256
00507154700	BBD26619
00507154700	BBD26860
00507154700	BBD27088
00507154700	BBD29760
00507154700	BBD31407
00507154700	BBD33236
00507154700	BBD35916
00507154700	BBD37134
00507154700	BBD38304
00507154800	BBD23266
00507154800	BBD26288
00507154800	BBD28115
00507154800	BBD29767
00507154800	BBD31979
00507154800	BBD34452
00507155000	BBD26020
00507155100	BBD23453
00507155100	BBD25525
00507155100	BBD27531
00507155100	BBD29420
00507155100	BBD33035
00507155100	BBD33036
00507155100	BBD35906
00507155200	BBD22162
00507155200	BBD22163
00507155200	BBD22164
00507155200	BBD27529
00507155200	BBD29958
00507155200	BBD29960
00507155200	BBD29963
00507155200	BBD29964
00507155200	BBD32800
00507155200	BBD32804
00507155200	BBD33037
00507155200	BBD33291
00507155200	BBD39455
00507155300	BBD43139
00507155300	BBD21965
00507155300	BBD23044
00507155300	BBD23823
00507155300	BBD26016
00507155300	BBD26018
00507155300	BBD27533
00507155300	BBD30781
00507155300	BBD30782
00507155300	BBD30783
00507155300	BBD30784
00507155300	BBD30785
00507155300	BBD31753
00507155300	BBD35194
00507155300	BBD34918
00507155300	BBD35409
00507155300	BBD40489
00507155400	BBD21954
00507155400	BBD23041
00507155400	BBD25340
00507155400	BBD25341
00507155400	BBD25527
00507155400	BBD32798
00507155400	BBD38463
00507155500	BBD22829

00507155500	BBD27530
00507155500	BBD29392
00507155500	BBD32190
00507155500	BBD40104
00507155600	BBD23465
00507155600	BBD26015
00507155600	BBD26022
00507155600	BBD26273
00507155600	BBD27211
00507155600	BBD32189
00507155600	BBD33038
00507155600	BBD34562
00507155600	BBD35908
00507155600	BBD36136
00507155600	BBD36457
00507155700	BBD31983
00507155700	BBD34448
00507155800	00990108
00507155800	00997496
00507156400	BBD23265
00507156400	BBD26848
00507156400	BBD31405
00507156400	BBD31987
00507156400	BBD34468
00507157100	BBD42853
00507157100	BBD38043
00507157200	BBD21950
00507157200	BBD23452
00507157200	BBD23623
00507157200	BBD24161
00507157200	BBD24162
00507157200	BBD27341
00507157200	BBD28105
00507157200	BBD28215
00507157200	BBD33574
00507157200	BBD36453
00507157200	BBD39755
00507157200	BBD40492
00507158200	BBD24642
00507158200	BBD28015
00507158200	BBD29443
00507158200	BBD31411
00507158200	BBD32429
00507158200	BBD33298
00507158200	BBD34804
00507158200	BBD35917
00507158200	BBD38050
00507158200	BBD39010
00507158200	BBD41001
00507158900	BBD33226
00507158900	BBD34459
00507158900	BBD36882
00507159000	BBD23255
00507159000	BBD24400
00507159000	BBD26625
00507159000	BBD27087
00507159000	BBD28010
00507159000	BBD30518
00507159000	BBD31974
00507159000	BBD36888
00507159000	BBD38292
00507210000	BBD26843
00507210100	BBD23982
00507210100	BBD23984
00507210100	BBD24119
00507210100	BBD27960
00507210100	BBD29447
00507210100	BBD29955
00507210100	BBD30369
00507210100	BBD34560

00507210200	BBD27999
00507210200	BBD35909
00507210500	BBD22168
00507210500	BBD24399
00507210900	BBD23259
00507210900	BBD26617
00507210900	BBD30788
00507210900	BBD40111
00507211100	BBD26284
00507214000	BBD22176
00507214000	BBD33234
00507215000	BBD31986
00507215000	BBD35913
00507215100	BBD21603
00507215100	BBD23268
00507215100	BBD26623
00507215100	BBD31977
00507215200	BBD22167
00507215200	BBD26287
00507215800	BBD22169
00507215800	BBD23364
00507215800	BBD30792
00507215800	BBD31764
00507218100	BBD22170
00507218100	BBD22834
00507218100	BBD23696
00507218100	BBD26858
00507218100	BBD28118
00507218100	BBD29765
00507218100	BBD38307
00507218300	BBD26628
00507219500	BBD30786
00507219500	BBD31978
00507318100	BBD33259
C8802	BBD22165
C8802	BBD24782
C8802	BBD28008
C8802	BBD33072
C8802	BBD33292
C8802	BBD37688
C8804	BBD22409
C8804	BBD23262
C8804	BBD24449
C8804	BBD29405
C8804	BBD31975
C8804	BBD33233
C8806	00101036
C8806	00971545
C8902	BBD28003
C8902	BBD29409
C8904	BBD22407
C8904	BBD29451
C8904	BBD33229
C8904	BBD34451
K121	BBD22487
K121	BBD24496
K124	BBD22492
K132	BBD24468
K133	BBD22788
K134	BBD22627
K134	BBD22786
K134	BBD27300
K134	BBD24759
K134	BBD27676
K134	BBD31968
K134	BBD36869
K135	BBD23470
K141	BBD22855
K141	BBD26868

K141	BBD29462
K142	BBD21592
K142	BBD22613
K142	BBD22937
K142	BBD27348
K142	BBD29466
K142	BBD29457
K142	BBD34700
K143	BBD22624
K143	BBD24797
K143	BBD29460
K144	BBD21755
K144	BBD22620
K144	BBD22970
K144	BBD23822
K144	BBD29441
K144	BBD30805
K144	BBD31994
K144	BBD42859
K146	BBD27542
K147	BBD23025
K147	BBD24733
K147	BBD27539
K147	BBD36867
K148	BBD22793
K148	BBD36872
K151	BBD22485
K151	BBD26293
K151	BBD29429
K151	BBD29465
K152	BBD29414
K153	BBD23744
K153	BBD30802
K154	BBD23130
K155	BBD21410
K156	BBD24422
L121	BBD21756
L121	BBD27692
L122	BBD21757
L122	BBD22623
L124	BBD22400
L124	BBD23820
L124	BBD26030
L129	BBD34688
L130	BBD23467
L135	BBD22872
L135	BBD27346
L145	BBD26731
L145	BBD31737
L145	BBD31738
L145	BBD31739
L146	BBD21976
L146	BBD27690
L146	BBD31996
L146	BBD34685
L192	BBD22178
L197	BBD24649
P513	BBD23817
U332	BBD22177
U332	BBD22938
U335	BBD22611
U438	BBD27677
U438	BBD35728
U551	BBD22966
U551	BBD26292
U551	BBD29777
U551	BBD31415
U554	BBD22981
U655	BBD23126

U773	BBD22983
U773	BBD26291
U773	BBD29416