

PILNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA
STOSOWANIA PRODUKTU
DYSTRYBUTORZY

Nazwa handlowa:	Zgłębniki doodbytnicze, uniwersalne systemy odpływowe, systemy SimpaVac, sterylne dreny przejściowe, sterylne elementy łączące, ssaki/zestawy (FilterFlow™/Deltaflo), cewniki tlenowe, sterylne tlenowe kaniule donosowe, sterylne tlenowe rurki łączące i sterylne kleszcze (aby zapoznać się ze szczegółowymi opisami produktów, patrz Załącznik 1).
Data wydania:	04 Stycznia 2019
Nr referencyjny:	Patrz Załącznik 1
FSCA ID:	2018-005 Faza 3
Typ działania:	Wycofanie / utylizacja produktu
E-mail do centrum wycofania:	convatecproductrecall@stericycle.com

Proszę zauważyć, że to działanie dotyczy wyłącznie określonych kodów produktów i nie wpływa na wszystkie kody produktów wyżej wspomnianych artykułów.

Opis problemu

Firma ConvaTec dobrowolnie zainicjowała wycofanie określonych kodów produktów dotyczących wyżej wspomnianych artykułów.

Wewnętrzna ocena integralności opakowania produktu potwierdziła, że te urządzenia nie spełniają naszych oczekiwań, ani oczekiwań naszych klientów. Testowanie transportowe przeprowadzone na opakowaniu produktu nie powiodło się, potwierdzając możliwość naruszenia bariery sterylności. Użycie niesterylnego urządzenia w ciele pacjenta może narazić pacjenta na czynniki zakaźne, zwiększając ryzyko rozwinięcia się zakażenia u pacjenta. Firma ConvaTec nie otrzymała żadnych raportów na temat incydentów związanych z problemami dotyczącymi szczelności opakowania.

Opisy produktów

Zgłębniki doodbytnicze są urządzeniami jednokrotnego użytku wprowadzanymi przez odbyty w celu odprowadzania kału, podania leku i/lub lewatywy do dolnego odcinka jelita w celu przeprowadzenia zabiegu kolonoskopii i dekompresji okrężnicy.

Uniwersalne systemy odpływowe są przeznaczone do osuszania ran przy zastosowaniu delikatnego podciśnienia tam, gdzie spodziewane jest średnia lub niewielka objętość krwawienia pooperacyjnego. Są to urządzenia jednorazowego użytku przeznaczone do stosowania w krótkotrwałym leczeniu.

SimpaVac to zbiornik przeznaczony do podciśnieniowego pooperacyjnego osuszania ran w konwencjonalnej (otwartej) chirurgii.

Sterylny dren przejściowy są przeznaczone do łączenia dwóch urządzeń, (np. ssaków i zbiorników), albo są używane jako przedłużenie między danym urządzeniem a źródłem podciśnienia.

Sterylny element łączący są przeznaczone do łączenia dwóch urządzeń, takich jak ssaki i zbiorniki do odsysania.

Ssak z zestawem (FilterFlow™/Deltaflo) jest urządzeniem przeznaczonym głównie do ortopedycznych zabiegów chirurgicznych, służącym do usuwania i gromadzenia szczątków tkanek i fragmentów kości, cementu, szpiku kostnego i zakrzepów bez blokowania urządzenia ssącego, przy zastosowaniu kombinacji ssania i filtrowania.

Cewniki tlenowe są urządzeniami do stosowania u jednego pacjenta, wymagającego krótkoterminowej terapii tlenowej i podawania tlenu (o niskim stężeniu) bezpośrednio drogą nosowo-gardłową lub nosową.

Sterylny tlenowy kaniule donosowe są przeznaczone do bezpośredniego podawania tlenu w niskim stężeniu poprzez obydwa kanały nosowe.

Sterylny tlenowy rurki łączące są przeznaczone do podawania tlenu o niskim/średnim stężeniu w terapii tlenowej. Rurki łączące/przedłużające doprowadzają tlen ze stacjonarnej lub mobilnej jednostki zasilającej do pacjenta, poprzez urządzenie dozujące. Urządzeniami dozującymi mogą być np. cewniki tlenowe, tlenowe kaniule donosowe lub maski twarzowe. Jeśli stosuje się rurki łączące/przedłużające pomiędzy urządzeniem dozującym pacjenta a jednostką zasilającą, pacjent ma większą swobodę ruchu bez zakłócania przepływu tlenu.

Sterylny kleszcze: Jest to pęseta jednorazowego użytku do wielu zastosowań. Używana w zabiegach klinicznych do chwytania, manipulowania, przesuwania lub do pomocy przy usuwaniu szczątków tkanek, cząstek stałych lub tkanek rany.

Procedura identyfikacji produktu

Możliwość naruszenia bariery sterylności opakowania może dotyczyć jedynie kodów partii produktów podanych w niniejszym komunikacie.

Z tego względu oraz w celu rozwiązania problemu potencjalnego ryzyka szkód, żaden z produktów, których to dotyczy **nie może zostać użyty**.

Jedynym sposobem zidentyfikowania omawianych produktów jest porównanie kodu produktu/nr REF. i numeru partii z listą wycofanych produktów (patrz Załącznik 1). Brak jest jakiegokolwiek innej dostrzegalnej różnicy między produktem, którego problem dotyczy, a tym, którego problem nie dotyczy.

W celu zapoznania się z przykładami etykietowania opakowania, które wskazują lokalizację kodu produktu i numeru partii na etykietach urządzenia, patrz Załącznik 2. Są one zlokalizowane na opakowaniu głównym i kartonie wysyłkowym. Kod produktu (numer referencyjny) jest poprzedzony

słowem „REF”, a numer partii jest poprzedzony symbolem



Porada dotycząca działania, jakie powinien podjąć dystrybutor.

Z naszej dokumentacji wynika, że otrzymali Państwo dostawę produktu dotkniętego problemem. Proszę przeprowadzić poniższe kroki:

1. Proszę przeglądnąć załączone kwestionariusze. Niezwłocznie wstrzymać dystrybucję i poddać kwarantannie wszystkie produkty, których dotyczy problem.
2. Proszę przekazać kopię dokumentu „Komunikat dotyczący bezpieczeństwa UŻYTKOWNICY KOŃCOWI” swoim klientom, prosząc ich o zwrot produktów, których dotyczy problem, wraz z wypełnionym „Formularzem odpowiedzi na wycofanie dla UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH”.
3. Gdy wypełnione formularze odpowiedzi zostaną do Państwa zwrócone, proszę wypełnić „Formularz odpowiedzi na wycofanie dla DYSTRYBUTORÓW” i skontaktować się z dedykowanym centrum wycofania (patrz strona 4), by uzyskać dalsze instrukcje dotyczące sposobu pozbycia się produktów, których dotyczy problem oraz tego, jak załatwić kredyt. **Produkty nie będą wymieniane automatycznie. W celu wymiany produktów, proszę składać zamówienia z wykorzystaniem normalnych procedur ConvaTec. ConvaTec dostarczy nowe zamówienia, jak tylko to będzie możliwe.**
4. Proszę również zwrócić wypełniony „Formularz odpowiedzi na wycofanie dla DYSTRYBUTORÓW” i wszystkie „Formularze odpowiedzi na wycofanie dla UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH” do swojego „Centrum wycofania” faksem/pocztą e-mail.

PROSZĘ JAK NAJSZYBCIEJ DOSTARCZYĆ KOMPLETNĄ ODPOWIEDŹ.**Centrum wycofania:**E-mail: convatecproductrecall@stericycle.com

Proszę kontynuować raportowanie swojemu dystrybutorowi wszelkich informacji niezwiązanych z wycofaniem, takich jak jakiegokolwiek zdarzenia niepożądane związane z tymi produktami, albo proszę zgłaszać je na Linie Obsługi Klienta ConvaTec (w celu zapoznania się ze szczegółami, proszę zapoznać się z listą **Regionalnych kontaktów ConvaTec**).

Przekazywanie niniejszego komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa stosowania produktu:


Niniejszy komunikat powinien zostać przesłany do wszystkich tych, którzy otrzymali wadliwe urządzenia, z Państwa organizacji lub z jakiegokolwiek innej organizacji, do której przekazano wadliwe urządzenia.

ConvaTec zobowiązuje się do dostarczania wysokiej jakości produktów i usług naszym klientom, szczerze przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z niniejszym komunikatem.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące tego wycofania, proszę skontaktować się z centrum wycofania. Aby uzyskać inną pomoc, proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem lub lokalnym przedstawicielem ConvaTec (szczegóły, patrz lista **Regionalnych kontaktów ConvaTec**).

O niniejszych działaniach korygujących dotyczących bezpieczeństwa produktu zostały poinformowane właściwe organy krajowe.

Upoważnienie:

<u>Nazwisko</u> Duncan Rowley	<u>Tytuł</u> Dyrektor ds. uregulowań prawnych i zapewnienia jakości, EMEA	<u>Adres</u> ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, Wielka Brytania
<u>Data</u> 04 Stycznia 2019	<u>Podpis</u> 	

Centrum wycofania: dedykowane biuro pomocy dla niniejszych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa produktu:

Tel: +44-208 6101 608

Fax: +44-207 6601 568

Email: convatecproductrecall@stericycle.com

„Kontakt regionalny ConvaTec” w pozostałych przypadkach wymagających wsparcia:

Austria / Belgia / Chorwacja / Cypr / Estonia / Francja / Niemcy / Węgry / Izrael / Malta / Holandia / Portugalia / Rumunia / Szwajcaria / Irlandia

Tel: +41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

Email: ccc.customerservice@convatec.com

Dania

Tel: +45 4816 7030

Fax: +45 8025 3413

Email: customerservicenordic@convatec.com

Finlandia

Tel: +358 (0) 20 7659 630

Email: mail.fi@convatec.com

Włochy

Tel: 800500190

Email: clienti.convatec@convatec.com

Norwegia

Tel: +47 22686095

Fax: +47 80019602

Email: customerservicenordic@convatec.com

Szwecja

Tel: +46 (0)42 332010

Fax: +46 200887486

Email: customerservicenordic@convatec.com

Turcja

Tel: +90 530 010 87 33 / +90 312 219 83 61

Fax: +90 312 219 53 21 / +90 216 416 28 30

Email: cigdem.elekonbuket@convatec.com

Wielka Brytania

Tel: +44 (0) 1244 832206

Fax: 0800 279 9004

Email: unomedical-uk.customerservice@convatec.com

Republika Czeska, Islandia, Polska, Słowacja, Hiszpania, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Słowenia

Tel: +41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

Email: ccc.customerservice@convatec.com

**FORMULARZ ODPOWIEDZI NA WYCOFANIE dla
DYSTRYBUTORÓW**

**PILNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU**

PROSZĘ WYPEŁNIĆ I ZWRÓCIĆ faksem/pocztą e-mail

Odbiorca urządzenia:

Nr konta odbiorcy:	<i>Column D</i>
Nazwisko odbiorcy:	<i>Column AA</i>
Adres odbiorcy:	<i>Column AA, AF, AC, AE, AD, B</i>

Następujące produkty, zgłębniki doodbytnicze, uniwersalne systemy odpływowe, systemy SimpaVac, sterylne dreny przejściowe, sterylne elementy łączące, ssaki/zestawy (FilterFlow™/Deltaflo), cewniki tlenowe, sterylne tlenowe kaniule donosowe, sterylne tlenowe rurki łączące i sterylne kleszcze, zostały dostarczone do Państwa instytucji:

Faktura nr	Zlecenie sprzedaży nr	Kod produktu / Nr REF.	Kod SAP	Nr PARTII	Dostarczona ilość (sztuk)
<i>Column AL</i>	<i>Column M</i>	<i>Column R</i>	<i>Column O</i>	<i>Column S</i>	<i>Column X</i>

Proszę odpowiedzieć na każde z następujących pytań.

Czy przekazali Państwo produkt dalej? NIE TAK*

*Jeśli TAK, czy przekazali Państwo komunikat dalej,
do swojego klienta? NIE* TAK

*Jeśli NIE, proszę wyjaśnić dlaczego nie:

1. NIE mamy żadnych produktów, których dotyczy problem.
2. Mamy następujące produkty, których dotyczy problem:

Udokumentowana ilość (sztuk) dla każdej PARTII przeznaczona do usunięcia:

FORMULARZ wypełniony i przekazany przez:

Nazwisko (WIELKIMI LITERAMI):	
Pozycja:	
Nazwa firmy:	
Adres:	
Nr telefonu:	
Podpis:	
Data (dd/mmm/rrrr):	

- Zgodnie z życzeniem dostarczyłem również kopie wszystkich „Formularzy odpowiedzi na wycofanie dla UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH” przekazane przez klientów, którzy otrzymali wadliwe produkty (proszę zaznaczyć, by potwierdzić).

Centrum wycofania: dedykowane biuro pomocy dla niniejszych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa produktu:

Tel.: +44-208 6101 608

Faks: +44-207 6601 568

E-mail: convatecproductrecall@stericycle.com

Załącznik 1: Lista przedstawiająca kody produktów/numery REF. i numery partii.

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
13001181	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)INT	203693, 208419, 224350, 307673, 320642, 495175.
13001182	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)AUS	152327, 152545, 152687, 155400, 155630, 155911, 158207, 160981, 162465, 162489, 165661, 166258, 166358, 175453, 176571, 178879, 179958, 181085, 182768, 183810, 184728, 185144, 186373, 188275, 190373, 195242, 199290, 203008, 206419, 208562, 212316, 213262, 214604, 217367, 219084, 222168, 223429, 224377, 226870, 228221, 230187, 233575, 234889, 236098, 300656, 300738, 301428, 302259, 302931, 303266, 304730, 305252, 306030, 306280, 306398, 307006, 307301, 307795, 308069, 309106, 309349, 309534, 310342, 311314, 312600, 313045, 313428, 314307, 314969, 315284, 316732, 318568, 320361, 321371, 497717
13001182	MINI SET DE REDON CH06	153977, 159115, 160981, 166817, 181085, 182768, 185144, 188275, 201951, 221101, 223429, 226870, 234889, 237479, 300656, 302931, 305252, 310342, 311314, 312600, 314969, 315284, 316732, 318568, 320361
13001182	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)	306398, 314307
13001183	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH06(50/200)IT	160560, 164812, 193766, 198434, 211599, 227240, 229179, 233683, 235314, 300442, 303313, 304312, 305057, 310121, 312601, 313802, 314865, 316376, 318264, 318644, 320290, 321372
13001184	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)INT	207658, 301585, 310609, 320915
13002181	MINIVAC 40ML M/ULMER DRAEN&TROCER CH08	164467, 197379, 201035, 304750, 305653, 307137, 310731, 314970, 315521, 321009, 321179
13002181	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	164467, 169614, 201035, 214586, 300452, 304750, 305653, 307137, 310731, 314970, 321179
13002181	Minivac setti 30ml + drejni ch8 10kpl	197379, 201035, 214586, 305653, 307137, 310731
13002182	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)AUS	150531, 153978, 154220, 170092, 197394, 198972, 201085, 201999, 207358, 208208, 210460, 211085, 211393, 212920, 213817, 214570, 216436, 217368, 220363, 222534, 225302, 228794, 229746, 234149, 236625, 237464, 300834, 301363, 302288, 302932, 303472, 304975, 309568, 309868, 309981, 311417, 312007, 312602, 320239
13002182	MINI SET DE REDON CH08	150531, 153978, 154220, 201085, 201999, 207358, 211085, 214570, 216436, 229746, 234149, 237464, 301363, 302288, 302932, 309981, 312007, 312602, 314971, 315185, 320239, 322949
13002183	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH08(50/200)IT	153663, 156313, 157366, 160561, 161966, 164813, 167011, 181343, 188132, 188534, 195259, 200400, 238680, 302748, 306199, 312362, 312466, 314215, 314866, 315755, 316377, 318834, 321373, 322799

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
13002184	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	151999, 152000, 173153, 203997, 207659, 211620, 237166, 301586, 320916
13002185	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	208882
13004181	Thyroideasetti 100ml+2xdreeni ch10 10kpl	204329, 302521,
13004181	UNO THYROIDEA SET (10/60) INT	204329
13004182	UNO THYROIDEA SET (10/60) AUS	150540, 154002, 159420, 300565, 300576, 300580, 300585, 305767, 312476, 312603, 498229
13004184	UNO THYROIDEA SET (10/60) INT	193787, 300236, 300238, 300259, 300278, 300288, 304976
14003181	REKTALSONDE CH 18/40 CM	157678, 174278, 184057, 200654, 227711, 229628, 240906, 247935, 7A00676, 7C04348, 7C04349, 7E00774, 7M02048
14003181	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM(100/800) INT	184057, 227711, 7A00676, 7B01025, 7C04348, 7C04349, 7E00774, 7M02048, 8F00459
14003182	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM (100/800) AUS	150326, 150687, 151669, 152641, 154319, 159650, 162041, 162772, 162938, 163257, 163796, 164676, 165268, 167943, 168513, 172556, 174978, 177810, 177921, 181572, 181702, 183713, 184650, 185359, 186978, 187841, 188416, 190304, 191210, 193641, 194580, 196712, 199775, 200279, 202361, 203908, 204650, 207571, 209153, 210098, 210785, 212199, 213186, 214930, 215386, 217631, 218362, 218994, 219581, 220593, 222132, 222876, 223671, 226312, 227137, 228094, 229098, 231069, 234459, 235207, 236045, 236998, 238547, 239669, 240551, 241962, 246823, 247488, 248275, 249623, 250476, 251351, 252088, 253684, 497919, 6K05088, 6K05743, 6L01515, 6L06087, 7A00674, 7B01328, 7C01496, 7C05505, 7E00773, 7E02113, 7F02484, 7G00079, 7H01918, 7H03195, 7J02311, 7K03634, 7L03177, 7M02047, 8A02901, 8A05957, 8B02381, 8C02338, 8D00542, 8E01926, 8E02698, 8F00458
14003182	Rektální rourka CH 18/40 cm	6K05088, 7A05626, 7B01328, 7C01496
14003183	SONDA RECTAL CH/18 40CM-100UDS	150049,
14003183	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM(100/800) INT	150049, 172997
14003185	UNO RECTAL TBE CH18/40CM(100/800) INT	171461
14006181	REKTALSONDE CH 20/40 CM	227724, 229633, 6K06899, 8C03003
14006181	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) INT	227724, 229633, 6K06899, 8C03003

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
14006182	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) AUS	150343, 150689, 152764, 154328, 155618, 156616, 157300, 158189, 158883, 159643, 162483, 162768, 163877, 164755, 165259, 172462, 174977, 177914, 181648, 183700, 185354, 186976, 188404, 191988, 192380, 194572, 196012, 197227, 197575, 199177, 199767, 200271, 208486, 209149, 213182, 216008, 218359, 220588, 222872, 223667, 225600, 227133, 228088, 231065, 232064, 238544, 239663, 240549, 245290, 246817, 249618, 251344, 253680, 497930, 499171, 6K06894, 6L01519, 6L06646, 6M02324, 7A04130, 7B06812, 7C01493, 7C05508, 7E03907, 7E04955, 7F02482, 7G00078, 7H01917, 7J03377, 7K03632, 7L03172, 8A03196, 8B02388, 8C02339, 8D01513
14006182	Rektální rourka CH 20/40 cm	6K06894
14006183	SONDA RECTAL CH/20 40CM- 100UDS	172395, 176496, 254028, 7A00673, 7E04954, 7F00109, 7F02481
14006183	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) INT	152995, 173237, 180384, 7F00109, 8D02810
14008181	REKTALSONDE CH 22/40 CM	152380, 154963, 157679, 165481, 169160, 170441, 174392, 176429, 177763, 179313, 180825, 183348, 185122, 190723, 192442, 193195, 194968, 197248, 198952, 201917, 208990, 216338, 217359, 221017, 221820, 224306, 226091, 226756, 227712, 236592, 241665, 246362, 247936, 250034, 6K06897, 6K06902, 6L01269, 6L04561, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946
14008181	REKTAALIPUTKI CH22/40CM PHTAL.TON 100KPL	154963, 157679, 165481, 169160, 177763, 179313, 180825, 185122, 190723, 192442, 193195, 201917, 208990, 211326, 211838, 216338, 217359, 221017, 221820, 224306, 226091, 226756, 227712, 236592, 241665, 246362, 247936, 6L06125, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946
14008181	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) INT	152380, 154963, 157679, 165481, 170441, 174392, 183348, 190723, 192442, 193195, 208990, 211326, 211838, 214486, 216338, 217359, 217984, 224306, 226091, 226756, 227712, 228716, 236592, 241665, 246362, 247936, 250034, 6L01269, 6L06125, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946, 8F01629

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
14008182	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) AUS	150344, 150690, 151676, 151885, 152484, 152651, 154329, 155220, 155891, 156617, 158190, 158707, 159645, 162038, 162587, 162769, 162933, 164756, 166387, 166562, 167053, 167966, 168510, 170229, 172463, 173369, 176052, 177915, 178732, 179452, 181568, 183701, 184644, 185355, 186339, 187833, 188405, 190298, 191193, 191989, 193637, 194573, 195181, 196013, 197576, 199178, 199768, 200273, 205503, 208487, 209150, 210096, 210782, 212195, 213183, 214926, 216009, 217629, 218360, 218991, 219909, 221394, 222130, 222873, 223668, 224704, 225601, 226311, 227134, 228089, 228650, 229095, 230105, 231066, 232686, 233410, 234455, 234794, 235205, 236043, 238545, 240550, 241957, 245291, 246818, 247486, 248273, 250471, 251196, 252082, 253063, 253681, 497628, 6K06893, 6L04528, 6L04581, 6L06127, 6M00666, 6M01803, 7A01806, 7A04717, 7B02810, 7C03435, 7C04988, 7D01705, 7D04861, 7E00997, 7E02944, 7F00120, 7F04252, 7G01830, 7H00927, 7H03094, 7H05988, 7K01255, 7K02643, 7K04185, 7L05966, 7M02406, 8A04413, 8B02896, 8C01998, 8D03387, 8E02387, 8E02991, 8F01631
14008182	Rektální rourka CH 22/40 cm	7B02810, 7C02293
14008183	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) IT	7B02810, 7C02293, 14008183
14008183	SONDA RECTAL CH/22 40CM- 100UDS	169151, 184033, 185119, 199202, 204247, 205148, 208916, 211237, 214468, 216334, 217974, 220995, 224229, 227697, 230603, 238050, 239181, 240885, 250008, 498358, 6K01000, 6L04555, 6M00670, 7A04715, 7G01831, 7J01188, 8B02895, 8D02036, 8E02386
14010182	UNO RECTAL TUBE CH24/40CM(100/600) INT	169151, 184033, 185119, 199202, 204247, 205148, 208916, 211237, 214468, 216334, 217974, 220995, 224229, 227697, 230603, 238050, 239181, 240885, 250008, 498358, 6K01000, 6L04555, 6M00670, 7A04715, 7G01831, 7J01188, 8B02895, 8D02036, 8E02386, 14010182
14010182	Rektální rourka CH 24/40 cm	207255, 234733, 6K06895
14010183	SONDA RECTAL CH/24 40CM- 100UDS	169182, 254029, 7H04608
14010183	UNO RECTAL TUBE CH24/40CM(100/600) INT	254029, 8C05204

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
14012182	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) AUS	151677, 152315, 152485, 152652, 152765, 154597, 155221, 155619, 156618, 156816, 157231, 158708, 158884, 159646, 160506, 162040, 162770, 162934, 163256, 164757, 165260, 166388, 166943, 167732, 167942, 168511, 171897, 172548, 173370, 174969, 176054, 177916, 179453, 181569, 183702, 184645, 184925, 185356, 186977, 187834, 188406, 190299, 191195, 193638, 194574, 195182, 196014, 196706, 197577, 199179, 200274, 202359, 203596, 203906, 204649, 205439, 205504, 207569, 209151, 210783, 212196, 213184, 214927, 215385, 216010, 218361, 218992, 220589, 222131, 222606, 222874, 223669, 225602, 227135, 228090, 229096, 230106, 231067, 232687, 233411, 234456, 235698, 236044, 236991, 238546, 239664, 241403, 245292, 246819, 248274, 249074, 249619, 250472, 251345, 252083, 253064, 253682, 488023, 497629, 497931, 497932, 499172, 6K05134, 6K06905, 6L01265, 6L04524, 6L04587, 6M00664, 6M01807, 6M03539, 7A04720, 7B02809, 7B06456, 7C03433, 7D01679, 7D01681, 7D02071, 7D04867, 7E02941, 7F00126, 7F01942, 7F04209, 7G01112, 7H01941, 7H04601, 7H05992, 7K01257, 7K04183, 7L03601, 7L05973, 7M02409, 8A03195, 8A05104, 8B02879, 8C05203, 8D02032, 8D04424, 8E02383, 8F02423
14012182	Rektální rourka CH 25/40 cm	7B06456
14012183	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) IT	152990, 153232, 153633, 156032, 158371, 160519, 172958, 176102, 180367, 181715, 185376, 198381, 209174, 218381, 233438, 235224, 248294, 498359, 499311, 7A04718, 7B06455, 7C03432, 7C05996, 7K02646, 7M00165, 8C00107, 8D02033, 8E02384, 8F01628
14012183	SONDA RECTAL CH/25 40CM- 100UDS	153232, 188205, 201849, 205149, 206029, 208917, 216292, 218381, 220996, 224230, 227698, 230604, 237447, 238051, 240886, 498359, 6K01001, 6L04559, 6M00671, 7A04718, 7A04721, 7B06455, 7C05996, 7E02943, 7F02839, 7G01111, 7J01190, 7L03603, 7M00165, 8A00951, 8A05105, 8C00107, 8E02384, 8F01628
14012185	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) INT	8B03348
14014182	UNO RECTAL TUBE CH26/40CM(100/600) INT	157518, 179653, 7H04609, 8E04246
14014183	SONDA RECTAL CH/26 40CM- 100UDS	214497, 224263, 238105, 498410, 6K01014, 6L04568, 7A04724
14014183	UNO RECTAL TUBE CH26/40CM(100/600) INT	162846, 166866, 173238, 6K01014, 7A04724, 7A04725
14016181	REKTALSONDE CH 28/40 CM	157700, 159908, 160948, 184058, 190679, 193197, 200656, 211328, 216339, 217985, 226757, 227713, 228669, 240842, 249463, 250122, 251607, 252585, 6L04564, 6L06121, 6M01804, 7K04187

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
14016181	Rektaaliputki ch28/40cm phtal.ton 50kpl	160948, 180827, 190679, 193197, 200656, 211328, 213659, 215178, 216339, 217985, 225253, 226757, 228669, 230696, 240842, 249463, 250122, 251607, 252585, 6L06121, 6M01804, 7K04187
14016181	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) INT	157700, 184058, 216339, 217985, 249463, 250122, 252585, 6L04564, 6L06121, 6M01804, 7K04187, 8D02035
14016182	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) AUS	150321, 151665, 152640, 154315, 154592, 155610, 156579, 156580, 157217, 159630, 160489, 163790, 164907, 165517, 166199, 167419, 167933, 171636, 171943, 172866, 177305, 177890, 181639, 184920, 186964, 187807, 189204, 190275, 191168, 191970, 192756, 194546, 195165, 195991, 197545, 198689, 203585, 204643, 205441, 208146, 208471, 210091, 211128, 211490, 212178, 216697, 218971, 219892, 220572, 222118, 222608, 222854, 229089, 230085, 231040, 233385, 234443, 236026, 239646, 241944, 245923, 247471, 250458, 253043, 497455, 497609, 497911, 6K00999, 6K06896, 6K06904, 6L01270, 6L04580, 6L06123, 7A01842, 7B02811, 7D01703, 7F00124, 7H00929, 7J01191, 7K06059, 8A02040, 8C02415, 8D02034, 8F01632
14016182	Rektální rourka CH 28/40 cm	7B02811
14016183	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) IT	153634, 156033, 156254, 156255, 172959, 176103, 180368, 218382, 228120, 233439, 251277, 6K01012, 6M00667, 7A04722, 7C01105, 7J01202, 8A00949, 8E02385
14016183	SONDA RECTAL CH/28 40CM- 50UDS	176492, 178592, 211239, 214469, 215138, 217975, 224231, 230605, 238052, 240887, 250009, 251277, 498360, 6K01012, 6L04560, 6M00667, 7A04722, 7C01105, 7J01202, 8A00949, 8E02385
14018181	REKTALSONDE CH 30/40 CM	157720, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6L01264, 6M00669, 7B06482, 7H04602, 7L03598, 8A00920
14018181	Rektaaliputki ch30/40cm phtal.ton 50kpl	177657, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6M00669, 7A01808, 7B06482, 7F06006, 7L03598, 8A00920
14018181	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) INT	177657, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6L01264, 6M00669, 7A01808, 7B06482, 7F06006, 7H04602, 7L03598, 8A00920, 8D03383, 8F02428

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
14018182	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) IT	150346, 151682, 151888, 152489, 154336, 154598, 155233, 156635, 159560, 159659, 162044, 162538, 162801, 163264, 164683, 166213, 166955, 168675, 170757, 172565, 176104, 177942, 179462, 181657, 184931, 186986, 188433, 192006, 192788, 193655, 195205, 197599, 200300, 203618, 205440, 205529, 208510, 209175, 210801, 212220, 213207, 214941, 216019, 218383, 219009, 219918, 220607, 222138, 222607, 224717, 229122, 231085, 234473, 236059, 238576, 240568, 241972, 245306, 245959, 246836, 247503, 249080, 251202, 253090, 253699, 497300, 6K02736, 6K06906, 6L01271, 6L04554, 6L04586, 6M01805, 7A01810, 7A04728, 7B02812, 7C01102, 7C04989, 7D02092, 7E01690, 7F00121, 7F04253, 7G01828, 7H04603, 7K01253, 7L03599, 7L05968, 8A00917, 8C00105, 8D03382, 8D04425
14018183	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) IT	162802, 172960, 498361, 7F00122, 7L03600, 7L05969, 8A05102, 8C02417
14018183	SONDA RECTAL CH/30 40CM- 50UDS	250010, 498361, 6M00668, 7F00122, 7H00936, 7J01203, 7K02649, 7L05969, 8A05102, 8C02417
14031022	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM (100/1000) IT	153191, 155227, 156625, 156626, 164765, 165267, 165442, 167739, 168091, 170403, 171639, 174110, 174368, 176067, 178739, 184654, 185110, 185363, 185837, 187446, 192779, 193257, 194149, 194469, 195189, 197233, 205521, 209164, 216390, 217341, 218595, 219516, 220600, 222470, 223314, 226816, 227770, 228697, 229604, 230118, 232077, 233426, 234562, 237008, 240562, 240957, 245952, 246339, 247500, 251259, 251361, 251564, 497324, 6K03729, 6K06907, 6L01267, 6L06116, 7C01104, 7C06000, 7F00125, 7H00930, 7J02388, 7K02647, 7K04186, 8A04411, 8C02416
14032022	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM (100/1000) IT	169690, 171640, 176078, 183158, 194585, 203610, 208505, 210437, 211451, 212863, 219288, 219517, 223315, 226819, 228700, 229608, 251258, 6K00534, 6K02735, 6L01268, 6L04574, 6L06119, 7F00123, 7F04254, 7H03097, 7K01254, 7K04190, 7L05967, 8A00918
14033022	UNO RECTAL TUBE CH32/40CM (75/750) IT	200610, 210378
16002181	ILTFORBINDELSESSLANGE 2TRAGTE HVID 200CM	153983, 160970, 178884, 179880, 183590, 187550, 193324, 201033, 202014, 233060, 300833, 301378, 302958, 304428, 306286, 310344, 310733, 315683, 316382, 317993
16002181	UNO OXY CONN TBE 2 FNL 200CM(50/300) INT	153983, 160970, 178884, 179880, 183590, 187550, 193324, 201033, 202014, 233060, 300833, 301378, 302958, 304428, 306286, 310344, 310733, 315683, 316382, 317993
16003181	ILTFORBINDELSESSLANGE 2TRAGTE HVID 300CM	167230, 179893, 184225, 187515, 192526, 193331, 201984, 208841, 210511, 211374, 221854, 226889, 227840, 302525, 302966, 304095, 305761, 306287, 306548, 308744, 309359, 309573, 310734, 311319, 312011, 313432, 313831, 314221, 316298, 495225

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
16003181	UNO OXY CONN TBE 2 FNL 300CM(1/50) INT	167230, 179893, 183563, 184225, 187515, 193331, 201984, 211374, 214592, 219689, 221121, 221854, 226889, 230746, 302525, 302966, 304095, 304444, 305761, 306287, 307682, 308744, 309359, 309573, 310734, 311319, 313432, 313831, 314221, 316298, 495225
16013182	UNO CONN TUBE FINGERTIP 210CM(1/50) INT	155077, 155284, 168328, 168638, 168725, 179519, 181311, 184720, 187917, 192799, 196080, 201410, 203007, 206483, 211574, 213787, 214568, 214979, 216410, 216806, 218090, 221099, 224336, 228220, 230722, 300489, 301427, 302033, 304295, 305265, 306144, 306774, 307016, 308273, 309109, 311530, 315885, 318135, 320293, 321746, 322269, 322903, 492531, 497478, 499706
16021181	FORBINDELSESSLANGE 210CM, FINGERTIP/TRAG	170528, 211367, 211907, 214585, 215713, 224349, 227833, 229723, 233090, 234881, 236633, 237471, 300636, 304089, 304429, 305266, 307017, 307504, 308745, 309890, 309991, 310953, 312613, 313131, 313832, 314222
16021181	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	151081, 152335, 162526, 166265, 169610, 170528, 181298, 195289, 199328, 203689, 203992, 211367, 211907, 212355, 213799, 224349, 226422, 228303, 230738, 234159, 235307, 236633, 300450, 300636, 303164, 304089, 304429, 305266, 305660, 306870, 307017, 307683, 309574, 309890, 310953, 312613, 313131, 313832, 314222
16021182	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	151300, 152530, 152678, 152679, 156701, 159625, 162061, 162600, 163920, 164796, 165323, 167543, 168598, 170557, 174208, 181338, 186371, 188516, 189243, 191282, 192053, 195238, 196079, 197640, 200368, 203004, 206413, 208558, 210893, 211569, 213255, 214166, 214974, 216796, 221441, 223724, 226384, 227197, 228213, 228833, 229153, 230179, 233566, 234496, 235261, 236094, 300484, 300726, 300938, 301421, 301538, 301795, 302028, 302189, 302690, 303254, 303649, 304151, 304298, 304562, 305267, 305998, 306288, 306601, 307018, 307368, 307505, 308073, 308396, 308586, 308920, 309110, 309360, 309992, 310735, 311320, 312336, 313590, 314696, 315222, 316384, 317778, 497486, 497692, 499191, 499711
16021184	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	152011, 152012, 157543, 173160, 180438, 193779, 200410, 204007, 207669, 211637, 217665, 233673, 237180, 300462, 301598, 304708, 306463, 306891, 308397, 310954, 313313, 318828, 490116

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
16024182	UNO CONN TBE FT SP FNL CH24/210(1/50)INT	151318, 152342, 155109, 155644, 158724, 159273, 159761, 162477, 165051, 166446, 168607, 168656, 173474, 173985, 179548, 181335, 183827, 184744, 187952, 189257, 191311, 194657, 197665, 199802, 201426, 203696, 205666, 207670, 210929, 212360, 215000, 216107, 217666, 219150, 222189, 224769, 227242, 228315, 231158, 233676, 234537, 237181, 300463, 300797, 301466, 302064, 303173, 303334, 303959, 304620, 305042, 305268, 305661, 306033, 306145, 306289, 306404, 307019, 307313, 307506, 308074, 308348, 308587, 308746, 308921, 309361, 309575, 309993, 310604, 310955, 312012, 312614, 313504, 314223, 314597, 315522, 317349, 318136, 318866, 493893, 494639, 497709, 497710, 499733, 499734
16031182	UNO CONN TBE FNL CH24/350CM (1/50) INT	151295, 159705, 166726, 168639, 172895, 184723, 191285, 194631, 202435, 206420, 214980, 216076, 216808, 225681, 228224, 235267, 300365, 302035, 302824, 306290, 307507, 308075, 309994, 310814, 313591, 314224, 315369, 317459, 319645, 321111, 493789, 497479, 497480, 497481, 499707
16039181	ILTFORBINDELSESSLANGE, 300 CM	153998, 157759, 169475, 181116, 183559, 184251, 193325, 194250, 202015, 204328, 205232, 207373, 208872, 226886, 227834, 230739, 300617, 300649, 301379, 301745, 302959, 305662, 305835, 306291, 307369, 307684, 308398, 308747, 309576, 309995, 310345, 310736, 314225, 315902, 316944, 318569, 320335, 322375, 495065
16039181	UNO COMM TBE CH30/300CM(1/50) INT	202015, 205232, 300649, 314225
16039182	UNO COMM TBE CH30/300CM(1/50) INT	151319, 161736, 168608, 171892, 181344, 187953, 195278, 200411, 210145, 211638, 215001, 219151, 224770, 228316, 233677, 300398, 303336, 303960, 304796, 306146, 306524, 307020, 308588, 309111, 309362, 311159, 311572, 497236
16042182	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/400CM(1/40) INT	151303, 152531, 155082, 159627, 164329, 166730, 167546, 168647, 169384, 172896, 173973, 179524, 181319, 182984, 185531, 187926, 189249, 190366, 191290, 192802, 193750, 197644, 199281, 202436, 203968, 206414, 210121, 210894, 213256, 214168, 215412, 216799, 219945, 220635, 222955, 228215, 230180, 232144, 234498, 235262, 237811, 300356, 300729, 301540, 302029, 303257, 303643, 304146, 304568, 304770, 305269, 305663, 306292, 306405, 306775, 307021, 308076, 308399, 308589, 308836, 308922, 309363, 309577, 309997, 311531, 312013, 312615, 313007, 313301, 313592, 314698, 314974, 315409, 316385, 317003, 317477, 319266, 320983, 321649, 322809, 493814, 497490, 497491, 497952, 499713
16049181	FORBINDELSESSLANGE 210CM, 2 TRAGTE CH 24	164468, 309364

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
16049181	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	151086, 152343, 164468, 166269, 169618, 195279, 199314, 203697, 204008, 206452, 211368, 212361, 214587, 226430, 228317, 300464, 300981, 301382, 302522, 302860, 302962, 303174, 304431, 306167, 306776, 307022, 307508, 308748, 309364, 309998, 310584
16049182	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	150391, 151980, 156700, 157254, 157905, 158902, 159616, 167122, 168588, 168724, 169381, 170556, 171882, 173972, 174207, 178820, 180425, 181310, 182105, 182981, 184718, 190363, 191281, 193747, 196077, 199276, 200367, 201409, 203666, 206417, 208561, 211573, 213260, 214978, 216804, 219948, 221443, 222166, 225679, 226388, 228219, 230185, 232148, 236097, 300735, 301424, 302573, 302694, 303949, 303979, 305270, 305664, 306147, 306293, 306406, 306777, 307023, 307509, 308077, 308749, 308923, 309999, 310737, 311029, 312253, 312864, 314309, 314565, 315886, 316386, 317460, 497690, 499704
16049183	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM (1/50) IT	153656, 156289, 198438, 199308, 209249, 210906, 211591, 224767, 228310, 229173, 235309, 236127, 300395, 301818, 302740, 308078, 308293, 309112, 310000, 310738, 311532, 311728, 312365, 313050, 313857, 314226, 314869, 316029, 316784, 317779, 499329
16049184	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	152015, 152016, 157544, 157545, 166068, 166069, 185556, 192081, 193780, 200412, 205667, 207671, 226431, 233678, 237182, 301599, 303659, 306464, 308079, 308400, 309440, 309578, 311321, 312337, 312502, 313314, 314416, 315181, 318753, 494973, 494974
16050022	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	153975, 155436, 158089, 160059, 160984, 161154, 161352, 166814, 176573, 178894, 179878, 181135, 181327, 182985, 192815, 194651, 199293, 203037, 206952, 207364, 208214, 216420, 217370, 232740, 303307, 308828, 309113, 309365, 309579, 309926, 310124, 310739, 310956, 311322, 311708, 312478, 313008, 315051, 315380, 315381, 316736, 316737, 492952, 495141, 497696, 497961
16050181	FORBINDELSESSLANGE 300CM, 2 TRAGTE CH 24	153970, 160971, 181117, 183560, 197380, 208873, 229725, 301494, 302135, 302537, 304760, 305665, 312887, 495147
16050181	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) INT	183560, 302135, 304760

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
16050182	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	151314, 152332, 152561, 152692, 156717, 157351, 158620, 158910, 159644, 162607, 163050, 163930, 165337, 166428, 167559, 168594, 168651, 169388, 170569, 174217, 176574, 180433, 181342, 183815, 184737, 185541, 186382, 187943, 188526, 189255, 191299, 192069, 194653, 195254, 196099, 196800, 199294, 199799, 200394, 202439, 205647, 206435, 207647, 208585, 209260, 212345, 213286, 214997, 216098, 216838, 219959, 220658, 222186, 222990, 224760, 226414, 227226, 228285, 229184, 230201, 232741, 233624, 235289, 236123, 237826, 300438, 300518, 300769, 300968, 302055, 302226, 302427, 302828, 303309, 303655, 304159, 304308, 304601, 305043, 305271, 305772, 306034, 306407, 307024, 307314, 307510, 307685, 308349, 308750, 308924, 309114, 309580, 310001, 310957, 311684, 312338, 313433, 314310, 315148, 316674, 317351, 319267, 497697, 497698, 497699, 499196, 499725
16050183	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	153657, 156060, 156291, 156292, 156293, 156294, 160546, 164808, 192077, 195269, 200398, 205669, 209250, 221476, 228311, 229174, 235310, 237160, 300396, 301819, 302741, 304165, 308985, 311533, 312366, 312616, 313803, 314227, 314975, 316946, 317705, 319368, 498218
16050184	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) INT	152017, 157547, 165906, 166447, 184746, 192082, 193782, 196809, 306892, 310346, 311384, 312503, 314417, 316580, 317862, 494975
16056182	UNO CONN TBE 2 FNL CH30/400CM(1/40) INT	151981, 155083, 158614, 159720, 162462, 164797, 165035, 165896, 168648, 173141, 179525, 181320, 185532, 191291, 193751, 200372, 206484, 207633, 209220, 211570, 213816, 214569, 216411, 216800, 218091, 221100, 221442, 224376, 228216, 230181, 233567, 235263, 237101, 300485, 300604, 301541, 302030, 303258, 303644, 304569, 305773, 306168, 306602, 306779, 307686, 308080, 308401, 308751, 309115, 309366, 310002, 310816, 310958, 312617, 314566, 315149, 317097, 318514, 319649, 322138, 490090, 494955, 497550, 499714
16059182	UNO CONN TBE FNL CH24/210CM(1/50) INT	151296, 152529, 152677, 159706, 163922, 164326, 165032, 167544, 168640, 168727, 170558, 178821, 183808, 186372, 187919, 188517, 200369, 201411, 203667, 206421, 209229, 214170, 214981, 219086, 224741, 228225, 231131, 237814, 300493, 300742, 301431, 302036, 303152, 303248, 304150, 304296, 305272, 306148, 307025, 307389, 308752, 310003, 310347, 311685, 312339, 312865, 313593, 314786, 315150, 316675, 317246, 318515, 497482, 497691, 499708

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
16064182	UNO CONN TBE FNL CH30/300CM(1/50) INT	151304, 155084, 155931, 159250, 159716, 163651, 164327, 168643, 169383, 173493, 176811, 179521, 181293, 183809, 187921, 189246, 191286, 201412, 203005, 206938, 209224, 211159, 213258, 219082, 222963, 223725, 227199, 230183, 232146, 235265, 300417, 300487, 302031, 302193, 302257, 303153, 303262, 303980, 304300, 304565, 305999, 306149, 306295, 306780, 307026, 307390, 307687, 308753, 309581, 310004, 310348, 311160, 311686, 312014, 313787, 314228, 314567, 315370, 316451, 318138, 319614, 321112, 321391, 497492, 497493, 498881, 499715
16064184	UNO CONN TBE FNL CH30/300CM(1/50) INT	152059, 152060, 173158, 185560, 192108, 193815, 196851, 223000, 226424, 233672, 237167, 300456, 301588, 302743, 303518, 304192, 306465, 306893, 308081, 310349, 311385, 312082, 312504, 318880, 320929, 321850, 495006
16066182	UNO CONN TBE FNL CH30/480CM(1/32) INT	312401, 314087, 314293
16069181	ILTFORBINDELSESSLANGE M/1 TRAGT, 210 CM	202016, 227835, 230773, 238141, 300917, 302960, 308673, 310005, 314297
16069181	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	151082, 152336, 152521, 159570, 162528, 166266, 169611, 179545, 190395, 195290, 199330, 202016, 203690, 203994, 205233, 206448, 208839, 212356, 226423, 227835, 228304, 229192, 230773, 233661, 234903, 235308, 235727, 236667, 238141, 300451, 300672, 300917, 301779, 302960, 303165, 304984, 306169, 306781, 307027, 307688, 308673, 308754, 309201, 309582, 310005, 314297, 497703
16069182	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	150451, 156704, 162603, 163925, 167547, 200375, 222966, 301432, 305856, 306158, 312254, 315190
16069183	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210CM(1/50)IT	153659, 156299, 162146, 167226, 211594, 220665, 235312, 306525, 312367, 315481, 318993
16069184	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	166448, 173163, 193783, 200413, 211639, 217667, 223001, 226432, 233679, 301600, 303491, 308082, 308402, 311386, 313434, 49497
16074182	UNO CONN TBE CARIFLEX CH24/400(1/40) INT	152583, 154360, 155921, 164492, 165663, 166449, 167955, 171613, 173283, 179549, 182119, 186388, 188541, 192083, 195281, 196106, 197666, 200414, 202454, 203045, 203698, 205668, 210146, 212362, 213293, 219152, 219968, 223002, 224771, 225709, 227243, 228859, 232755, 233680, 234538, 236131, 300399, 300798, 301601, 302755, 302861, 303394, 304985, 306180, 306408, 306894, 307391, 308986, 309202, 309441, 309891, 310959, 311799, 312015, 312170, 312340, 315903, 317400, 318195, 319379
16086242	UNO OXY CONN TBE CH16/150CM(50/300) INT	151302, 159715, 181314, 189245, 194632, 208049, 211158, 216803, 219947, 222164, 222962, 226386, 231129, 232145, 300359, 301542, 303261, 304299, 305274, 305666, 309583, 311161, 313594, 316387, 318867, 497489

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
16087242	UNO OXY CONN TBE CH16/210CM(50/250) INT	155076, 159623, 168726, 180426, 187918, 191283, 199792, 203972, 209227, 213263, 216807, 222167, 227201, 229158, 237106, 300490, 301429, 302574, 303151, 303648, 304574, 305275, 306150, 306409, 307029, 307511, 308590, 309368, 310006, 310960, 311534, 312618, 313302, 313435, 314051, 315151, 317186, 318754, 497475, 499705
16089182	UNO OXY CONN TBE CH16/150CM(50/300) INT	151998, 152566, 155638, 162065, 165662, 166419, 172172, 172476, 176577, 179534, 183814, 185538, 187014
16092242	UNO OXY CONN TBE CH16/180CM(50/250) INT	150449, 151297, 155079, 159707, 165895, 168641, 181313, 187920, 193748, 197641, 202413, 205599, 210125, 214171, 219949, 227203, 229159, 300311, 300743, 301801, 302037, 302572, 303249, 304575, 305667, 306410, 307030, 308350, 308591, 309116, 309584, 310146, 312619, 313788, 314870, 317461, 318139, 319615, 497483, 497484, 499709
16100181	OP-FLEX, 210 CM FORBINDELSESSLANGE	320984
16100181	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) INT	152337, 154354, 159571, 162529, 166267, 169612, 185548, 190396, 195291, 203691, 209284, 212357, 300977, 302856, 303166, 304986, 306170, 306782, 307392, 307689, 309369, 310411, 310961, 497704
16100182	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) IT	151317, 152571, 152697, 156727, 158622, 159757, 162609, 163815, 163932, 166737, 167563, 168746, 170570, 171058, 173984, 174220, 176580, 178824, 182988, 184738, 187950, 190387, 191306, 192078, 193774, 195270, 196806, 197661, 198439, 202441, 203043, 206430, 209252, 210907, 213281, 214192, 216106, 216849, 219145, 220353, 221477, 223755, 224768, 227238, 228312, 231157, 232159, 233663, 234156, 236129, 237161, 237823, 300667, 300914, 301464, 301582, 301822, 302437, 303302, 303385, 304310, 304403, 304576, 304783, 305276, 306035, 307031, 307393, 307690, 308755, 308925, 309203, 309930, 310007, 310351, 310585, 310962, 311420, 312180, 312866, 314568, 315558, 316446, 316793, 319892, 322148, 322815, 497706, 498597, 499732
16100183	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) IT	155293, 156846, 159574, 161967, 164809, 171655, 174221, 176581, 182989, 188135, 191307, 193776, 196100, 203044, 205670, 206947, 209253, 216850, 219956, 222188, 223756, 225708, 228313, 236130, 302592, 304311, 499064
16100184	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) INT	152019, 152020, 157548, 166071, 166072, 173164, 196810, 200415, 204009, 211640, 223003, 226433, 233091, 233681, 237183, 301602, 302066, 303513, 304710, 305853, 306895, 308083, 308403, 309442, 310352, 310740, 312083, 312505, 313315, 317863, 318649, 320917, 321392, 321899, 494977, 494978

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
16102181	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	159572, 190397, 190804, 201034, 201973, 213047, 229724, 233662, 300930, 300978, 302620, 302783, 302816, 302857, 303004, 303167, 303550, 305277, 306181, 306296, 306466, 307394, 309117, 309370, 309585, 310125, 310412, 311421, 316463, 317706, 495145, 497705
16102181	OP-Flex, 350 cm forbindelsesslange	190804, 201034, 201973, 213047, 229724, 302620, 302783, 303004, 303550, 305774, 306181, 306466, 307394, 308404, 308756, 309370, 310125, 310412, 311421, 312255, 316463, 317706
16102181	Imuletku OP-Flex N/N ch 24/350cm 50 kpl	201973, 213047, 229724, 302620, 303004, 303550, 306181, 308756, 309117, 310125, 310412, 311421, 312255, 316463, 495145
16102182	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	150530, 151306, 152323, 152532, 152680, 155087, 155286, 155628, 156702, 158715, 158904, 159719, 162460, 162601, 163043, 163923, 165034, 165327, 166253, 166727, 167008, 167545, 168599, 169601, 170559, 170766, 174209, 176566, 179522, 181084, 181294, 181885, 181921, 184725, 185143, 185527, 187922, 189247, 189888, 191287, 191740, 192054, 193355, 194633, 195009, 195239, 196788, 198427, 199278, 199793, 200370, 202431, 203469, 203967, 204339, 205207, 205597, 206412, 207388, 208226, 208557, 208855, 209218, 210892, 212313, 212950, 213254, 214973, 216073, 216795, 219078, 222162, 224740, 227196, 228212, 230178, 231126, 233565, 234148, 234495, 236656, 237478, 237807, 300483, 300655, 300725, 300935, 301419, 301794, 302187, 303250, 304141, 304286, 304566, 304768, 305278, 305668, 306000, 306411, 306603, 307032, 307395, 308592, 308757, 308926, 309118, 309371, 309540, 309586, 309931, 310008, 310611, 311203, 312016, 312867, 313073, 314311, 315691, 316794, 317846, 318451, 320007, 320999, 321188, 497495, 497693, 498583, 499193, 499716
16102182	TUBULURE RACCORDEMENT OP-FLEX 3.5M	150530, 236656, 300655, 306603, 307032, 307395, 308757, 310008, 310611, 311203, 312016, 312867, 313073, 315691, 317846, 320007
16102183	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) IT	150629, 153658, 156061, 156296, 156297, 156298, 160548, 160549, 160550, 187023, 188537, 195271, 211593, 237162, 300433, 302742, 316388, 317707, 320294, 321114, 322376, 492915
16102184	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	152022, 152023, 157549, 165908, 166450, 173166, 185557, 193785, 200416, 204010, 207672, 211641, 217668, 223004, 226434, 233682, 237184, 300465, 301603, 302067, 303339, 306896, 308084, 308405, 308927, 309443, 313316, 317864, 318881, 320918, 321394, 321900, 494979
16151022	UNO OXY CONN TBE CH14/200CM(50/300) INT	202419, 304694, 316076, 497813

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
16172182	UNO CONN TBE FT 2FNL CH24/300CM(1/50)INT	157771, 160989, 164484, 169465, 170508, 170509, 172045, 174499, 175445, 178888, 178918, 179176, 179897, 181092, 181898, 181924, 182783, 183605, 184262, 184274, 190835, 192531, 193373, 194284, 195651, 197416, 198025, 198999, 199563, 199721, 201069, 204348, 207015, 208219, 208387, 208880, 209916, 210514, 211099, 211908, 212956, 213836, 214621, 217390, 218647, 219692, 220372, 221150, 221857, 222550, 223480, 224402, 226925, 229280, 229756, 230759, 231636, 232469, 233687, 234161, 234916, 235730, 236671, 236770, 300598, 300679, 300805, 301496, 301911, 302299, 303010, 303694, 303782, 304463, 305279, 306526, 306604, 306783, 307033, 307315, 307512, 308085, 308274, 308351, 308593, 309372, 309587, 310009, 310808, 311162, 312341, 313303, 313595, 314454, 315224, 315274, 316200, 316311, 317462, 317463, 317478, 317666, 318517, 491520, 495054, 495152
16173182	UNO CONN TBE FT 2FNL CH24/500CM(1/40)INT	157772, 163690, 164474, 172046, 194263, 201070, 207399, 208220, 213837, 219693, 219837, 226926, 233074, 234162, 300923, 302156, 302300, 302985, 304464, 305280, 306182, 307396, 309373, 310963, 311163, 312479, 316077, 317479
19005182	UNO OXY CATH GREEN CH8/40CM(100/1000)INT	152316, 172635, 178761, 194599, 211153, 228155, 247513, 6M00339, 7D04805, 7H04072, 8B04615
19006182	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) IT	151889, 152494, 154334, 157309, 159901, 162798, 165652, 166212, 172564, 174979, 180325, 181581, 184667, 192004, 201385, 205527, 208508, 239701, 497299, 497937, 7J05966, 8C05605
19006183	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) IT	153631, 156250
19006183	UNO OXY CATH GREEN CH10/40CM(1X100PK) IT	218380, 250498, 498357, 6L06019, 7D01371, 7G05467, 8B04926
19007182	UNO OXY CATH GREEN CH12/40(100/1000) INT	172636, 228156, 7D04808
19008182	UNO OXY CATH GREEN CH14/40(100/1000) INT	154341, 206928, 212241

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
19017182	UNO OXY GREEN FOAM CH10/40CM(100/600)INT	150353, 152505, 152665, 154342, 155242, 155898, 156035, 156647, 157242, 158893, 159665, 159917, 162058, 162558, 162836, 162959, 163886, 163887, 165297, 165825, 167771, 169704, 170466, 172469, 173391, 174846, 176448, 176557, 177728, 177984, 178762, 179471, 180998, 181494, 182690, 183757, 184104, 184686, 185474, 186356, 187003, 188226, 188904, 190732, 191259, 193680, 194185, 194600, 196755, 198962, 199236, 200984, 202411, 202781, 204302, 205551, 208205, 208528, 209007, 211071, 211843, 213242, 213738, 215140, 216037, 217331, 219033, 220342, 222913, 223342, 225633, 226768, 228157, 229645, 230145, 231098, 233468, 234125, 234482, 234861, 237427, 239119, 240582, 241987, 245969, 246864, 247128, 249470, 249653, 250060, 251372, 252113, 252609, 497218, 497941, 499182, 6K02048, 6K04860, 6K04861, 6L01078, 6L02707, 6L04906, 6M00323, 7A01930, 7B03375, 7B06788, 7C05475, 7E00344, 7E03853, 7F02103, 7G00535, 7H02463, 7J03839, 7L00934, 7M02335, 8A02881, 8B01985, 8D00284, 8D03435, 8E01100, 8F00409
19019181	Happikatetri ch 14 superlonkärki 100 kpl	163588, 200617, 222490
19019181	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/600)INT	200617, 222490
19019182	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/600) IT	150350, 151887, 152488, 152656, 154335, 155232, 155894, 156634, 157232, 162043, 162945, 164682, 165279, 166954, 168521, 170743, 172468, 176100, 179461, 180326, 181582, 183741, 184668, 185375, 191231, 193654, 196725, 199201, 202366, 205528, 208509, 213205, 216018, 219008, 222891, 225617, 228119, 230129, 231084, 234470, 236058, 238575, 240566, 245957, 246833, 249634, 251363, 497185, 6K02075, 6K04863, 6L03927, 6M01173, 7A05387, 7B04091, 7C02886, 7C05249, 7E00343, 7E04878, 7G00965, 7H02756, 7L01742, 8A02878, 8B04299, 8C02278, 8D02623, 8F00081
19020182	UNO OXY GREEN CH10/40CM (100/1000) INT	150354, 155899, 184687
19024182	UNO OXY ADJ FOAM CH10/40CM(100/600)INT	154344, 155900, 163807, 172592, 181598
19030182	SONDE OXYGENE AVEC COMPRESSE 40CM CH10	158961, 161621, 162132, 234755, 6K04073, 7A02135, 7C02888, 7F00831, 7G05466, 7L01411, 7L06810, 8B00814, 8B04925
19030182	UNO OXY ADJ FOAM CH10/40CM(100/600)INT	158809, 190983, 8B00814, 8E02430
19034182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH08	161639, 193154, 196510, 211292, 220983, 223369, 225274, 227756, 234787, 250106, 6K06844, 6L01664, 7B05103, 8A04758
19034182	UNO OXY CATH BLUE CH8/40CM(100/1000) AUS	161639, 225274, 7B05103, 8A04758

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
19034242	UNO OXY CATH BLUE CH8/40CM(100/1000) INT	168958, 214949
19035182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH10	158984, 165437, 167477, 167814, 169136, 170463, 174323, 176402, 176463, 178623, 180963, 181851, 185076, 188171, 188873, 198901, 202768, 205133, 206746, 208966, 209144, 211293, 214507, 218614, 219576, 221048, 224276, 225275, 226797, 227757, 230592, 233021, 234788, 236503, 239152, 240946, 247971, 249989, 252541, 498299, 6L01464, 6L06594, 7A02134, 7D03814, 7H06064, 7M00379, 8A01457
19035182	UNO OXY CATH BLUE CH10/40CM(100/1000)AUS	158984, 167814, 8A01457, 8E00901
19035242	UNO OXY CATH BLUE CH10/40CM(100/1000)INT	8C01512
19035908	OXY CATH BLU CH10/40CMTHRMFSHR(100/1000)	193299
19037182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH12	150085, 167516, 167815, 169102, 176536, 178624, 181852, 200727, 201889, 202735, 207257, 208967, 209145, 211294, 218029, 224277, 227758, 229667, 232411, 234789, 240866, 247909, 249990, 498300, 6L02344, 6M00333, 7A02137, 7H03884, 8C04561
19037182	UNO OXY CATH CH12/40CM (100/1000) AUS	167516, 7H03884, 8C04561
19038182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH14	150005, 167108, 179771, 209146, 238031, 6L05092
19038182	UNO OXY CATH CH14/40CM (100/1000) AUS	6L05092, 8A05947
19040052	UNO OXY BLUE FOAM CH10/40CM(100/600) INT	151178, 154979, 159679, 163311, 165017, 166710, 168701, 172833, 179480, 181531, 185331, 187769, 189186, 191143, 195137, 195973, 199123, 200222, 203561, 206331, 209118, 210756, 213136, 214887, 215964, 218940, 221357, 222831, 226276, 227088, 228012, 232025, 233351, 238512, 239592, 245902, 247448, 250413, 252030, 497012, 497013, 499520, 6K01705, 6K01706, 6L00243, 6L01459, 6L06016, 7A01929, 7A04285, 7A07021, 7B05241, 7C00989, 7C04315, 7D01369, 7D03813, 7E01096, 7E04074, 7F00829, 7H00707, 7J03838, 7K01811, 7K03180, 7K06464, 7L04766, 8A01332, 8B03350, 8B05301, 8C04371, 8D03638, 8E01903, 8E03759, 8F03546
19041052	UNO OXY BLUE FOAM CH12/40CM(100/600) INT	151193, 159670, 160261, 168491, 168925, 172850, 174868, 181545, 184614, 187785, 190260, 193599, 195150, 197534, 200231, 202393, 203572, 206339, 207536, 210081, 213144, 214899, 215978, 222108, 223631, 225573, 227098, 228035, 231025, 235191, 236008, 237730, 239612, 241380, 248247, 250429, 253008, 497049, 499557, 6K01707, 6K06673, 6L01077, 6L06017, 6M02973, 7A05311, 7B02834, 7B05100, 7C03161, 7D02295, 7E02029, 7E05384, 7F02821, 7H05577, 7J05964, 7K05782, 7L01741, 7L03868, 8A01460, 8A03138, 8A04354, 8B03605, 8C01670, 8C04555, 8D03918, 8E03491, 8F01694

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
19042052	UNO OXY BLUE FOAM CH14/40CM(100/600) INT	155004, 159619, 168926, 172852, 181634, 185341, 189198, 191160, 197539, 199754, 202919, 206893, 210760, 213146, 215983, 216670, 222111, 224683, 227100, 229073, 232031, 236012, 238519, 241382, 247458, 250431, 253010, 497053, 499560, 6K04859, 6K07201, 6L01659, 6M00326, 7A05352, 7B05099, 7C01671, 7D02950, 7E04877, 7F03913, 7H04186, 7K03179, 7L06809, 8A02879, 8B04300, 8C02277, 8E00900
19046022	UNO OXY CATH GREEN CH08/40(100/1000) INT	219771, 231058, 245930
19047022	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) INT	153100, 154130, 155222, 156817, 161093, 164758, 166390, 166854, 172883, 178733, 181570, 184646, 190300, 192768, 199771, 201376, 206906, 212197, 216710, 222875, 224781, 227136, 235206, 236992, 245295, 251346, 497933, 6K04970, 6K04972, 6M00623, 6M02981, 7B05102, 7C00498, 7C01480, 7C06393, 7D01647, 7F00830, 7F03121, 7J00284, 7J01365, 7J05965, 7K03589, 7L04767, 8A01458, 8C00396, 8C01896, 8E01102, 8E02431, 8F00759
19049022	UNO OXY CATH GREEN CH14/40CM (1X100) IT	240261, 6K00314, 7A06711
19049022	UNO OXY CATH GREEN CH14/40CM(100/1000)IT	6K00314, 7J03169
19055022	UNO OXY GRN FOAM CH10/40CM(100/1000) INT	151500, 154135, 158076, 158512, 160664, 167765, 171647, 172585, 174131, 176119, 178756, 179463, 181669, 182954, 185452, 188480, 194606, 197616, 199234, 205540, 206369, 214118, 215401, 216024, 218393, 219023, 221418, 223689, 232088, 233451, 238588, 241976, 246844, 250510, 253098, 497301, 6K04950, 6K04951, 6M00311, 6M02650, 7A02128, 7B01022, 7F01895, 7F06051, 7G02616, 7J02350, 7L03565, 7M02930, 8A06298, 8D02801
19056022	UNO OXY GRN FOAM CH12/40CM(100/1000) INT	154136, 157310, 167766, 174836, 179464, 185453, 190334, 202377, 215402, 218394, 220612, 221419, 232089, 237024, 237756, 240574, 6K02077, 6K05744, 7D00476, 7E05383, 7K03036, 8A05944, 8C01893, 8D02500, 8E03492
19057022	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/1000)IT	154134, 156636, 160661, 162440, 167743, 179458, 181656, 188424, 190315, 191223, 195202, 202365, 206360, 207582, 217638, 218389, 220609, 225621, 226211, 235229, 237018, 241434, 250507, 6K05478, 6L03368, 6M00325, 7D04824, 7F00082, 7F04200, 7J01854, 7L02113, 8A03736, 8C03623, 8D02622
19068022	UNO OXY ADJ FOAM CH12/40CM(100/1000) INT	219772
19069022	UNO OXY ADJ FOAM CH14/40CM(100/1000) INT	6M03680
19074052	UNO OXY BLUE FOAM CH10/40CM(100/600) INT	155060, 164193, 168897, 169336, 181721, 187883, 194608, 199785, 206370, 213224, 216743, 227157, 228130, 237757, 247505, 253101, 499645, 6K03598, 6M00622, 7B03376, 7C06394, 7F00066, 7H03169, 7K03185, 7M02363, 8B01986, 8D02625, 8F00757

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
29001182	UNO NASAL OXY CANN STR(50/300) IT	150458, 152578, 155920, 156063, 156685, 158915, 159125, 162068, 162532, 162871, 163079, 163934, 165341, 167014, 168606, 169369, 169389, 169609, 179567, 180459, 181334, 184743, 187026, 190386, 191305, 194656, 196807, 199313, 202448, 205617, 208576, 230191, 233595, 303657, 304319, 304996, 306426, 306903, 308113, 308604, 308944, 310363, 311585, 312031, 312473, 314299, 315204, 316106, 317867, 318764, 499197
29002182	LUNETTE OXY STE CONNECT M-F TUB2M ADULTE	211389, 214626, 218138, 220375, 221136, 224375, 226146, 226935, 227854, 301768, 302535, 303404, 304124, 304475, 305697, 307070, 307722, 308771, 309209, 309611, 310037, 312651, 313021, 314988, 315528, 316403
29003242	UNO NASAL OXY CANN STR FOAM (50/300) INT	187948, 214191, 223753, 304610, 310038, 314989
29006242	UNO NASAL OXY CANN STR (50/300) INT	151301, 155081, 158613, 160147, 168729, 180458, 185530, 189248, 199796, 203663, 207632, 214167, 214975, 216798, 227198, 232143, 237100, 237810, 300728, 303148, 303256, 304769, 305336, 306537, 306808, 308605, 309612, 311030, 312652, 313445, 314058, 315372, 316404, 318142, 497488, 499712
29008181	ILTBRILLE LIGE CH10/200CM STER (GROEN)	157782, 161438, 167241, 170546, 181114, 183575, 184221, 197376, 201960, 204323, 205225, 211361, 214580, 218095, 219655, 221109, 224391, 227824, 230731, 300830, 301374, 301740, 302951, 303767, 304415, 305698
29008181	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	157782, 167241, 181114, 184221, 197376, 204323, 218095, 221109, 224391, 226134, 301374, 304118, 304415, 305698, 307723, 309613
29008181	HAPPIVIIKSET, STERIILI, VIHREÄT 50 KPL	184221, 211361, 221109, 224391, 301374, 304118, 304415, 305698
29008182	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	150398, 150453, 154350, 162063, 163841, 174228, 176583, 178028, 179565, 181297, 182111, 185537, 186374
29010242	UNO NASAL OXY CANN STR FOAM (50/300) INT	151308, 155092, 157906, 159723, 160728, 166728, 168644, 178826, 181317, 185528, 187924, 191289, 193749, 199279, 202432, 206936, 209219, 211568, 222954, 223723, 226385, 228214, 231127, 234497, 237808, 300937, 301796, 303253, 303463, 304567, 305337, 305775, 306008, 306621, 307071, 308114, 308772, 309614, 310039, 499719
29011242	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	166729, 168645, 171883, 181318, 185529, 187925, 190365, 194634, 196789, 199794, 202433, 206937, 211157, 216074, 216797, 219944, 225676, 231128, 232142, 237809, 300727, 301420, 302401, 303640, 305338, 305776, 306622, 306809, 307534, 308773, 309390, 315161, 499194, 499720









REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
29014181	ILTBRILLE BUET CH10/200CM, STER (GROEN)	150543, 152420, 154013, 157783, 161439, 170547, 172063, 174534, 175473, 179183, 179922, 181115, 183589, 184365, 187544, 189895, 193315, 202009, 205226, 208837, 211408, 214614, 224345, 227825, 229743, 230768, 300611, 300903, 301777, 302553, 302952, 303768, 304119, 304416, 310749
29014181	UNO NASAL OXY CANN CRV GREEN(50/300) INT	150543, 152420, 154013, 157783, 161439, 170547, 174534, 179183, 179922, 181115, 183589, 184365, 189895, 202009, 205226, 211408, 224345, 227825, 229743, 230768, 301777, 304119
29015181	ILTBRILLE BUET CH10/210CM, STER (KLAR)	226891
29015182	UNO NASAL OXY CANN CRV CLR (50/300) INT	167020, 169606, 191329, 196845, 202425, 208589, 216104, 225705, 230210, 234535, 302236, 302852, 304191, 304350, 304997, 305844, 306427, 306904, 307375, 308115, 308774, 308945, 309615, 310365, 312653, 314300, 314427, 315205, 317254, 317892, 318766
29017181	ILTBRILLE LIGE CH10/200CM STER (KLAR)	226135
29018182	UNO NASAL OXY CANN CRV GREEN(50/300) INT	150541, 152569, 152695, 156724, 161437, 163928, 167557, 170542, 170567, 172062, 174229, 181341, 187502, 188285, 190796, 196096, 227208, 233053, 233589, 234153, 234896, 236627, 237483, 300661, 301366, 301439, 301487, 302127, 302296, 304153, 305339, 309456, 310040, 310366, 310559, 310599, 310750, 310984, 311172, 312486, 312654, 312871, 313022, 313306, 313838, 314059, 314428, 314707, 314789, 315032, 315276, 315757, 316284, 317108, 318280, 318439
29022022	UNO NOC STR NOSE PC FNL (50/300) INT	156694, 159937, 164806, 167503, 176266, 192079, 192816, 201422, 205655, 210919, 212350, 222992, 226417, 227235, 230208, 235304, 300771, 301577, 302436, 302739, 309146
33001182	UNO PRCN HNDL SGL BEND 10CM(100/1000)EUR	152634, 163866, 170754, 181691, 195974, 202913, 216665, 219879, 227090, 230063, 234416, 236000, 246767, 249583, 486189, 492546, 497121, 498074, 6L06114, 6M03532, 6M03533, 7C02295, 7D04863, 7F00138, 7H01944, 7K04189, 8A03851, 8B04375, 8D04423
33002182	UNO PRCN HNDL DBL BEND 10CM(100/1000)EUR	161719, 162580, 190269, 200235, 224673, 229060, 246753, 488004, 498073, 6L04518, 7F04256, 7L03605, 8A03855, 8C00111, 8C03634
33002183	UNO PRCN HNDL DBL BEND 10CM(100/1000)SEU	156251, 167748, 237013, 8F02433
33002183	UNO PRECISION HNDL DBL BEND(100/1000) IT	237013, 496293, 6L01221, 7M00167, 8C02421
33004182	CANULE ORL COUDEE CH06	167139, 208948, 7C04976
33004182	UNO PRCN HNDL SNG BEND 13CM(100/1000)EUR	7C04976
33005182	CANULE ORL BICOUDEE CH06	184113, 6M03538
33005182	UNO PRCN HNDL DBL BEND 13CM(100/1000)EUR	8F02432

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
33094182	UNO FLTFLOW HNDL WO TBE CH24 (20/40) INT	162618, 163729, 164993, 184302, 185169, 188326, 190851, 192564, 194308, 195041, 195669, 197438, 198041, 205261, 206479, 208250, 209034, 210533, 211111, 213862, 214207, 215209, 216459, 217401, 220396, 230228, 233103, 300574, 300579, 300603, 304473, 304659, 305360, 306820, 307085, 307541, 307869, 312263, 312266, 312827, 316170, 316465, 320721, 496475, 498188
33094183	UNO FLTFLOW HNDL WO TBE CH24 (20/40) INT	164836, 178039, 187040, 200474, 312267, 316755, 319004, 497711, 497712, 498124
33094822	UNO DELTAFLO YANK WO TBE (20/40) INT	150399, 158617, 172878, 172889, 172892, 179580, 184765, 191355, 194691, 199823, 206469, 215226, 215227, 300845, 300950, 303236, 303237, 303238, 308647, 310906, 311342, 312894, 318081, 318679, 321864, 322278, 490151, 490152
33095181	UNO OP-FLEX FILTERFLOW HNDL(20/40) INT	154521, 155445, 159515, 169312, 170648, 174636, 175494, 179237, 181175, 201122, 202036, 202308, 302992, 304126, 309214, 312261, 312268, 312833, 312834, 320270, 495352, 498189
33095181	OP-FLEX HAANDSTYKKE M/FILTERFLOW	155445, 170648, 175494, 181175, 201122, 202036, 301770, 302992, 304126, 308832, 309214, 312261, 312264, 312268, 312833, 320270, 495352, 498189
33095181	OP-FLEX FILTER FLOW HANDLE (20/40kpl)	159515, 174636, 309214
33095182	UNO OP-FLEX FILTERFLOW HNDL(20/40) IT	150578, 151320, 154847, 154919, 155110, 157373, 159758, 163350, 166910, 167566, 168652, 170637, 170795, 174625, 175480, 179941, 202309, 207343, 207369, 208393, 208577, 211170, 211405, 212930, 216085, 218120, 219110, 223739, 229175, 300257, 300846, 302151, 302947, 303985, 307542, 307732, 308129, 308678, 308782, 312265, 312269, 314064, 315564, 317000, 317767, 319667, 321167, 497748, 498104, 498198
33095182	CANULE OP-FLEX FILTER FLOW SS TUB CH24	170637, 170795, 174625, 175480, 203462, 206058, 207369, 212930, 213831, 300257, 302151, 308129, 312265, 312269, 315564, 319667, 498198
40071181	SIMPAVAC, SUGEFLASKE 200 ML	160979, 164473, 164978, 178917, 179888, 181128, 183604, 184238, 184272, 197415, 198998, 201118, 201993, 207381, 208850, 211385, 214599, 219671, 221134, 221843, 224372, 226137, 226897, 230756, 300632, 300910, 301762, 302532, 302983, 304462, 305408, 305736, 306345, 308806, 310785, 311011, 311366, 312058, 314071, 314270, 314768, 316197, 316768, 316985, 495226
40071181	UNO SIMPAVAC 200ML (1/50) INT	160979, 164473, 201118, 300910, 311366, 312058
40071182	UNO SIMPAVAC 200ML (1/50) INT	302105, 309562, 309664, 311210, 313499, 314130, 316198, 319555
40159181	TRAPPEKONNEKTOR MED HUN-LUER	150527, 153987, 155437, 157766, 159410, 160975, 164470, 164977, 169477, 169478, 170526, 170777, 181124, 183579, 184234, 194261, 198994, 201059, 201991, 211378, 211898, 213807, 214596, 230752, 304455, 305424, 305744, 307761

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
40159181	UNO STEP CONN W/FEMALE LUER(35/140) INT	150527
42001181	KATETERSTUDS M/FLASKEKANYLE	160988, 174526, 178891, 179895, 181127, 182771, 183601, 184260, 196523, 197388, 198997, 201066, 202028, 205244, 208847, 211392, 211899, 214598, 218106, 219669, 221131, 224369, 227849, 230780, 234914, 236650, 300631, 301761, 302531, 302982, 304105, 304461, 304762, 305432, 305751, 309684, 310106, 311199, 311373, 312724, 313036, 313477, 314083, 314283, 315021, 315404, 316436, 318589
42001181	UNO CONN FOR BOTTLE NDL(25/250) INT	160988, 178891, 183601, 184260, 201066, 211392, 218106, 227849, 234914, 236650, 304461, 304762, 305432, 312724, 315404, 318589
84011022	UNO FORCEPS BLUE 125MM (100/1200) IT	151542, 154165, 155440, 157353, 160670, 161548, 165044, 168744, 169488, 170635, 170794, 171055, 174708, 181414, 184298, 185622, 187575, 190419, 194693, 197688, 197706, 202460, 205693, 208602, 211199, 213851, 214203, 216455, 217680, 219724, 221500, 225723, 227888, 228338, 228820, 229765, 232765, 235334, 301810, 302432, 304695, 305780, 306458, 307128, 308183, 308977, 309190, 309565, 310113, 311569, 311701, 312077, 312387, 313480, 314086, 315555, 316574, 316575, 316576, 317128, 319471, 495142, 497700
84011181	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) NEU	151101, 152358, 169624, 172190, 175483, 181165, 181378, 185628, 190423, 197445, 199028, 199372, 203712, 209318, 211443, 212418, 216868, 219176, 226452, 228341, 231643, 233743, 235338, 300643, 302536, 302871, 303039, 303180, 304125, 305757, 307141, 308823, 309237, 309692, 309924, 312747, 315405, 315763, 316100, 318170, 497715, 498137
84011181	PINCET, BLAA, STERIL	154040, 156450, 157795, 159524, 162011, 164994, 169490, 170647, 170800, 172084, 174632, 175483, 179236, 181165, 181935, 182806, 184303, 188933, 192568, 194304, 197445, 198047, 201155, 202070, 206079, 209027, 210531, 211443, 215216, 225329, 229770, 231643, 234935, 300643, 300927, 301769, 302536, 302800, 303016, 303039, 304125, 305039, 305439, 305757, 307141, 307361, 307775, 308667, 308823, 309237, 309435, 309692, 309924, 309962, 310114, 312747, 314287, 315405, 315763, 316100, 316212, 316997, 318170
84011181	ATULA SININEN 100 kpl	156450, 159524, 172084, 174632, 175483, 181165, 184303, 192568, 194304, 197445, 206079, 209027, 211443, 215216, 231643, 300643, 301769, 302536, 302871, 303039, 304125, 307141, 307775, 308667, 308823, 309237, 309692, 310114, 315763, 316100

REF/CODE	DESCRIPTION	LOT/BATCH Number
84011182	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) EUR	150554, 150555, 151292, 152525, 152674, 152835, 159668, 160138, 162599, 163341, 168288, 176327, 181409, 182217, 183859, 184764, 187974, 188584, 189326, 190410, 191349, 193828, 196127, 197680, 198461, 199820, 200458, 202465, 203704, 204019, 204662, 207677, 210944, 211433, 212401, 213848, 214198, 215008, 215429, 216862, 217675, 218427, 221486, 224785, 225715, 226149, 226441, 227248, 227886, 228328, 229771, 230218, 231165, 231247, 231638, 232757, 233104, 233713, 234545, 234928, 235731, 300305, 300325, 300349, 300475, 300936, 301499, 301537, 301771, 302123, 302178, 302188, 302287, 302539, 302994, 303252, 303413, 303639, 303678, 304110, 304143, 304374, 304563, 304767, 305017, 305440, 305758, 306058, 306359, 306459, 306552, 306887, 307129, 307578, 307776, 308166, 308189, 308633, 308978, 309462, 311570, 312206, 313614, 316049, 316050, 316051, 317017, 317261, 318273, 495805, 497472, 497688, 498582, 499190
84011182	Pinzeta modrá	300936, 302287, 304563, 307129, 308166, 308633, 308978, 316050
84011183	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) SEU	156308, 156309
84011183	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) IT	178037, 183867, 192119, 204022, 206474, 218444, 227256, 300308, 300337, 302747, 303389, 306222, 308167, 312388, 312729, 314288, 316438, 316998, 318662
84011184	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) PL	152063, 157585, 157586, 165918, 166473, 173196, 188598, 192126, 193842, 196878, 199825, 211658, 217683, 223017, 226450, 233732, 300332, 301570, 302431, 302730, 303500, 304717, 306888, 308168, 308450, 309925, 310399, 311410, 312102, 312518, 313347, 317884, 318779, 495004

Załącznik 2: Przykład etykietowania opakowania

Dotyczy wadliwego produktu	
Etykieta nadawcy	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;"> <p>REF 29001182</p> <p>GB Twin nasal oxygen cannula D Sauerstoff-Brille F Lunette a oxygene NL Zuurstofbril I Cannula per ossigenoterapia</p> <p>Made in Belarus CH 10 210CM</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">6 X 50</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>0086</p> </div> <div style="font-size: 8px;"> ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>2012-04</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>LOT 630904</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2017-03</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <p>EAN No. 05705243273444</p>  <p style="font-size: 8px;">(01)05705243273444(17)170331(10)630904 v.05</p> </div> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>Kod produktu</p> <p>Numer partii</p> </div> </div>
Etykieta jednostki rynkowej	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;"> <p>50 REF 29001182</p> <p>GB Twin nasal oxygen cannula D Sauerstoff-Brille F Lunette a oxygene NL Zuurstofbril I Cannula per ossigenoterapia</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>0086</p> </div> <div style="font-size: 8px;"> ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>EAN No. 05705243273437</p>  <p style="font-size: 8px;">(01)05705243273437(17)170331(10)630904</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>LOT 630904</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2012-04</p> <p>2017-03</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">  <p>v.05</p> </div> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>H 10 10CM</p> <p>Numer partii</p> </div> </div>