

## Tłumaczenie pilnej notatki bezpieczeństwa

Pomoce do chodzenia MUSTANG produkowane przez firmę R82 A/S

Identyfikator FSCA – 10.07.2012

Akcja korygująca: zmiana informacji w Instrukcji użytkowania

---

Data: 10.07.2012

Do wiadomości: Duńska Agencja Leków


Competent Authority (na rynkach, gdzie urządzenia Mustang były dystrybuowane)

Dystrybutorzy w krajach

Użytkownicy końcowi/instrukcje/dostawcy (za pośr. dystrybutorów)

Szczegóły zmian informacji w Instrukcji:

Dwie naklejki ostrzegawcze zostały dodane z przodu urządzenia Mustang, aby wskazać na potencjalne ryzyko przytrzaśnięcia palców:



### Regulacja wysokości

- aktywować uchwyt (A), aby ustawić wysokość peloty piersiowej



Uważać by nie przytrzasnąć sobie palców w trakcie regulacji wysokości peloty piersiowej.

### **Szczegóły urządzeń:**

Urządzenia Mustang wyprodukowane przez firmę R82 A/S z nast. numerami artykułów: 869010, 869011, 869015, 869020, 869021, 869025, 869031, 869041.

### **Opis problemu:**

Niewielkie ryzyko przytrzaśnięcia palców zostało zidentyfikowane i od poniedziałku 9 lipca 2012 dodaliśmy 2 naklejki ostrzegawcze na wszystkich 4 rozmiarach Mustanga i zaktualizowaliśmy Instrukcję jak pokazano powyżej.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o uzyskanie bardziej wszechstronnej informacji z firmy R8 lub u dystrybutora w danym kraju.

### **Przekazanie niniejszej Notatki bezpieczeństwa: (jeżeli właściwe)**

Niniejsza notatka winna być przekazana wszystkim osobom w Państwa firmie, które winny być o tym powiadomione oraz do jakiegokolwiek organizacji, do której urządzenia zostały przeniesione (jeżeli właściwe).

Proszę zachować Notatkę i wynikające z niej działania przez odpowiedni okres czasu w celu zapewnienia skuteczności działań naprawczych (jeżeli właściwe).

Osoba kontaktowa:

Kent Aatoft Rasmussen

Dyrektor ds. Jakości

R82 A/S

Parallelvej 3

DK-8751 Gedved

e-mail: [kar@R82.com](mailto:kar@R82.com)

Tel: +45 79685888

Osoba kontaktowa w Polsce:

Anna Żogała

Samodzielny Specjalista ds. Importu

AKSON Spółka Jawna

ul. Ziołowa 47

PL-40635 Katowice

e-mail: [import@akson.pl](mailto:import@akson.pl)

tel: 32 / 201 96 00 w. 17