

**PILNA NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA****Błąd pipety w analizatorach ORTHO VISION® i ORTHO VISION® Max z wersją oprogramowania 5.12.3 i 5.12.4***Proszę wypełnić i odesłać faksem lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego pliku pdf, najpóźniej do:***31 lipca 2019**

Wysłać

do: Zbigniew Kowalski

Adres e-mail: Regulatory\_pl@pl.diasorin.com

Fax: 22 223 62 61

**Nazwisko i adres**

Prosimy o weryfikację nazwiska i adresu do korespondencji:

*Proszę wypełnić w przypadku zmian*Placówka/  
kontakt:

\_\_\_\_\_

Adres:

\_\_\_\_\_

Miasto:

\_\_\_\_\_

Woj.:

\_\_\_\_\_

Kod pocztowy:

\_\_\_\_\_

Telefon:

\_\_\_\_\_

Faks:

\_\_\_\_\_

e-mail:

\_\_\_\_\_

**Proszę  
potwierdzić**

Otrzymaliśmy i zapoznaliśmy się z treścią pilnej notatki bezpieczeństwa dotyczącej błędu oprogramowania w analizatorach ORTHO VISION/ORTHO VISION Max, mogącego powodować nieplanowane płukanie pipety w nieprawidłowym miejscu, po przejściu ramienia pipety (PIPA) z trybu bezczynności w tryb pracy. Będziemy postępować z zgodnie z informacjami zawartymi w notatce, dotyczącymi zapobiegania błędowi oraz czynności, które należy wykonać w przypadku prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Nazwisko  
drukiem:

\_\_\_\_\_

Nr tel:

\_\_\_\_\_

Data:

\_\_\_\_\_

Uwagi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Podpis:

Wymagany  
Stanowi potwierdzenie  
otrzymania informacji i  
zapoznania się z nią