

## **Komunikat firmy Medtronic dotyczący wszczepialnych pomp infuzyjnych SynchroMed II - modele 8637-20, 8637-40 (13.06.2008)**

Submitted by urpl\_redaktor on Fri, 13/06/2008 - 15:34

**Załącznik:**  [Komunikat\\_Medtronic\\_20080613..pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1401>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat\\_Medtronic\\_20080613..pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat_Medtronic_20080613..pdf)