

Komunikat firmy Medtronic dot. cewników dokanałowych, modele 8709SC, 8731SC, 8596SC, 8578, z wszczepialnymi pompami infuzyjnymi SynchroMed® i IsoMed®

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 24/06/2008 - 15:40

Załącznik:  [Komunikat_Medtronic_24.06.2008.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1407>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat_Medtronic_24.06.2008.pdf