

Notatka bezpieczeństwa firmy GE Healthcare dotycząca urządzeń monitorujących stan pacjenta Dash 3000/4000/5000 skonfigurowanych do współpracy z bezprzewodową siecią LAN 802.11b.

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 16/09/2011 - 13:01

Załącznik:  [Notatka_bezp._GE_16.09.2011.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1725>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp._GE_16.09.2011.pdf