

Notatka bezpieczeństwa firmy Covidien dotycząca czujnika tlenu w respiratorach Puritan Bennett 840 oraz Puritan Bennett z serii 700 (modele 740 oraz 760)

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 27/02/2014 - 09:53

Załącznik:  [FSN_Covidien_27.02.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2442>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Covidien_27.02.2014.pdf