

Brak dostępności Trisenox (trójtlenek aresnu, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji): zastąpienie importowanym produktem trójtlenku arsenu do iniekcji Phenasen (1 mg/ml) w okresie czasowej niedostępności produktu leczniczego Trisenox

Submitted by [urpl_redaktor](#) on Tue, 24/10/2017 - 10:56

Załącznik:  [DHPC_Trisenox.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4104>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DHPC_Trisenox.pdf