

Notatka bezpieczeństwa (FA-2020-020) firmy Baxter dotycząca niektórych serii zestawów rurek krwi Artiset (do aparatów do dializy Artis) ARTISET HD DNL HC, kod produktu 955075

Submitted by admin on Tue, 12/05/2020 - 11:32

Załącznik:  [FSN_Baxter_12.05.2020.pdf](#) [1]

 [Tabela produktów Baxter_12.05.2020.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5705>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Baxter_12.05.2020.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Tabela%20produkt%C3%B3w_Baxter_12.05.2020.pdf