

Notatka bezpieczeństwa (ACHC20-04.B.OUS) firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca kalibratora High Sensitivity C-Reactive Protein (hsCRP) do oznaczania wysokoczułego białka C-reaktywnego, nr serii 484721 i 516427

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 15/06/2020 - 11:49

Załącznik:  [FSN_Siemens_15.06.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5752>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_15.06.2020.pdf