

**Prevenar 20 [Szczepionka przeciw pneumokokom
polisacharydowa, skoniugowana (20-walentna, adsorbowana)],
0,5 ml, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce: zmiana
nazwy szczepionki z Apexxnar na Prevenar 20**

Submitted by m.koszewski on Fri, 26/07/2024 - 14:14

 [Komunikat Prevenar 20 - 26.07.2024.pdf](#) [1]

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8298>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20Prevenar%2020%20-%2026.07.2024_0.pdf