

Komunikat firmy Siemens dotyczący odczynnika C-Reactive Protein Extended Range (RCRP)

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Komunikat firmy Siemens dotyczący odczynnika C-Reactive Protein Extended Range (RCRP) Flex® reagent cartridge (DF34) produkcji Dade Behring Diagnostics, stosowanego w systemie chemii klinicznej Dimension®. (08.05.2008)

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 08/05/2008 - 15:25

Załącznik:  [Komunikat_Siemens_letter_dc_08-13_pl.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-firmy-siemens-dotycz%C4%85cy-odczynnika-c-reactive-protein-extended-range-rcrp-flex%C2%AE-reagent>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat_Siemens_letter_dc_08-13_pl.pdf