

## **Komunikat firmy Medtronic dotyczący wszczepialnych pomp infuzyjnych SynchroMed II - modele 8637-20, 8637-40 (13.06.2008)**

Wysłane przez urpl\_redaktor w Pią, 13/06/2008 - 15:34

**Załącznik:**  [Komunikat\\_Medtronic\\_20080613..pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-firmy-medtronic-dotycz%C4%85cy-wszczepialnych-pomp-infuzyjnych-synchromed-ii-modele-8637-20>

### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat\\_Medtronic\\_20080613..pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat_Medtronic_20080613..pdf)