

Komunikat firmy Medtronic dot. cewników dokanałowych, modele 8709SC, 8731SC, 8596SC, 8578, z wszczepialnymi

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Komunikat firmy Medtronic dot. cewników dokanałowych, modele 8709SC, 8731SC, 8596SC, 8578, z wszczepialnymi pompami infuzyjnymi SynchronMed® i IsoMed®

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 24/06/2008 - 15:40

Załącznik:  [Komunikat_Medtronic_24.06.2008.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-firmy-medtronic-dot-cewnik%C3%B3w-dokana%C5%82owych-modele-8709sc-8731sc-8596sc-8578-z>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat_Medtronic_24.06.2008.pdf