

Notatka bezpieczeństwa firmy Covidien dotycząca czujnika tlenu w respiratorach Puritan Bennett 840 oraz Puritan Bennett z serii 700 (modele 740 oraz 760)

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 27/02/2014 - 09:53

Załącznik:  [FSN_Covidien_27.02.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-covidien-dotycz%C4%85ca-czujnika-tlenu-w-respiratorach-puritan-bennett-840>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Covidien_27.02.2014.pdf