

Notatka bezpieczeństwa (FSN86100197A) firmy Philips dotycząca łyżek do defibrylacji wewnętrznej nadających się do sterylizacji, modele M1741A, M1742A, M1743A, M1744A, M4741A, M4742A, M4743A, M4744A

Wysłane przez admin w Wto, 26/05/2020 - 11:30

Załącznik:  [FSN_Philips_26.05.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn86100197a-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-%C5%82y%C5%BCek-do-defibrylacji-wewn%C4%99trznej>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_26.05.2020.pdf