

GIAPREZA® (angiotensyna II) 2,5 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji: fiolki o potencjalnie niewystarczającym napełnieniu oraz ważne informacje dotyczące instrukcji użycia

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 22/05/2024 - 08:58



[Giapreza DHPC 22.05.2024.pdf](#) [1]

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/giapreza%C2%AE-angiotensyna-ii-25-mgml-koncentrat-do-sporz%C4%85dzania-roztworu-do-infuzji-fiolki-o-0>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Giapreza%20DHPC%2022.05.2024_0.pdf