

Prevenar 20 [Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (20-wa

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Prevenar 20 [Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (20-walentna, adsorbowana)], 0,5 ml, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce: zmiana nazwy szczepionki z Apexxnar na Prevenar 20

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 26/07/2024 - 14:14

Załącznik:  [Komunikat Prevenar 20 - 26.07.2024.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/prevenar-20-szczepionka-przeciw-pneumokokom-polisacharydowa-skoniugowana-20-walentna-adsorbowana-05>

Odnosiniki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20Prevenar%2020%20-%2026.07.2024.pdf>