

**Prevenar 20 [Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (20-walentna, adsorbowana)], 0,5 ml, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce: zmiana nazwy szczepionki z Apexxnar na Prevenar 20**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 26/07/2024 - 14:14

 [Komunikat Prevenar 20 - 26.07.2024.pdf](#) [1]

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/prevenar-20-szczepionka-przeciw-pneumokokom-polisacharydowa-skoniugowana-20-walentna-adsorbowana-0>

**Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20Prevenar%2020%20-%2026.07.2024\\_0.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20Prevenar%2020%20-%2026.07.2024_0.pdf)